Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Дента-М»

УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор
ООО «Дента-М»
_____ Б.И. Мурзин
«__» ____ 2022 г.

ЗЕРКАЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ

ПАСПОРТ

ДЕНТ 0803.ПС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Зеркало стоматологическое изготовлено в соответствии с ТУ РБ 600553895.002-2002 и предназначено для визуального наблюдения при лечении зубов и проведении операций в полости рта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диаметр зеркала, d, мм	23
2.2 Кратность увеличения, раз	3
2.3 Средний срок службы до списания, мес.	8

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Транспортирование зеркал может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

3.2 Зеркала могут храниться в сухих чистых помещениях при температуре – от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Воздух перемещения не должен содержать коррозионно-активных примесей.

4 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур зеркала в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях от плюс 15 °С до плюс 25 °С не менее 4 ч.

5 МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

5.1 Дезинфекция проводится путем погружения в тройной раствор формалина по ГОСТ 1625 при температуре не менее 18 °С на (45 ± 5) мин с последующим извлечением из раствора и выдержкой при температуре (25 ± 10) °С в течение 15 мин.

5.2 Предстерилизационная очистка должна проводиться в растворе с применением моющих средств по ГОСТ 25644 при температуре (40 + 5) °С в течение (15,0 + 1,0) мин;

5.3 Стерилизация проводится сухим горячим воздухом при температуре (180 ± 5) °С в течение (60 ± 5) мин в стерилизаторе СС-200 М.

5.4 Допускается использовать другие средства для дезинфекции и предстерилизационной обработки, соответствующие действующим ТНПА и разрешенные Министерством здравоохранения к применению для изделий из нержавеющих сталей.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие зеркал требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи.

6.3 Гарантийный срок хранения – 3 года с момента изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Зеркала стоматологические, D = 23 мм соответствуют ТУ РБ 600553895.002-2002 и признаны годными для эксплуатации.

Количество _____шт.

Дата выпуска: _____.

Отметка ОТК_____

Изготовитель и его юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Дента-М»

Республика Беларусь, 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Сухая, 73

Тел. (8-10-375)-176-73-39-01, (8-10-375)-176-73-39-02

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru