Инструкция-вкладыш по применению для пациентов

Наименование:
изделие медицинского назначения для защиты слизистой оболочки кишечника

Адиарин®

Состав изделия медицинского назначения: 1 саше содержит желатина таннат 250 мг.

Описание: изделия медицинского назначения (ИМН) для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® предназначено для защиты слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.
Функциональное назначение ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® обладает способностью к механическому воздействию, защищая плотные межклеточные соединения эпителиальных клеток в тех случаях, когда они проявляют несостоятельность или разрушены, тем самым предотвращая массовое поступление в слизистую оболочку кишечника бактерий и токсинов из просвета кишечника. Этот эффект достигается исключительно механическим путём при применении ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН®.

Назначение: защита слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.

Показания к применению: рекомендован для защиты слизистой оболочки кишечника при диарее для детей и взрослых.

Способ применения: содержимое пакетика высыпать в столовую ложку, смешать с небольшим количеством воды и в таком виде употребить. Или растворить содержимое пакетика в 50-100 мл кипячёной воды, охлаждённой до комнатной температуры, и полученную суспензию употребить вместе с образовавшимся осадком.

Рекомендации по применению для разных категорий пациентов:			
Возраст	С 3 месяцев до 3 лет*	от 3 до 14 лет	старше 14 лет
Количество, необходимое для одного применения	1 пакетик	от 1 до 2 пакетиков**	2 пакетика**
Интервал применения	от 4 до 6 часов	от 4 до 6 часов	от 4 до 6 часов
Время прекращения применения	восстановление физиологической функции стенки кишечника		
*после консультации с врачом ** в зависимости от физиологического состояния стенки кишечника			

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов медицинского изделия. Другие известные противопоказания отсутствуют.

CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE
ADIARIN SAŠETA, BYELORUSIJA

jgl Kao kap vode na dlanu

CODE	930000531
VERSION	01
DATE	2019
DIMENSIONS	150 x 210
PHARMACODE	
VIZUALCODE	
EANCODE	
FONT	
PREPRESS	Adobe Illustrator CC

Colours
Black

Non printing colours
Profile

☒ 1st draft Date: 15.07.2019.
☐ 2st draft Date:
☐ 3st draft Date:
☐ 4st draft Date:
☐ 5st draft Date:
☐ 6st draft Date:
☐ 7st draft Date:
☐ 8st draft Date:
☐ 9st draft Date:
☐ 10st draft Date:
☐ 11st draft Date:
☐ 12st draft Date:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Меры предосторожности: перед применением ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® необходимо также принимать во внимание:
Консультации с врачом перед применением ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® не требуется. Необходимость такой консультации требуется в случае тяжелых или устойчивых симптомов, в основном у детей младше 3 лет и пожилых.
В случае диареи у детей младше 3 лет, главным образом, при наличии других симптомов рекомендуется обратиться в лечебное учреждение за консультацией к врачу.
Рекомендуется обильное питье и обычная диета, применяемая при диарее.
Хотя известные побочные эффекты отсутствуют, рекомендуется не применять ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® во время беременности или в первые месяцы грудного вскармливания. В любом случае всегда предварительно консультируйтесь с врачом.
Не используйте ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® после истечения срока, указанного на упаковке ИМН.
Не используйте ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® с поврежденной упаковкой.

Срок годности: 5 лет. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от 4 до 40 °С.

Упаковка: по 8 пакетиков-саше помещают в картонную пачку вместе с инструкцией–вкладышем по применению.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:
По истечении срока годности изделие должно утилизироваться в соответствии с местными законами и нормативными положениями. По истечении срока годности медицинское изделие требуется утилизировать в качестве бытовых отходов.

Производитель:
НОВЕНТУРЕ СЛ, Авенида Диагональ, 549, 5ый этаж, 08029 - Барселона, Испания (NOVENTURE SL, Avda. Diagonal, 549, 5a planta, 08029 - Barcelone, Spain).

Место производства:
ЛАБОМАР СПА, Виа Н.Сауро 35/I, ИТ-31036 Истрана (ТВ), Италия (LABOMAR SPA, Via N.Sauro 35/I, IT-31036 Istrana (TV), Italia

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.» (РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
220125, г. Минск, пр. Независимости, д. 185, п. 7, тел.: +375 17 337 77 13
адрес электронной почты: jadran@jgl.ru
www.adiarin.ru

(BY) 930000531/01

CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE
ADIARIN SAŠETA, BYELORUSIJA

jgl Kao kap vode na dlanu

CODE	930000531
VERSION	01
DATE	2019
DIMENSIONS	150 x 210
PHARMACODE	
VIZUALCODE	
EANCODE	
FONT	
PREPRESS	Adobe Illustrator CC

Colours
Black ■

Non printing colours
Profile ■

☒ 1st draft Date: 15.07.2019.	☐ 7st draft Date:
☐ 2st draft Date:	☐ 8st draft Date:
☐ 3st draft Date:	☐ 9st draft Date:
☐ 4st draft Date:	☐ 10st draft Date:
☐ 5st draft Date:	☐ 11st draft Date:
☐ 6st draft Date:	☐ 12st draft Date:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru