ЗАО «Завод Белмединструменты»

ЛОЖКИ ОТТИСКНЫЕ

ТУ BY 291235525.032-2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Ложки оттискные металлические используются в стоматологической ортопедии для получения оттиска - поверхности твердых и мягких тканей, расположенных на протезном ложе и его границах.

НАИМЕНОВАНИЕ

Ложки оттискные металлические выпускаются следующих наименований:

Ложка оттискная стандартная неперфорированная верхняя №1 арт.786-1088U5

Ложка оттискная стандартная неперфорированная верхняя №2 арт.786-1087U4

Ложка оттискная стандартная неперфорированная верхняя №3 арт.786-1086U3

Ложка оттискная стандартная неперфорированная верхняя №4 арт.786-1085U2

Ложка оттискная стандартная неперфорированная верхняя №5 арт.786-1084U1

Ложка оттискная стандартная неперфорированная нижняя №1 арт.786-1088L5

Ложка оттискная стандартная неперфорированная нижняя №2 арт.786-1087L4

Ложка оттискная стандартная неперфорированная нижняя №3 арт.786-1086L3

Ложка оттискная стандартная неперфорированная нижняя №4 арт.786-1085L2

Ложка оттискная стандартная неперфорированная нижняя №5 арт.786-1084L1

Ложка оттискная стандартная неперфорированная без обрамления нижняя №1 арт.786-1110L0

Ложка оттискная стандартная неперфорированная без обрамления нижняя №2 арт.786-1110L1

Ложка оттискная стандартная неперфорированная без обрамления нижняя №3 арт.786-1110L2

Ложка оттискная стандартная неперфорированная без обрамления нижняя №4 арт.786-1110L3

Ложка оттискная неперфорированная для частичных съемных протезов верхняя №S арт.786-1104U3

Ложка оттискная неперфорированная для частичных съемных протезов верхняя №M арт.786-1103U2

Ложка оттискная неперфорированная для частичных съемных протезов верхняя №L арт.786-1102U1

Ложка оттискная неперфорированная для частичных съемных протезов нижняя №S арт.786-1104L3

Ложка оттискная неперфорированная для частичных съемных протезов нижняя №M арт.786-1103L2

Ложка оттискная неперфорированная для частичных съемных протезов нижняя №L арт.786-1102L1

Ложка оттискная неперфорированная для полных съемных протезов верхняя №1 арт.786-1114SU

Ложка оттискная неперфорированная для полных съемных протезов верхняя №2 арт.786-1113MU

Ложка оттискная неперфорированная для полных съемных протезов верхняя №3 арт.786-1112LU

Ложка оттискная неперфорированная для полных съемных протезов верхняя №4 арт.786-1111XLU

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ложка оттискная перфорированная для полных съемных протезов нижняя №1 арт.786-1118SL

Ложка оттискная перфорированная для полных съемных протезов нижняя №2 арт.786-1117ML

Ложка оттискная перфорированная для полных съемных протезов нижняя №3 арт.786-1116LL

Ложка оттискная перфорированная для полных съемных протезов нижняя №4 арт.786-1115XLL

Ложки оттискные металлические изготовлены из нержавеющей стали.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ложки оттискные металлические поставляются по 1 штуке или комплектно. Состав комплекта определяет потребитель.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Ложки поставляются нестерильными, подлежат стерилизации.

Ложки оттискные металлические устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации.

Обработку проводят согласно инструкции "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения", утвержденная Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165.

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Условия хранения – в отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие ложек оттискных металлических требованиям технических условий ТУ BY 291235525.032-2023 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения).

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направляют изготовителю в установленном порядке по адресу:
225730, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31в
ЗАО «Завод Белмединструменты»

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЗАО «Завод Белмединструменты»

ЛОЖКИ ОТТИСКНЫЕ

ТУ BY 291235525.032-2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Ложки оттискные пластиковые **для однократного применения** используются в стоматологической ортопедии для получения оттиска - поверхности твердых и мягких тканей, расположенных на протезном ложе и его границах.

НАИМЕНОВАНИЕ

Ложка оттискная перфорированная, прозрачная, большая, верхняя арт. D5CLUP-П
Ложка оттискная перфорированная, прозрачная, средняя, верхняя арт. D5CMUP-П
Ложка оттискная перфорированная, прозрачная, большая, нижняя арт. D5CLLO-П
Ложка оттискная перфорированная, прозрачная, средняя, нижняя арт. D5CMLO-П
Ложка оттискная перфорированная, прозрачная, малая, нижняя арт. D5CSLO-П
Ложка оттискная перфорированная, прозрачная, частичная, верхняя арт. D5CPUP-П
Ложка оттискная перфорированная, прозрачная, частичная, левая арт. D5CPL-П
Ложка оттискная перфорированная, прозрачная, частичная, правая арт. D5CPR-П

Ложки оттискные изготовлены из полиметилметакрилата по действующим техническим нормативно-правовым актам.

Основные характеристики:

- одноразовая (!)
- легко изменяется форма ложки при помощи нагревания (например, используя спиртовую горелку) или с помощью зубного бора (не плавится, не крошится), чтобы использовать ее при наличии имплантата.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ложки оттискные пластиковые поставляются по 1 штуке или комплектно. Состав комплекта определяет потребитель.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Освободите ложки от упаковки, осмотрите ложки, убедитесь, что они не повреждены (отсутствуют сколы, трещины, заусенцы). Ложки очищают вручную с помощью щетки и мягкого мыла, споласкивают в проточной воде.

Перед использованием необходимо провести дезинфекцию химическим методом в среде перекиси водорода 3 %-ной концентрации при температуре не менее 18 ºС и выдержке в течение 80 мин или спиртовым раствором хлоргексидина биглюконата, 70 %-ным этиловым спиртом в течение 30 мин. После обработки хранить ложки в стерилизационных коробках с закрытыми крышками или в специально отведенных местах.

Допускается подвергнуть ложки однократной стерилизации согласно Инструкции «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» (приложение №3), утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Условия хранения – в отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 40ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при 25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие ложек оттискных пластиковых требованиям технических условий ТУ BY 291235525.032-2023 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения).

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направляют изготовителю в установленном порядке по адресу:
225730, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31в
ЗАО «Завод Белмединструменты»

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru