СООО «БелАсептика-Дез»

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель
Министра здравоохранения
Республики Беларусь
_____ И.Г. Лосицкий
«03» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
СООО «БелАсептика-Дез»
_____ Н.И.Емельянова
«16» января 2017 г.

Инструкция по применению на салфетки медицинские по ТУ BY 690389921.277-2016

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора
УП «Центр экспертиз и испытаний
в здравоохранении»
_____ С.И. Зинченко
«02» _____ 2017 г

БелАсептика

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ
по применению салфеток медицинских

1. Общие сведения.

1.1. Настоящая инструкция распространяется на салфетки медицинские (далее - салфетки), представляющие собой готовые к использованию салфетки из нетканого материала в рулоне, разделенные перфорированной линией на отдельные салфетки, обработанные путем химической стерилизации методом аэрозольной дезинфекции генератором «холодного тумана» средством дезинфицирующим «Сандим Д» по спороцидному режиму с последующей обработкой первичной упаковки УФ-облучением с целью предупреждения возможности микробной контаминации.

1.2. Салфетки предназначены для применения в организациях здравоохранения при оказании медицинской помощи в качестве протирочного материала, непропитанного или пропитанного медицинскими препаратами при обработке кожных покровов пациентов, в том числе для обработки инъекционного и операционного поля, обработки медицинских перчаток, надетых на руки, для туалета кожи, в том числе для профилактики пролежней, гигиенического ухода за стационарными больными, гигиенического ухода за кожными покровами тяжелобольных и гигиенического ухода за пациентами в пред и послеоперационном периоде, при проведении стоматологических, диагностических и других процедур и манипуляций, для удаления биологического материала с кожных покровов пациентов и персонала.

Салфетки, по согласованию с потребителем, могут использоваться в качестве протирочного материала при дезинфекции и уборке, протирании поверхностей, оборудования и инструментов в организациях здравоохранения любой специализации и формы собственности, работниками лабораторий широкого профиля; соответствующих подразделениях силовых ведомств, в т.ч. МЧС, МО, формированиях ГО; организациях образования (школьных и дошкольных), санаторно-оздоровительных и детских оздоровительных учреждениях, пенитенциарных учреждениях, объектах социального обеспечения, предприятиях коммунально-бытового обслуживания, пищевой промышленности, общественного питания и торговли, транспорта, культуры, спорта, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности, ветеринарных учреждениях, населением для использования в быту и др.

1.3. Линейные размеры салфеток 130×210 мм, 175×135 мм, 160×250 мм. Отрицательные и положительные отклонения от размеров не

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

должны превышать ± 10 мм. Допускается изготовление салфеток других размеров по согласованию с заказчиком.

1.4. Для изготовления салфеток применяется нетканый материал, соответствующий требованиям действующих ТНПА.

1.5. Салфетки упаковывают в первичную потребительскую упаковку:
- пакеты из полимерных и комбинированных материалов по ГОСТ 12302;
- пленка полиэтиленовая термоусадочная по ГОСТ 25951.

1.6. Салфетки в первичной потребительской упаковке по п.1.5. упаковываются во вторичную потребительскую упаковку - емкости из полимерных материалов (банки, ведра и др.) с плотно закрывающейся крышкой по ТНПА, разрешенные к применению в установленном порядке. Допускается по согласованию с заказчиком не упаковывать салфетки в емкости из полимерных материалов.

1.7. Количество салфеток в потребительской упаковке - от 10 шт. до 300 шт. Допускается по согласованию с потребителем иное количество салфеток в потребительской упаковке.

2. Применение.

2.1 Откройте крышку емкости и освободите рулон салфеток от полимерной упаковки.

2.2 Поместите рулон обратно в емкость и выньте край салфетки из центра рулона.

2.3 При работе с дезинфицирующими, антисептическими или моющими средствами соблюдайте меры безопасности, указанные в инструкции к этим средствам. Равномерно залейте рулон предварительно приготовленным рабочим раствором моющего/дезинфицирующего средства или готовым дезинфицирующим или антисептическим средством. Расход средства для обработки определенной площади определяется согласно инструкции по применению. Запрещается смешивать в одной емкости разные средства (моющие, дезинфицирующие, антисептические), если иное не предусмотрено инструкцией по применению моющего/дезинфицирующего/антисептического средства.

2.4 Откройте крышку-клапан и протяните через функциональную прорезь салфетку из центра рулона. Плотно закройте крышку-клапан и крышку емкости. Оставьте емкость закрытой до полного смачивания рулона салфеток.

2.5 Наклейте на емкость прилагаемую информационную этикетку и заполните ее (срок годности раствора определяется согласно инструкции по применению моющего/дезинфицирующего/антисептического средства).

2.6 Для использования салфеток откройте крышку-клапан, вытяните необходимое количество салфеток, оторвите по линии перфорации, закройте крышку-клапан.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание! После пропитки рулона салфеток моющим/дезинфицирующим/антисептическим средством держите крышку емкости и крышку-клапан плотно закрытыми. Следите за влажностью салфеток, в случае необходимости долейте раствор.

2.7 По окончании срока годности раствора утилизируйте неиспользованные салфетки и остатки жидкости. При смене рулона салфеток тщательно промойте емкость проточной водой.

Возможно использование салфеток в сухом виде в качестве протирочного материала.

3. Транспортирование и хранение.

3.1. Транспортирование салфеток в упаковке осуществляется крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

3.2. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

4. Гарантии изготовителя.

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие салфеток в упаковке требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

4.2. Срок годности – не ограничен до начала эксплуатации при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru