«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь
_____ Б.Н. Андросюк
«08» ____12_____ 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перчатки медицинские диагностические смотровые одноразовые
производства ОАО «СветлогорскХимволокно», Республика Беларусь

.

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора
УП «Центр экспертиз
и испытаний в здравоохранении»
_____ М.И. Злотникова
«07» ____12_____ 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Ректор ГомГМУ
_____ И.О. Стома
«____» _____ 202_ г.

«СОГЛАСОВАНО»
И.о. первого заместителя генерального
директора - главного инженера
ОАО «СветлогорскХимволокно»
_____ С.М. Ушак
«18» _____ 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач
ГОКБ
_____ В.А. Бугаков
«____» _____ 202__ г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению перчаток

Название:
ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

- ✓ Латексные или нитриловые (NBR)
- ✓ Неопудренные, имеют внутреннее полимерное покрытие
- ✓ Нестерильные
- ✓ Текстурированные
- ✓ С валиком
- ✓ Окрашенные или неокрашенные

Произведено и упаковано: Открытое акционерное общество «СветлогорскХимволокно»
Республика Беларусь, 247439 г.Светлогорск, Гомельской обл.,ул.Заводская 5
Телефон: +375 2342 48377
Факс: +375 2342 48180
E-mail: sohim@sohim.by

Указания по эксплуатации:

Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей. Диагностические смотровые перчатки универсальные для обеих рук. На руках должны быть коротко подстриженные ногти и отсутствовать предметы, повреждающие целостность перчатки. Внимательно подбирайте размер перчаток.

Состав:
Перчатки изготовлены из натурального латекса или бутадиен-акрилонитрильного полимера (NBR). Для облегчения надевания перчатки обработаны специальным полимерным покрытием.

Условия хранения:
Перчатки должны храниться в неповрежденной упаковке, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, солнечных лучей, прямого воздействия источников света и электрического оборудования, при температуре от 0 °С до плюс 35 °С, при влажности не более 85 %.
Использовать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения.

Меры предосторожности:

Не использовать при нарушении целостности перчаток. Не использовать по истечении срока годности.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Сведения по утилизации:
Использованные по назначению перчатки утилизируются в порядке, предусмотренном для медицинских отходов.

Срок годности:
Срок годности перчаток – 5 лет от даты изготовления.

По вопросам качества, приему предложений и претензий обращаться:
ОАО «СветлогорскХимволокно»
Республика Беларусь, 247439 г.Светлогорск, Гомельской обл.,
ул.Заводская 5
Телефон: +375 2342 94049
otk@sohim.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru