Правила эксплуатации оптической оправы для очков

Благодарим Вас за выбор продукта, распространенного компанией Einar Group ООО. Для сохранения качества продукта просьба внимательно прочитать данную инструкцию и применять содержащиеся в ней пункты.

Назначение применения: оптическая оправа для очков. Согласно Регламенту ЕС 2017/745 (Приложение VIII, Глава III: Правила классификации), оптические оправы относятся к классу I медицинских изделий. Основное назначение - коррекция дефектов зрения при совокупном использовании с назначенными оптометристом или офтальмологом линзами.

Конструкция оправы: металл (и его сплавы), пластик и их комбинации.

Использование: Использовать следует только находящиеся в идеальном состоянии очки! При использовании очков стоит избегать сильных механических воздействий (нельзя на них садиться, наступать, ронять). Надевать и снимать очки следует держа их за оба заушника оправы. Несоответствующее использование очков может привести к деформации и даже поломке оправы. Надвигать очки на голову не следует, так как это приведёт к увеличению расстояния между заушниками, вследствие чего оправа расширится. Очки следует защищать от воздействия экстремальных температур (выше +50 градусов Цельсия и ниже -10 градусов Цельсия), лучистого тепла, химических веществ (например, чистящих средств, ацетона, клея, эфира и т.д.), косметики (например, духов, лака для волос) и морской воды! Использовать очки в саунах и соляриях не рекомендуется! При выборе очков для занятий спортом следует обратится к специалисту.

Требования к хранению и транспортировке: очки вне использовании всегда хранить в жестких футлярах подходящего для очков размера! Очки следует помещать в футляр линзами вверх! Подкладка и чистота чехла футляра должны быть в идеальном состоянии, так как изношенная подкладка или грязь могут стать причиной царапин. Хранить очки без футляра на приборной панели или в бардачке автомобиля запрещается! В автомобиле по возможности рекомендуется использовать очки с пластиковыми линзами.

Сведения к обслуживанию: Оправа очков может быть чувствительна к воздействию химических веществ (например, кислотных или щелочных чистящих средств, растворителей и т.д.). Чистка оправы производится сухой салфеткой из микрофибры или нейтральным химическим/специальным оптическим чистящим средством. Ультразвуковая очистка рекомендуется раз в год. Процедура удаляет кислотные отложения, предотвращая аллергические реакции кожи и коррозию оправы.

Сведения о ремонте: В случае деформации, повреждения или поломки оправы, просьба обратится в специализированный магазин или оптику. Мы не несем ответственность за ущерб оправы, возникший в результате выполнения ремонта оправы в неспециализированной мастерской.

Гарантийное обслуживание\принятие претензий: Осуществляется компанией GERDAVIT OÜ, г. Таллинн, Эстонская Республика, контактное лицо Василий Васильевич Глезов, +375296532720, pamerka@mail.ru

Производитель\производственная площадка: Ningbo Ningshing Industrial Co., Ltd, Room 606, Building B, Xingan Pacific Garden, Ningbo Development Zone, China/Китай

Дата изготовления: 2022.08 (указывается на каждую партию товара отдельно)

Einar Group Kft.

Viragos setany 119
2094 Nagykovacsi, Hungary/Венгрия

Арнольд Тёлдьеши, Директор

EINAR GROUP KFT.
2094 Nagykovácsi,
Virágos sétány 119.
Adószám: 13407311-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-101559

CE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru