ИНСТРУКЦИЯ Universal Wash Reagent

VITROS Иммунодиагностические продукты

Универсальный промывающий реактив

REF 838 9793

Назначение

Для использования на анализаторах VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600 , а также интегрированной системе VITROS 5600 и XT7600 в качестве промывающего реактива.

Предупреждения и меры предосторожности

Только для диагностики *in vitro*

Поставляемые материалы

Упаковка состоит из 2 бутылок с Универсальным промывающим реактивом, каждая содержит:

- 4.85 л буфера с антимикробным компонентом (раствор борной кислоты 0,198%)

Хранение, правила обращения и подготовка

- Хранить упаковки с Универсальным промывающим реактивом необходимо хранить в помещении при температуре 15–30 °C , защищенным от света и горячих потоков воздуха. Реагент VITROS готов к использованию. Использовать в течение 12 недель после постановки на борт системы, не использовать после истечения срока годности.
- Не замораживать.

Транспортировка

Транспортировка изделия при 15–30 °C.

Словарь Символов

Следующие символы могут присутствовать на упаковке данного продукта

	Использовать до окончания срока годности (Год-Месяц-День)		Код партии или номер лота
	Каталожный номер или код продукта		Ограничение температуры
	Верх. Указывает правильное вертикальное положение упаковки		Производитель
			Медицинское изделие для диагностики *in vitro*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ГАРАНТИИ

Орто-Клиникал Диагностикс гарантирует, что изделие применимо для заявленного назначения. Все изделия готовы для использования до указанного срока годности и в случае соблюдения всех требований по хранению, транспортировке, целостности упаковки и процедуре использования, указанных в инструкции по применению.

УТИЛИЗАЦИЯ

Необходимо соблюдать осторожность при обращении с материалами, полученными из крови человека или животных. Необходимо рассматривать все гемоматериалы как потенциально инфицированные.

Утилизация отходов должна быть в соответствии с международными требованиями, федеральным и локальным законодательством.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» изделие может быть отнесено к классу А

Обзор изменений:

Дата	ОБЗОР Изменений
20-01-2019	Добавлен раздел «Транспортировка» Добавлен раздел «Гарантии» Добавлен раздел « Утилизация» Добавлен адрес уполномоченного представителя производителя в РФ Добавлен номер регистрационного удостоверения

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО Орто-Клиникал Диагностикс

143026, Россия, Московская область, Одинцовский район,

деревня Сколково, ул. Новая, дом 100, лит.А,А

Тел: +7 (499) 951-26-12

Регистрационное удостоверение в РФ:

ФСЗ 2008/01211

CE

См. страну происхождения на упаковке изделия: США или Великобритания

Ortho-Clinical Diagnostics
(Орто-Клиникал Диагностикс)
Felindre Meadows, Pencoed, Bridgend CF35 5PZ, United Kingdom **(Великобритания)**
или
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 1000 Lee Road, Rochester, NY 14606 USA **(США)**

VITROS это торговый знак компании Ortho-Clinical Diagnostics
© Ortho-Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru