СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь

_____**Б.Н. Андросюк**
«_____»_____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Профторгбай»

_____**Д.В.Минкевич**
«_____»_____ 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке применения изделий медицинских одноразовых, изготовленных ООО «Профторгбай» (Республика Беларусь)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

_____**М.И.Злотникова**
«06» 06 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

_____**О.И.Светлицкая**
«31» 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор ГУ "РНПЦ Травматологии и ортопедии"

_____**М.А.Герасименко**
«31» 01 2024 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция предназначена для персонала учреждений здравоохранения, научно-исследовательских и диагностических лабораторий, массажных, косметологических салонов и определяет порядок использования изделий медицинских одноразовых (далее по тексту - изделий), изготовленных ООО «Профторгбай» (Республика Беларусь) по ТУ BY 193563045.001-2024, предназначенных для барьерной защиты персонала и(или) пациентов от различного вида загрязнений.

1. Общие положения

Изделия являются средством барьерной защиты персонала и(или) пациентов при выполнении разного рода медицинских манипуляций, для соблюдений требований противоэпидемического режима, для использования в процессе оказания всех видов медицинской помощи, в т.ч. экстренной, при проведении диагностических, лечебно-профилактических, физиотерапевтических и косметологических процедур.

Изделия используются однократно.

Изделия изготавливают из нетканых материалов различных видов и характеристик. Информация о виде используемого материала, его характеристиках (при необходимости) приводится в маркировке конкретного изделия.

Изделия изготавливают различных размеров. Размер изделия приводится в маркировке конкретного изделия. При подборе размера одежды необходимо учитывать, что изделия используются в качестве одежды второго слоя.

Изделия изготавливают стерильными и нестерильными. Стерилизацию изделий в финишной упаковке проводят радиационным способом. Изделия считаются стерильными при условии сохранности герметичности упаковки до момента ее вскрытия.

В зависимости от назначения изготавливают следующие виды изделий:

- *одежду медицинскую одноразовую*, предназначенную для барьерной защиты персонала и(или) пациентов. Одежду для персонала и пациентов изготавливают стерильной или нестерильной, одежду только для пациентов – изготавливают только нестерильной;

- *изделия вспомогательные одноразовые*, предназначенные для проведения лечебных и(или) диагностических процедур, ухода за больными, защиты медицинской мебели, приборов. Изделия изготавливают нестерильными.

Ассортиментный перечень продукции приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Ассортиментный перечень изделий

Наименование изделия	**Вид исполнения**	**Описание исполнения**
Одежда медицинская одноразовая (стерильная/нестерильная)		
Бахилы хирургические	БХ1Р	Бахилы хирургические низкие на резинке
	БХ2Р БХ2З	Бахилы хирургические высокие (36 см) на резинке Бахилы хирургические высокие (36 см) на завязках
	БХ3Р	Бахилы хирургические (45 см) на резинке

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	БХ3З	Бахилы хирургические (45 см) на завязках
Костюм хирургический	КХ1	Куртка с коротким рукавом, брюки на резинке
	КХ2	Куртка с длинным рукавом, брюки на резинке
	КХ3	Куртка с коротким рукавом, брюки на завязках
	КХ4	Куртка с длинным рукавом, брюки на завязках
Нарукавники	Н1	Нарукавник
Фартук	Ф1	Фартук ламинированный
	Ф2	Фартук универсальный
Халат хирургический	ХХ1Р ХХ1М	Халат хирургический, 110 см, рукав на резинке/манжете
	ХХ2Р ХХ2М	Халат хирургический, 140 см, рукав на резинке/манжете
	ХХ3	Халат хирургический, 140 см, с запахом, воротником-стойкой
	ХХ4	Халат хирургический, 140 см, с влагонепроницаемым передом и рукавами
	ХХ5	Халат хирургический, застежка на липучку
Маска	М1	Маска на резинке трехслойная
Шапочка	Ш1	Шапочка-берет хирургическая
	Ш2	Шапочка-колпак 100 мм
	Ш3	Шапочка-колпак 180 мм
	Ш4	Шапочка-колпак 230 мм
	Ш5	Шапочка шарлотта
Комбинезон защитный	КЗ1	Комбинезон защитный
Одежда медицинская одноразовая (нестерильная)		
Халат-накидка	ХН1	Халат-накидка короткий
	ХН2	Халат-накидка длинный
Комбинезон защитный	КЗ1	Комбинезон защитный
Рубашка	Р1	Рубашка длинная (для роженицы)
	Р2	Блуза процедурная
Топ	Т1	Топ процедурный
Брюки	Б1	Брюки проктологические
	Б2	Брюки для физиопроцедур
Трусики	Т	Трусики процедурные
Изделия вспомогательные одноразовые (нестерильные)		
Наматрасник	Нм1	Наматрасник односторонний на резинке
	Нм2	Наматрасник двухсторонний на молнии
Наволочка	Н	Наволочка
Простыня	П	Простыня
Пелерина стоматологическая	ПС	Пелерина стоматологическая
Подголовник стоматологический	ПдС	Подголовник стоматологический
Чехол	Ч	Чехол для оборудования

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2. Порядок использования

2.1 Порядок использования нестерильных изделий

2.1.1 Изделия используют при оказании медицинской помощи в стационарах, амбулаторном приеме, выездах, при проведении диагностических и лабораторных исследований, физиотерапевтических и косметологических процедурах, а так же в иных случаях, когда существует вероятность загрязнения спецодежды персонала, постельного белья и т.д.

2.1.2 Изделия используют в качестве одежды второго слоя для персонала, первого-второго слоя для пациентов при проведении неинвазивных процедур, для защиты медицинской мебели и оборудования от загрязнения.

2.1.3 Рекомендуемый срок использования изделий:

- одежда медицинского персонала, работающего в отделениях хирургии, акушерства и гинекологии, реанимации и интенсивной терапии – не более смены (суток);

- одежда медицинского персонала, работающего в инфекционных отделениях с особо опасными инфекциями - в течение времени, необходимого для оказания медицинской помощи и проведения первичных противоэпидемических мероприятий;

- одежда медицинского персонала, работающего в других отделениях - не более 7 суток;

- одежда пациента – на время проведения процедур, но не более суток;

- постельное белье, накидки, наматрасники – не более 3-х суток;

- чехлы – не более 30суток.

2.1.4 При загрязнении, механическом повреждении изделия должны быть заменены немедленно.

2.1.5 По окончании работы изделия собирают в специальные емкости для медицинских отходов. В случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями их обеззараживают любым из регламентированных методов, принятых в учреждении (см. раздел 4).

2.2 Порядок использования стерильных изделий

2.2.1 Изделия используют в качестве второго слоя одежды для медицинского персонала, работающего в чистой зоне при выполнении хирургических операций, родовспоможении, трансплантации органов и тканей и т.д.

2.2.2 Перед использованием необходимо осмотреть упаковку и убедиться в ее целостности. Изделия в негерметичной упаковке могут быть далее использованы только как нестерильные.

2.2.3 Обработать место вскрытия упаковки дезсредством. Вскрыть упаковку, разорвав ее по шву или разрезав ножницами. Обработать руки дезсредством. Извлечь изделие из упаковки не касаясь руками ее краев. Самостоятельно или с помощью ассистента надеть изделие на хирургический костюм или санитарную одежду, при необходимости расправить манжеты, закрепить завязки (липучки). Халаты, костюмы, накидки должны максимально закрывать первый слой одежды, не оставлять открытых участков тела. Шапочка должна полностью закрывать волосы. Маска – закрывать лицо и рот. Бахилы – полностью закрывать обувь.

2.2.4 При проведении хирургических вмешательств, приеме родов каждый раз одевают новое изделие и используют его на протяжении всей операции (манипу-

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ляции). После каждой операции, а так же по мере необходимости (загрязнении биологическими жидкостями, значительном механическом повреждении) их меняют на новые. При выполнении работ, несвязанных с контактом с открытой раневой поверхностью, приемом родов, оперативным вмешательством изделия могут использоваться в течение смены.

2.2.5 По окончании работы изделия собирают в специальные емкости для медицинских отходов. В случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями их обеззараживают любым из регламентированных методов, принятых в учреждении (см. раздел 4).

3. Меры безопасности

3.1 Изделия изготовлены из горючих материалов. При работе необходимо исключить контакт изделий с нагревательной поверхностью медицинского оборудования, а так же контакт с открытым огнем.

4. Порядок обеззараживания и утилизации

4.1 Использованные изделия собираются в специальную непромокаемую тару (пластиковые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления).

4.2 Временное хранение (не более 12 часов) использованных изделий медицинской одежды и белья грязного белья в отделениях следует осуществлять в санитарных комнатах или других специально отведенных для этой цели помещениях в закрытой таре (металлических, пластмассовых бачках, плотных ящиках и других емкостях, подвергающихся дезинфекции).

4.3 Для работы с использованными изделиями персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, головной убор, перчатки, маска).

4.4 Использованные изделия, не загрязненные биологическими жидкостями, могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов.

4.5 Использованные изделия, которые были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых не исключается контаминация инфекционными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и т.д.), подвергаются обязательному обеззараживанию. Для обеззараживания используются зарегистрированные и разрешенные к применению Министерством здравоохранения в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в режимах, указанных в инструкциях по их применению. Обеззараживание может проводиться в паровых стерилизаторах (автоклавах) и в дезкамерах. Обеззараженные загрязненные изделия утилизируют термическим методом на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ или в печах мусоросжигательных заводов.

5. Условия хранения и срок годности

5.1 Изделия хранят в сухих складских помещения вдали от источников нагрева и солнечных лучей при температуре не выше плюс 30 °С и относительной влажности не более 80 %.

5.2 В медицинских учреждениях изделиях хранят в специально выделенных помещениях (чистых бельевых) в шкафах или на полках стеллажей при температуре не выше плюс 30 °С и относительной влажности не более 80 %. В отделениях или на рабочих местах должен быть суточных запас чистых изделий, который пополняют

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

по мере необходимости.

5.3 Гарантийный срок хранения нестерильных изделий - 5 лет с даты изготовления. Срок годности стерильных изделий – 3 года с даты стерилизации при условии сохранности герметичности упаковки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru