Инструкция по применению БИНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ЛЕНТОЧНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ НЕЭЛАСТИЧНЫХ РЕЗАНЫХ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ МАРЛИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ И СТЕРИЛЬНЫХ

1.НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты медицинские, СТБ 2144-2010: бинты медицинские ленточные фиксирующие неэластичные резаные из медицинской марли нестерильные, стерильные СТБ 2144-2010 (ТО BY101479843.001-2015 изм.»2») далее «бинты».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты применяются любыми учреждениями, включая учреждения здравоохранения, при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, клинических, поликлинических условиях, при оказании первой медицинской помощи и в домашних условиях

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Бинты применяются при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, для защиты раны от инфекции, остановки кровотечения, фиксации переломов, а также для использования в качестве перевязочных средств населением.

4. СОСТАВ И РАЗМЕРЫ

4.1. Состав: хлопок 100%

4.2. Размеры: длина: 5,0м; 7,0м; 10,0м; ширина: 50мм; 70мм; 100мм; 120мм; 140мм; 160мм

5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- иммобилизация;
- удержание лекарственных веществ;
- впитывание отделяемого ран;
- ускорения заживления;
- временная и окончательная остановка кровотечения;
- фиксация сосудов и отломков костей при вывихах и переломах;
- коррекция врожденных и приобретенных деформаций конечностей и других костей скелета;

6. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (бинтования)

-Накладывать повязку следует начинать закрепляющим туром с периферии, продвигаясь к проксимальным частям тела. Головку бинта держат в правой руке, начало бинта- в левой и раскатывают бинт слева направо так, чтобы наружная поверхность бинта была обращена к телу больного, а внутренняя- к бинтующему. В некоторых случаях может быть проведено бинтование справа налево.

-Туры бинта накладывают при равномерном, постоянном его натяжении без складок и перетяжек, не отрывая рук от бинтуемой части тела и не растягивая бинт по воздуху. Бинт должен катиться гладко, края его не должны отставать и образовывать «карманы».

-Каждый последующий тур прикрывает предыдущий на 1/3 или на ½ ширины бинта. Направление витков должно быть единым во всех слоях повязки.

-Если бинт израсходован, то под конец израсходованного подкладывают начало нового и укрепляют круговым туром.

-Для закрепления повязки после окончания бинтования конец бинта разрезают в продольном направлении, оба конца перекрещивают друг с другом и завязывают. Перекрещивание и узел не должны ложиться на раневую или опорную поверхность тела. Иногда концы бинта подгибают за последний круговой тур или закалывают на конце английской булавкой.

-Наложенная повязка должна быть прочной, хорошо закрывать пораженную часть тела и обеспечить достаточную фиксацию перевязочного материала до следующей перевязки (не менее 24 часов).

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

7.1. Противопоказаний к применению не имеет

7.2. Побочных действий не выявлено.

8. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

8.1. Бинты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при температуре от 0 до +30 градусов С.

8.2. Срок хранения (годности) бинтов -5 лет с даты изготовления (стерилизации).

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

9.1. При обнаружении нарушения целостности упаковки или загрязнений, бинт не использовать.

9.2. Изделие не подлежит повторному использованию.

9.3. К работе с изделием допускаются- любые лица, без ограничения возраста, не имеющие психических заболеваний (отклонений).

Директор ООО «ФАРМА-МАРКЕТ»
Литвинов Сергей Васильевич

10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ФАРМА-МАРКЕТ», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 28-30а
: 270-61-71: 270-61-72. e-.mail: farma.market2015@vandex.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru