Инструкция по применению БИНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ФИКСИРУЮЩИХ ТКАНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ НЕЭЛАСТИЧНЫХ С НЕОСЫПАЮЩИМИСЯ КРАЯМИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ И СТЕРИЛЬНЫХ

1.НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты медицинские фиксирующие тканые ленточные неэластичные с неосыпающимися краями нестерильные, (стерильные) СТБ 2144-2010 (ТО BY 691331799.001-2017 изм.2) далее «бинты».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты предназначены для применения любыми учреждениями, включая учреждения здравоохранения, применяются в клинических, поликлинических условиях, при оказании первой медицинской помощи и в домашних условиях

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Бинты применяются для оказания медицинской помощи при выполнении оперативных вмешательств, для обеспечения защиты раны от инфекции, остановки кровотечения, фиксации переломов, а также для использования в качестве перевязочных средств населением.

4. СОСТАВ И РАЗМЕРЫ

4.1. Состав: хлопок 100%

4.2. Размеры: длина: 5,0м; 7,0м; 10,0м; ширина: 50мм; 70мм; 100мм; 120мм; 140мм; 160мм

5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- иммобилизация;
- удержание лекарственных веществ;
- впитывание отделяемого ран;
- ускорения заживления;
- временная и окончательная остановка кровотечения;
- фиксация сосудов и отломков костей при вывихах и переломах;
- коррекция врожденных и приобретенных деформаций конечностей и других костей скелета;

6. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (бинтования)

-Накладывать повязку следует начинать закрепляющим туром с периферии, продвигаясь к проксимальным частям тела. Головку бинта держат в правой руке, начало бинта- в левой и раскатывают бинт слева направо так, чтобы наружная поверхность бинта была обращена к телу больного, а внутренняя- к бинтующему. В некоторых случаях может быть проведено бинтование справа налево.

-Туры бинта накладывают при равномерном, постоянном его натяжении без складок и перетяжек, не отрывая рук от бинтуемой части тела и не растягивая бинт по воздуху. Бинт должен катиться гладко, края его не должны отставать и образовывать «карманы».

-Каждый последующий тур прикрывает предыдущий на 1/3 или на ½ ширины бинта. Направление витков должно быть единым во всех слоях повязки.

-Если бинт израсходован, то под конец израсходованного подкладывают начало нового и укрепляют круговым туром.

-Для закрепления повязки после окончания бинтования конец бинта разрезают в продольном направлении, оба конца перекрещивают друг с другом и завязывают. Перекрещивание и узел не должны ложиться на раневую или опорную поверхность тела. Иногда концы бинта подгибают за последний круговой тур или закалывают на конце английской булавкой.

-Наложенная повязка должна быть прочной, хорошо закрывать пораженную часть тела и обеспечить достаточную фиксацию перевязочного материала до следующей перевязки (не менее 24 часов).

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

7.1. Противопоказаний к применению не имеет

7.2. Побочных действий не выявлено.

8. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

8.1. Бинты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при температуре от 0 до +30 градусов С.

8.2. Срок хранения бинтов -5 лет с даты изготовления.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

9.1. При обнаружении нарушения целостности упаковки или загрязнений, бинт не использовать.

9.2. Изделие не подлежит повторному использованию.

9.3. К работе с изделием допускаются- любые лица, без ограничения возраста, не имеющие психических заболеваний (отклонений).

10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ФАРМА-МАРКЕТ и К», Республика Беларусь, Минская обл., Узденский р-н, Озерский с/с, д.Королево, ул.Парковая, 1, комн. 2А

тел/факс: (+375-17) 270-61-70; 270-61-71; 270-61-72, e-.mail: farma.market2015@yandex.ru

Директор ООО «ФАРМА-МАРКЕТ и К»
Сакевич Виктор Семёнович

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru