Инструкция по применению световода дли внутривенного лазерного облучении крови "ВЛОК" ТУ BY 191849557.001-2015, изм. 1

1. Назначение. Световоды «ВЛОК» предназначены для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением.

2. Состав. Световод «ВЛОК» состоит из иглы, световода с бабочкой для введения в иглу и насадки для подключения к терапевтическому аппарату.

3. Порядок работы.

• Подготовить кубитальную вену для проведения внутривенной процедуры:
- выше места пункции приблизительно на 10см наложить резиновый жгут с усилием, при котором сохраняется артериальный кровоток (жгут следует накладывать на рукав рубашки, либо на марлевую салфетку);
- кожу в области пункции обработать антисептиком.

• Вскрыть упаковку и вынуть одноразовый стерильный световод.

• Снять с иглы защитный колпачок и сдвинуть иглу с «бабочки» на 2-3 мм (так, чтобы конец световода ушел в иглу).

• Произвести иглой пункцию вены. После появления крови в отверстии, вставить «бабочку» на иглу до упора и зафиксировать «бабочку» на руке (пластырем, бинтом и т.д.).

• Снять жгут.

• Присоединить насадку световода к лазерному терапевтическому аппарату.

• Включить лазерный аппарат и установить необходимую мощность излучения на выходе излучателя.

• Проводить процедуру облучения крови в соответствии с существующими методиками по внутривенному облучению крови.

• После завершения процедуры извлечь иглу из вены. Обработать место прокола антисептиком. Прижать к месту инъекции ватный шарик (бинт, марля и т.д.) на 3-5 мин, при необходимости наложить давящую повязку.

4. Меры предосторожности.

• При эксплуатации световода запрещается направлять излучение в глаза или на блестящие и отражающие поверхности.

• Не применять при нарушении целостности потребительской тары

5. Правила эксплуатации.

Световоды «ВЛОК» являются одноразовыми, стерилизованными радиационным способом и после использования повторной стерилизации не подлежат. По мере использования световодов «ВЛОК» их можно приобрести у изготовителя в любом количестве.

6. Гарантийный срок эксплуатации световодов - 24 месяца со дня стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru