Инструкция по применению санитарно-гигиенических изделий для медицинского персонала и пациентов.

ГЛАВА 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция определяет предназначение изделий санитарно-гигиенических для лечебно-профилактических учреждений и комплекты из них (далее - одноразовая одежда), требования к материалам по изготовлению этих изделий, устанавливает порядок их использования и утилизации, предназначена для органов и учреждений системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению.

ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Применение одноразовой одежды в современных условиях позволяет рационально решать проблемы профилактики внутрибольничных инфекций (обеспечение безопасности пациентов), способствует предупреждению профессиональных заражений медицинских работников (обеспечение безопасности медицинских работников), а также вносит вклад в снижение финансовых затрат (как прямых, так и косвенных), связанных с применением хлопчатобумажной медицинской одежды и белья многоразового использования.

Применение одноразовой медицинской одежды позволяет более рационально и экономично организовать работу соответствующих служб лечебного учреждения.

ГЛАВА 3 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ ОДЕЖДЫ

Одноразовая одежда предназначена для использования в медицинских учреждениях, персоналом и пациентами.

ГЛАВА 4 НОМЕНКЛАТУРА (АССОРТИМЕНТ) ОДНОРАЗОВОЙ ОДЕЖДЫ

Номенклатура одноразовой одежды включает широкий ассортимент продукции. При этом возможно использование, как отдельных изделий (например, халат, накидка и т. п.), так и комплектов одноразовой одежды, предназначенных для использования при выполнении конкретных медицинских процедур при оказании специализированной медицинской помощи. В зависимости от условий применения одноразовая медицинская одежда может использоваться в стерильном или нестерильном виде.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ

Для изготовления одноразовой одежды должны использоваться нетканые материалы, различной плотности. Нетканый материал Спанбонд производится под торговой маркой СпанБел®.

Материалы и фурнитура, применяемые для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ГЛАВА 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям настоящего ТУ при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок выявления дефектов – 1 месяц со дня покупки.

Срок хранения изделий из нетканого материала – 3 года с даты изготовления – для нестерильных изделий.

Изделия, бывшие в употреблении и получившие в результате механические повреждения и загрязнения, а также, изделия, подвергнутые ремонту не заводом-изготовителем, обмену и возврату не подлежат.

ГЛАВА 9 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания по эксплуатации изделий санитарно-гигиенических одноразовых нестерильных (халаты, комбинезоны, головные уборы, бахилы, нарукавники, передники, простыни, трусы, пелёнки и т.д.). Одежда санитарно-гигиеническая предназначена для медицинского персонала и населения.

Одноразовая нестерильная одежда медицинского назначения предназначена для однократного применения, изготавливается из нетканых материалов, обеспечивающих безопасность медицинской помощи.

Изделия при транспортировке и хранении должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

После использования одноразовая нестерильная одежда подлежит дезинфекции и утилизации.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТБ 757-2001 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru