ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция распространяется на чехлы защитные для мебели и оборудования медицинского назначения и комплекты из них (далее по тексту - чехлы).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чехлы предназначены для использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях для защиты мебели и оборудования медицинского назначения (далее мебель и оборудование), а также части либо целого изделия от загрязнений.

НОМЕНКЛАТУРА (АССОРТИМЕНТ)

Чехлы могут быть изготовлены для мебели и оборудования медицинского назначения, а также для их частей: чехол защитный для области головы, спины, сидения, ног, рук.

Чехлы могут быть съемные или как комплектующая деталь к медицинскому оборудованию и мебели. Способы крепления чехлов могут быть различными.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Материалы и покупные комплектующие изделия, применяемые для изготовления чехлов, должны соответствовать требованиям ТНПА на эти изделия, технической документации и иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Фурнитура и крепежные детали (люверсы, фастексы, кнопки, заклепки и т.п.) должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить чехлы необходимо в удаленном не менее, чем на 1 м от обогревателей, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от плюс 5°С до плюс 45°С, с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Не рекомендуется штабелировать груз или класть другие грузы на чехлы.

УТИЛИЗАЦИЯ

В медицинских и лечебно-профилактических учреждениях изделия утилизируют в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

отходами», утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018 № 14 и «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утверждёнными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям ТНПА на данную продукцию при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийные сроки эксплуатации и хранения устанавливаются в технической документации на конкретные виды чехлов по согласованию с заказчиком.

Средний гарантийный срок эксплуатации чехлов – 12 месяцев с момента начала использования либо до появления сквозных механических повреждений.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок выявления дефектов – 1 месяц со дня покупки.

Чехлы, бывшие в употреблении и получившие в результате механические повреждения и загрязнения, а также, чехлы, подвергнутые ремонту не заводом-изготовителем, обмену и возврату не подлежат.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация должна осуществляться в соответствии с указаниями по эксплуатации.

Производить очистку и дезинфекцию поверхностей чехлов из ПВХ-100 % и винилискожи ТР специального назначениям путем протирания мягкой тканью или ватно-марлевым тампоном, смоченными в 3 % растворе перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа “Лотос” или любым дезинфицирующим средством, разрешенным к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь с последующей просушкой.

Не подвергать поверхности изделия воздействию растворов кислот, щелочей, растворителей.

Не допускать длительного воздействия на поверхность чехла биологических жидкостей.

Не подвергать поверхности изделия механическим воздействиям, сопровождающимся нарушением целостности покрытия (царапины, порезы).

При необходимости замены съемные чехлы снимаются самостоятельно, не съемные отправляются в организацию с частью или целиком с оборудованием, мебелью.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru