DIAGON
Solutions beyond imagination

CE

ИНСТРУКЦИЯ

Cellaton-5D

IVD **ОБЖИМАЮЩИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ**

Кат.номер: h36501 **20 л кубитейнер**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Cellaton-5D

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(только для диагностики *in vitro*)

Cellaton-5D используется в гематологическом анализаторе Cellagon 5 Pro как реагент для разведения цельной крови и обжимающая жидкость.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИПЫ

Образец цельной крови аспирируется анализатором, где образец делится на порции. Две из этих порций разбавляются Cellaton-5D. Часть первого разведения дополнительно разводят Cellaton-5D и вводят в канал измерения импеданса, где измеряют количество эритроцитов (RBC) и количество тромбоцитов (PLT). К остальной части первого разведения добавляют лизирующий реагент (Cellalyse-BASO) для измерения количества лейкоцитов (WBC), гемоглобина (HGB) и количества базофилов (BASO). Второе разведение используется для определения дифференцировки лейкоцитов после добавления гемолизирующих реагентов Cellalyse-DIFF II и Cellalyse DIFF I. Cellaton-5D также используется прибором в качестве проточной (гидрофокусирующей) жидкости в проточной кювете, где определяется дифференцировка лейкоцитов: выполняется измерение количества лимфоцитов (LYM), количества моноцитов (MONO), количества эозинофилов (EO) и количества нейтрофилов (NEU).

Дополнительную информацию о процедурах и принципах гематологического анализа цельной крови см. в руководстве по эксплуатации вашего конкретного прибора.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

неорганическая соль	< 2,1 %
органический буфер	< 0,5 %
изотиазолинон	< 15 ppm

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Категория опасности, предупреждающие надписи о риске и безопасности в соответствии с последними правилами CLP:
  Присутствие ингредиента, вызывающего аллергию на кожу, выше пороговой концентрации.
  EUH208: Содержит изотиазолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.
  P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
  P333+P313: При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться к врачу.
  P363: Постирать загрязненную одежду перед повторным использованием.
- Все растворы, отходы и использованное одноразовое лабораторное оборудование следует рассматривать как опасные отходы! Их обращение и утилизация должны осуществляться в соответствии с действующими правилами обработки опасных материалов.
- Избегайте микробного загрязнения реагентов, иначе могут быть получены ошибочные результаты.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на этикетке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Лицо, устанавливающее реагент Cellaton-5D, должно быть обученным лабораторным персоналом.
2. Оставьте реагент при комнатной температуре не менее чем на 24 часа.
3. Открутите и снимите крышку с контейнера с реагентом. Присоедините аспирационный узел DILUENT к флакону с реагентом . Закрутите крышки.
4. Аналогичным образом подключите к прибору другие реагенты необходимые для исследования (см. ниже ‘НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ’).
5. Выполните промывку анализатора, чтобы удалить реагенты других производителей, наличие которых может привести к получению ошибочных результатов. Дополнительную информацию смотрите в Руководстве по эксплуатации к прибору.
6. Перекалибруйте прибор с помощью КАЛИБРАТОРА или КОНТРОЛЬНОЙ КРОВИ, как указано в руководстве по эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабильность реагента в невскрытом флаконе составляет 24 месяца с даты изготовления при хранении при температуре 15–35°C в защищенном от света месте. Срок годности смотрите на этикетке упаковки. Реагент, демонстрирующий какие-либо признаки загрязнения или нестабильности, о чем свидетельствует помутнение или изменение цвета, следует заменить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ замороженный реагент.

После установки на прибор реагент стабилен в течение 60 дней.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристики должны быть в пределах, установленных для анализатора.

Дата: 10.08.2021 Версия: 3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Анализатор (Cellagon 5 Pro)
- Cellalyse-BASO
  Кат.номер: h 36502 0,5 л
- Cellalyse-DIFF II
  Кат.номер: h 36503 0,5 л
- Cellalyse DIFF I
  Кат.номер: h 36504 1 л
- Cellaclean
  Кат.номер: h 73136 0,05 л

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ

Cellaton-5D предназначен для использования с образцами крови, собранными путем пункции вены с антикоагулянтом ЭДТА. Образцы для гематологического анализа можно хранить до 8 часов при температуре 16-30°C или до 24 часов после сбора в холодильнике (2-8°C).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДИАГОН ООО
ул. Баросса, 48-52, 1047 Будапешт, Венгрия
тел.: +36 1 3696500, факс: +36 1 3696301
Web: www.diagon.com
E-mail: diagon@diagon.com

СИМВОЛЫ			
	Производитель		Срок годности
LOT	Код партии	REF	Каталожный номер
	Беречь от света	25°C 15°C	Ограничение температуры
IVD	Для применения для диагностики *in vitro*		См. Инструкцию пользователя
CE	Знак CE		

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DIAGON
Solutions beyond imagination

CE

ИНСТРУКЦИЯ

Cellalyse-BASO

IVD **ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ**

Кат.номер: h36502 **0,5 L бутыль**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Cellalyse-BASO

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
(только для диагностики *in vitro*)
Cellalyse-BASO используется гематологическим анализатором Cellagon 5 Pro в качестве реагента, гемолизирующего эритроциты, для анализа гемоглобина, лейкоцитов и базофилов.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИПЫ
Образец цельной крови аспирируется анализатором, где образец делится на порции. Две из этих порций разбавляются Cellaton-5D. Часть первого разведения дополнительно разводят Cellaton-5D и вводят в канал измерения импеданса, где измеряют количество эритроцитов (RBC) и количество тромбоцитов (PLT). К остальной части первого разведения добавляют лизирующий реагент (Cellalyse-BASO) для измерения количества лейкоцитов (WBC), гемоглобина (HGB) и количества базофилов (BASO). Второе разведение используется для определения дифференцировки лейкоцитов после добавления гемолизирующих реагентов Cellalyse-DIFF II и Cellalyse DIFF I. Cellaton-5D также используется прибором в качестве проточной (гидрофокусирующей) жидкости в проточной кювете, где определяется дифференцировка лейкоцитов: выполняется измерение количества лимфоцитов (LYM), количества моноцитов (MONO), количества эозинофилов (EO) и количества нейтрофилов (NEU).
Дополнительную информацию о процедурах и принципах гематологического анализа цельной крови см. в руководстве по эксплуатации вашего конкретного прибора.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

детергент	< 20 %
органический буфер	< 0,5 %
изотиазолинон	< 15 ppm

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Категория опасности, предупреждающие надписи о риске и безопасности в соответствии с последними правилами CLP:
  Присутствие ингредиента, вызывающего аллергию на кожу, выше пороговой концентрации.
  EUH208: Содержит изотиазолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.
  P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:
  Промыть большим количеством воды с мылом.
  P333+P313: При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться к врачу.
  P363: Постирать загрязненную одежду перед повторным использованием.
- Все растворы, отходы и использованное одноразовое лабораторное оборудование следует рассматривать как опасные отходы! Их обращение и утилизация должны осуществляться в соответствии с действующими правилами обработки опасных материалов.
- Избегайте микробного загрязнения реагентов, иначе могут быть получены ошибочные результаты.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на этикетке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Лицо, устанавливающее реагент Cellalyse-BASO, должно быть обученным лабораторным персоналом.
2. Оставьте реагент при комнатной температуре не менее чем на 24 часа.
3. Открутите и снимите крышку с контейнера с реагентом. Присоедините аспирационный узел LYSE к флакону с реагентом . Закрутите крышки.
4. Аналогичным образом подключите другие реагенты к прибору (см. ниже «НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ»).
5. Выполните промывку анализатора, чтобы удалить реагенты других производителей, наличие которых может привести к получению ошибочных результатов. Дополнительную информацию смотрите в Руководстве по эксплуатации к прибору.
6. Перекалибруйте прибор с помощью КАЛИБРАТОРА или КОНТРОЛЬНОЙ КРОВИ, как указано в руководстве по эксплуатации.



ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабильность реагента в невскрытом флаконе составляет 18 месяцев с даты изготовления при хранении при температуре 15–35°C в защищенном от света месте. Срок годности смотрите на этикетке упаковки. Реагент, демонстрирующий какие-либо признаки загрязнения или нестабильности, о чем свидетельствует помутнение или изменение цвета, следует заменить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ замороженный реагент. После установки на прибор реагент стабилен в течение 60 дней.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристики должны быть в пределах, установленных для анализатора.

Дата: 10.08.2021 Версия: 3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Анализатор (Cellagon 5 Pro)
- Cellaton-5D
  Кат.номер: h 36501 20 л
- Cellalyse-DIFF II
  Кат.номер: h 36503 0,5 л
- Cellalyse DIFF I
  Кат.номер: h 36504 1 л
- Cellaclean
  Кат.номер: h 73136 0,05 л

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ

Cellalyse-BASO предназначен для использования с образцами крови, собранными путем пункции вены с антикоагулянтом ЭДТА. Образцы для гематологического анализа можно хранить до 8 часов при температуре 16-30°C или до 24 часов после сбора в холодильнике (2-8°C).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДИАГОН ООО
ул. Баросса, 48-52, 1047 Будапешт, Венгрия
тел.: +36 1 3696500, факс: +36 1 3696301
Web: www.diagon.com
E-mail: diagon@diagon.com

SYMBOLS			
	Производитель		Срок годности
LOT	Код партии	REF	Каталожный номер
	Беречь от света	25°C 15°C	Ограничение температуры
IVD	Для применения для диагностики *in vitro*		См. Инструкцию пользователя
CE	знак CE		

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DIAGON
Solutions beyond imagination

CE

ИНСТРУКЦИЯ

Cellalyse-DIFF II

IVD **WHOLE BLOOD LYSING REAGENT**

Кат.номер: h36503 **0,5 л бутыль**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Cellalyse-DIFF II

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(только для диагностики *in vitro*)

Cellalyse-DIFF II представляет собой гемолизирующий реагент, используемый гематологическим анализатором Cellagon 5 Pro для определения количества лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИПЫ

Образец цельной крови аспирируется анализатором, где образец делится на порции. Две из этих порций разбавляются Cellaton-5D. Часть первого разведения дополнительно разводят Cellaton-5D и вводят в канал измерения импеданса, где измеряют количество эритроцитов (RBC) и количество тромбоцитов (PLT). К остальной части первого разведения добавляют лизирующий реагент (Cellalyse-BASO) для измерения количества лейкоцитов (WBC), гемоглобина (HGB) и количества базофилов (BASO). Второе разведение используется для определения дифференцировки лейкоцитов после добавления гемолизирующих реагентов Cellalyse-DIFF II и Cellalyse DIFF I. Cellaton-5D также используется прибором в качестве проточной (гидрофокусирующей) жидкости в проточной кювете, где определяется дифференцировка лейкоцитов: выполняется измерение количества лимфоцитов (LYM), количества моноцитов (MONO), количества эозинофилов (EO) и количества нейтрофилов (NEU).

Дополнительную информацию о процедурах и принципах гематологического анализа цельной крови см. в руководстве по эксплуатации вашего конкретного прибора.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

детергент	< 2,5 %
консервант	< 0,5 %

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Этот продукт не содержит вредных компонентов и не является опасным. При попадании на кожу или в глаза промыть водой.
- Все растворы, отходы и использованное одноразовоелабораторное оборудование следует рассматривать как опасные отходы! Их обращение и утилизация должны осуществляться в соответствии с действующими правилами обработки опасных материалов.
- Избегайте микробного загрязнения реагентов, иначемогут быть получены ошибочные результаты.
- Не используйте раствор по истечении срока годности,указанного на этикетке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Лицо, устанавливающее реагент Cellalyse-DIFF II, должно быть обученным лабораторным персоналом.
2. Оставьте реагент при комнатной температуре не менее чем на 24 часа.
3. Открутите и снимите крышку с контейнера с реагентом. Присоедините аспирационный узел LYSE к флакону с реагентом. Закрутите крышку.
4. Аналогичным образом подключите другие реагентык прибору (см. ниже «НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ»).
5. Выполните промывку анализатора, чтобы удалить реагенты других производителей, наличие которых может привести к получению ошибочных результатов. Дополнительную информацию смотрите в Руководстве по эксплуатации к прибору.
6. Перекалибруйте прибор с помощью КАЛИБРАТОРА или КОНТРОЛЬНОЙ КРОВИ, как указано в руководстве по эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабильность реагента в невскрытом флаконе составляет 18 месяцев с даты изготовления при хранении при температуре 15–35°C в защищенном от света месте. Срок годности смотрите на этикетке упаковки. Реагент, демонстрирующий какие-либо признаки загрязнения или нестабильности, о чем свидетельствует помутнение или изменение цвета, следует заменить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ замороженный реагент.

После установки на прибор реагент стабилен в течение 60 дней.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристики должны быть в пределах, установленных для анализатора.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Анализатор (Cellagon 5 Pro)
- Cellaton-5D
  Кат.номер: h 36501 20 л
- Cellalyse-BASO
  Кат.номер: h 36502 0,5 л
- Cellalyse DIFF I
  Кат.номер: h 36504 1 л
- Cellaclean
  Кат.номер: h 73136 0,05 л

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ

Cellalyse-DIFF II предназначен для использования с образцами крови, собранными путем пункции вены с антикоагулянтом ЭДТА. Образцы для гематологического анализа можно хранить до 8 часов при температуре 16-30°C или до 24 часов после сбора в холодильнике (2-8°C).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДИАГОН ООО
ул. Баросса, 48-52, 1047 Будапешт, Венгрия
тел.: +36 1 3696500, факс: +36 1 3696301
Web: www.diagon.com
E-mail diagon@diagon.com

SYMBOLS			
	Производитель		Срок годности
LOT	Код партии	REF	Каталожный номер
	Беречь от света	25°C 15°C	Температурные ограничения
IVD	Для применения для диагностики in vitro		См. Инструкцию пользователя
CE	Знак CE		

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DIAGON
Solutions beyond imagination

CE

ИНСТРУКЦИЯ

Cellalyse-DIFF I

IVD **ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ**

Кат. номер: h36504 **1 л бутыль**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Cellalyse-DIFF I

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(только для диагностики *in vitro*)

Cellalyse-DIFF I представляет собой гемолизирующий реагент, используемый гематологическим анализатором Cellagon 5 Pro для определения количества лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИПЫ

Образец цельной крови аспирируется анализатором, где образец делится на порции. Две из этих порций разбавляются Cellaton-5D. Часть первого разведения дополнительно разводят Cellaton-5D и вводят в канал измерения импеданса, где измеряют количество эритроцитов (RBC) и количество тромбоцитов (PLT). К остальной части первого разведения добавляют лизирующий реагент (Cellalyse-BASO) для измерения количества лейкоцитов (WBC), гемоглобина (HGB) и количества базофилов (BASO). Второе разведение используется для определения дифференцировки лейкоцитов после добавления гемолизирующих реагентов Cellalyse-DIFF II и Cellalyse DIFF I. Cellaton-5D также используется прибором в качестве проточной (гидрофокусирующей) жидкости в проточной кювете, где определяется дифференцировка лейкоцитов: выполняется измерение количества лимфоцитов (LYM), количества моноцитов (MONO), количества эозинофилов (EO) и количества нейтрофилов (NEU).

Дополнительную информацию о процедурах и принципах гематологического анализа цельной крови см. в руководстве по эксплуатации вашего конкретного прибора.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

детергент	< 2,5 %
изотиазолинон	< 0,025 %

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Категория опасности, предупреждающие надписи о риске и безопасности в соответствии с последними правилами CLP:
  Кожная сенсибилизация, Категория 1
  Опасность для водной среды – хроническая токсичность, категория 3



H317: Может вызывать аллергические реакции на коже.
H412: Вреден для водных организмов с долгосрочными последствиями.
P273: Избегать попадания в окружающую среду.
P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
P333+P313: При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться к врачу.
P363: Постирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

- Все растворы, отходы и использованное одноразовое лабораторное оборудование следует рассматривать как опасные отходы! Их обращение и утилизация должны осуществляться в соответствии с действующими правилами обработки опасных материалов.
- Избегайте микробного загрязнения реагентов, иначе могут быть получены ошибочные результаты.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на этикетке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Лицо, устанавливающее реагент Cellalyse-DIFF I , должно быть обученным лабораторным персоналом.
2. Оставьте реагент при комнатной температуре не менее чем на 24 часа.
3. Открутите и снимите крышку с контейнера с реагентом. Присоедините аспирационный узел LYSE к флакону с реагентом. Закрутите крышки.
4. Аналогичным образом подключите другие реагенты к прибору (см. ниже «НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ»).
5. Выполните промывку анализатора, чтобы удалить реагенты других производителей, наличие которых может привести к получению ошибочных результатов. Дополнительную информацию смотрите в Руководстве по эксплуатации к прибору.
6. Перекалибруйте прибор с помощью КАЛИБРАТОРА или КОНТРОЛЬНОЙ КРОВИ, как указано в руководстве по эксплуатации.



ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабильность реагента в невскрытом флаконе составляет 18 месяцев с даты изготовления при хранении при температуре 15–35°C в защищенном от света месте. Срок годности смотрите на этикетке упаковки. Реагент, демонстрирующий какие-либо признаки загрязнения или нестабильности, о чем свидетельствует помутнение или изменение цвета, следует заменить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ замороженный реагент.

После установки на прибор реагент стабилен в течение 60 дней.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристики должны быть в пределах, установленных для анализатора.

НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Анализатор (Cellagon 5 Pro)
- Cellaton-5D
  Кат. номер: h 36501 20 л
- Cellalyse-DIFF II
  Кат. номер: h 36503 0,5 л
- Cellalyse-BASO
  Кат. номер: h 36502 0,5 л
- Cellaclean
  Кат. номер: h 73136 0,05 л

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ

Cellalyse-DIFF I предназначен для использования с образцами крови, собранными путем пункции вены с антикоагулянтом ЭДТА. Образцы для гематологического анализа можно хранить до 8 часов при температуре 16-30°C или до 24 часов после сбора в холодильнике (2-8°C).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДИАГОН ООО
ул. Баросса, 48-52, 1047 Будапешт, Венгрия
тел.: +36 1 3696500, факс: +36 1 3696301
Web: www.diagon.com
E-mail: diagon@diagon.com

Symbols			
IVD	Для применения для диагностики in vitro		См. Инструкцию пользователя
REF	Каталожный номер		Ограничение температуры
	Производитель		Срок годности
LOT	Код партии	CE	Знак CE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DIAGON
Solutions beyond imagination

CE

ИНСТРУКЦИЯ

Cellaclean

IVD **Очищающий реагент**

Кат.номер: h73136 **0.05 л бутыль**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Cellaclean

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(только для диагностики *in vitro*)

Cellaclean предназначен для ежедневного обслуживания и очистки гематологических анализаторов Cellagon 3, Cellagon 5 Pro.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИПЫ

Cellaclean — это реагент для очистки, содержащий гипохлорит, который эффективно удаляет клеточный мусор, белки и триглицериды путем окислительного расщепления.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

гипохлорит натрия < 16 %

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Категория опасности, предупреждающие надписи о риске и безопасности в соответствии с последними правилами CLP:



- Коррозионно-активен для металлов, категория 1
- Кожная сенсибилизация, Категория 1B
- Вызывает раздражение глаз, категория 1
- Опасность для водной среды – острая токсичность, категория 1
- Опасность для водной среды – хроническая токсичность, категория 2
- H290: Может вызывать коррозию металлов.
- H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
- H400: Очень токсичен для водных организмов.
- H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- EUH031: При контакте с кислотами выделяется токсичный газ.
- P260: Не вдыхайте пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль.
- P273: Избегайте попадания в окружающую среду.
- P280: Носите защитные перчатки/защитную одежду/ защиту глаз/лица.
- P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промойте кожу водой [или примите душ].
- P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжайте полоскать.
- P310: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу/терапевту.
- P390: Промокните пролитое вещество, чтобы предотвратить материальный ущерб.
- Лицо, использующее раствор Cellaclean, должно быть обученным специалистом в лаборатории.
- Все растворы, отходы и использованное одноразовое лабораторное оборудование следует рассматривать как опасные отходы! Их обращение и утилизация должны осуществляться в соответствии с действующими правилами обработки опасных материалов.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на этикетке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Реагент Cellaclean готов к использованию. Оставьте раствор при рабочей температуре (15-35°C) и подождите, пока раствор не достигнет рабочей температуры!
2. Ослабьте и снимите крышку с бутыли с раствором.
3. Поскольку Cellaclean не является реагентом для установки на борт, который требуется только для технического обслуживания, следуйте инструкциям, указанным в Руководстве по эксплуатации или пользовательском интерфейсе анализатора.
4. Использование реагента не заменяет правильную эксплуатацию и техническое обслуживание прибора.
5. Как правило, повторная калибровка прибора не требуется. Однако рекомендуется проверить, соответствуют ли характеристики прибора техническим характеристикам. Рекомендуется провести контрольное измерение с использованием КОНТРОЛЬНОЙ КРОВИ, как указано в вашем Руководстве по эксплуатации.



ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабильность реагента в нераспакованном виде составляет 18 месяцев с даты изготовления при хранении при температуре 15–35°C в защищенном от света месте. Срок годности смотрите на этикетке упаковки. Реагент, демонстрирующий какие-либо признаки загрязнения или нестабильности, о чем свидетельствует помутнение или изменение цвета, следует заменить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ замороженный реагент.

После установки на прибор реагент стабилен в течение 60 дней.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

При ежедневном использовании реагент эффективно очищает трубки и резервуары для жидкости в приборе, сохраняя значения фона и переноса в пределах технических характеристик прибора.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Анализатор (Cellagon 3, Cellagon 5 Pro)
- Дилюент, лизирующий реагенты для вышеупомянутых анализаторов. Пожалуйста, обратитесь к местному дистрибьютору или непосредственно к производителю.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДИАГОН ООО
ул. Баросса, 48-52, 1047 Будапешт, Венгрия
тел.: +36 1 3696500, факс: +36 1 3696301
Web: www.diagon.com
E-mail diagon@diagon.com

SYMBOLS			
	Производитель		Срок годности
LOT	Код партии	REF	Каталожный номер
	Беречь от света	25 °C 15 °C	Температурные ограничения
IVD	Для применения для диагностики in vitro		См. Инструкцию пользователя
CE	Знак CE		

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru