ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРЕЛОК РЕЗИНОВЫХ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Грелки медицинские резиновые выпускаются по ТУ BY 693153002.003-2023 «Грелки медицинские резиновые».

Тип А.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грелки предназначены для местного согревания тела, промывания и спринцевания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При применении грелки для местного согревания во втулку вкрутить пробку.

При применении грелки для промывания и спринцевания, пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием, на свободный конец которого одеть трубку. Трубку провести через оба отверстия зажима (положение «открыто» - см. рис.). В другой конец трубки вставить наконечник (при промывании) или маточный наконечник (при спринцевании). Перевести зажим в положение «закрыто», нажав пальцем на фиксатор зажима с максимальным усилием до щелчка (см. рис.). В горловину грелки залить требуемое количество лекарственного раствора, закрыть грелку пробкой, перевернуть грелку горловиной вниз и подвесить за петлю.



Во время проведения процедуры перевести зажим в положение «открыто», нажав пальцем на зубчастую часть фиксатора, что обеспечит свободное истечение жидкости из грелки. По окончании санитарно- гигиенической процедуры зажим перевести в положение «закрыто».

Перед каждым применением для промывания и спринцевания грелку вместе с присоединенной для этих целей системой продезинфицировать одним из вышеуказанных растворов, присоединить простерилизованный наконечник.

После каждого применения наконечник грелки, используемой в лечебном заведении, погрузить в один из дезинфицирующих растворов.

После каждого применения наконечник для индивидуального пользования промыть проточной водой с мылом, ополоснуть.

После применения грелку для местного согревания тела освободить от воды и подвесить за петлю. Грелку для промывания и спринцевания вместе с системой для этих целей промыть горячей проточной водой и подвесить за петлю. При этом зажим перевести в положение, позволяющее выпустить всю воду из грелки.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед применением промыть грелку теплой мыльной водой с дальнейшим ополаскиванием проточной водой.

Дезинфекцию грелок проводят методом погружения в 3%-ный раствор перекиси водорода или в 1%-ный раствор хлорамина.

При индивидуальном пользовании возможна дезинфекция грелки с системой растворами не перед каждым применением. При этом грелку с системой промыть горячей водой температурой не выше 90°С, присоединить наконечник, обработанный 1%-ым раствором хлорамина в течении 30 мин. или

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3%-ым по массе раствором перекиси водорода в течении 80 мин. И промыть горячей проточной водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Грелки следует хранить в помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Грелки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения грелок – 3,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации грелок – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР-МЕДИКА»

222227, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский р-н, Драчковский с/с, аг. Драчково, ул.Центральная, 10Б, каб.1, здание торгового центра Драчково №61.

Электронный адрес: med@brk.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru