ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЖГУТА МЕДИЦИНСКОГО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ТИПА ЭСМАРХА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Жгут медицинский кровоостанавливающий типа Эсмарха выпускается по ТУ BY 693153002.004-2023 «Жгут медицинский кровоостанавливающий типа Эсмарха».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жгут предназначен для использования в медицинской практике в качестве средства остановки артериального или венозного кровотечения при оказании первой помощи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Жгут накладывается выше места повреждения (конечностей) при артериальном кровотечении и ниже места повреждения (конечностей) при венозном кровотечении.

Правильность наложения жгута определяется исчезновением периферического пульса на конечности и полным прекращением кровотечения.

В целях предупреждения ущемления кожи под жгут подкладывают полотенце, или все, что есть подходящее для этого (любую мягкую ткань или использовать одежду пострадавшего).

Жгут укладывают под конечность и сильно растягивают его, и в растянутом виде обертывают вокруг конечности до полного прекращения кровотечения из раны.

В связи с полным прекращением кровообращения в конечности при наложении кровоостанавливающего жгута создается прямая угроза омертвения тканей, поэтому жгут не должен сдавливать конечность в течение более двух часов в летнее время года (с ослаблением жгута на несколько минут через час после его наложения) и одного часа в зимнее время года (с ослаблением жгута через 30 минут после его наложения).

На бумаге, которая потом прикрепляется к жгуту, указывается обязательно: ФИО того, кто наложил жгут и время, когда жгут был наложен.

Для остановки венозного кровотечения из крупных вен жгут накладывается ниже поврежденного места.

В остальных случаях венозного кровотечения достаточно наложения стерильной давящей повязки.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед применением жгут следует продезинфицировать салфеткой, смоченной в 3%-ном растворе перекиси водорода с 0,5% моющего средства. Дезинфицирующий раствор должен применяться однократно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Жгут следует хранить в помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 40°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения жгута – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации жгута – один год со дня продажи через розничную торговую сеть, а при поставках для внерыночного потребления - со дня получения потребителем, в пределах гарантийного срока хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР-МЕДИКА»

222227, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский р-н, Драчковский с/с, аг. Драчково, ул.Центральная, 10Б, каб.1, здание торгового центра Драчково №61.

Электронный адрес: med@brk.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru