УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Ассомедика»
Белый В.В.
«09» 01 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

кружек Эсмарха медицинских однократного применения
ТУ BY 190682947.016-2018 изм.1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

КРУЖКИ ЭСМАРХА МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (объем 1,5 – 2,0 л)

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ

Кружка Эсмарха медицинская однократного применения (далее – кружка Эсмарха) предназначена для ирригации и очищения кишечника, спринцеваний и орошений влагалища.

Показания к применению:

- подготовка кишечника к лечебным манипуляциям и перед оперативными вмешательствами;
- очищение кишечника (при пищевых отравлениях, запорах);
- питание при истощении, интоксикации ядами;
- смягчение стула (для этого в раствор добавляют масло);
- введение лекарственных препаратов, отваров трав, растворов солей и др.;
- лечение заболеваний влагалища.

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кружка Эсмарха представляет собой прозрачный мешок емкостью от 1,5 л до 2,0 л. На поверхность мешка нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем введенной жидкости. Наличие уплотненного кольца (колец) позволяет крепить кружку Эсмарха к стойке.

Кружка Эсмарха снабжена гибкой трубкой. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения, длиной от 40 см до 250 см с зажимом, который позволяет регулировать скорость введения жидкости от струйного течения до полной остановки.

В комплект кружки Эсмарха могут входить различные наконечники (жесткие или эластичные), различного размера и назначения. Если наконечник отсутствует, его функцию выполняет атравматичный конец гибкой трубки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист, пациент); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Клизмы противопоказаны в случаях:

- рак прямой кишки и болезнь Крона;
- эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника;
- аппендицит острого характера и острый перитонит;
- желудочно-кишечные кровотечения;
- сердечно-сосудистая недостаточность;
- анорексия.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Спринцевания противопоказаны в случаях:
- воспалительные процессы половых органов острого характера;
- во время менструации, при беременности, первый месяц после родов, первые несколько недель после прерывания беременности или операции.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Постановка клизмы:
- вымыть руки и извлечь кружку Эсмарха из упаковки;
- перекрыть трубку при помощи зажима;
- заполнить мешок необходимым количеством жидкости (раствора) с температурой от 25 °С до 35°С;
- открыть зажим, чтобы заполнить трубку водой и, выпустив из нее воздух, закрыть зажим;
- кружку Эсмарха поднять на высоту 1–1,5 м и, при необходимости, закрепить на стойке;
- перед использованием нестерильных кружек Эсмарха продезинфицировать наконечник (дистальный конец трубки) салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе;
- смазать наконечник (дистальный конец трубки) нейтральным жиром (вазелином, ланолином);
- ввести наконечник (трубку) в анус вращательными движениями на глубину 5–10 см в положении больного на левом боку;
- выполнить подачу воды (раствора), регулируя скорость поступления жидкости в кишечник зажимом;
- во избежание попадания воздуха в кишечник, оставить на дне мешка немного жидкости, закрыв зажим;
- по окончании манипуляции наконечник (дистальный конец трубки) извлечь из прямой кишки через салфетку, смоченную в дезинфицирующем растворе;
- область заднего прохода протереть чистой салфеткой;
- утилизировать кружку Эсмарха в установленном порядке.

Рекомендации:
- при постановке очистительной клизмы необходимо следить, чтобы одномоментно вводилось не более 1,5-2 л жидкости.

2. Спринцевание влагалища:
- для спринцеваний влагалища использовать кружку Эсмарха и специальный наконечник (при наличии его в комплекте);
- вымыть руки и извлечь кружку Эсмарха из упаковки;
- перекрыть трубку при помощи зажима;
- заполнить мешок необходимым количеством жидкости (раствора) с температурой от 37 °С до 40°С;
- открыть зажим, чтобы заполнить трубку водой и, выпустив из нее воздух, закрыть зажим;
- кружку Эсмарха поднять на высоту 75 см от судна (ванны) и при необходимости закрепить на стойке;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- перед использованием нестерильных кружек Эсмарха продезинфицировать наконечник (дистальный конец трубки) салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе;
- аккуратно ввести наконечник (трубку) во влагалище на глубину 5–10 см;
- во избежание попадания воздуха во влагалище, оставить на дне мешка немного жидкости, закрыв зажим;
- по окончании манипуляции наконечник (дистальный конец трубки) извлечь из влагалища через салфетку, смоченную в дезинфицирующем растворе;
- область промежности протереть чистой салфеткой;
- утилизировать кружку Эсмарха в установленном порядке.

Рекомендации:

- при спринцевании вначале струя должна быть слабой во избежание спазма сосудов;

- при проведении процедуры нужно следить, чтобы раствор поступал постепенно и не под большим давлением, иначе возможен заброс жидкости в полость матки и развитие воспалительных процессов. Раствор омывает влагалище и выливается.

- длительность спринцевания - 15 мин;

- после спринцевания пациенту необходимо полежать около 20 минут.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Не требуется. При необходимости наконечники входят в комплектацию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- перед проведением процедуры необходима консультация специалиста;
- постановку клизмы рекомендуется проводить после опорожнения толстого кишечника в любое удобное время (рекомендуемо – в утренние часы или перед сном);
- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных кружек Эсмарха).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

	Изготовитель		Не использовать повторно
	Код партии		Не применять при повреждении упаковки
	Дата изготовления		Ограничение температуры
	Использовать до		Ограничение влажности
	Нестерильно (для нестерильных изделий)		Стерильно (стерилизовано окисью этилена)

ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 09.01.2023.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru