Инструкция по применению
Трубка аспирационная гинекологическая «Юнона», диаметр 4,5 мм
Трубка аспирационная гинекологическая «Юнона», диаметр 6 мм

Трубки аспирационные гинекологические «Юнона» (ТАГ) медицинские изделия однократного применения представляют собой полимерные полупрозрачные трубки длиной 215 мм, диаметром 4,5 мм и диаметром 6,0 мм. На дистальном конце трубок выполнен продольный паз длиной 30 мм и шириной 2 мм и 2,7 мм, соответственно. Края паза закруглены и сглажены. ТАГ упакованы в стерилизационную (конечную/индивидуальную) упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности изделий.

Показания:

- прерывание беременности малых сроков методом вакуум-аспирации;
- забор материала методом вакуум-аспирации для гистологических, цитологических и других исследований состояния эндометрия.

Противопоказания:

- анатомические особенности пациентки, препятствующие выполнению манипуляции.
- воспалительные болезни женских тазовых органов.

Предостережения:

- ТАГ поставляются стерильными и готовыми к использованию. Использовать непосредственно после извлечения из упаковки;
- ТАГ предназначены для одноразового использования и не подлежат техническому обслуживанию и ремонту;
- недопустимо применение ТАГ при нарушении целостности стерилизационной (конечной/индивидуальной) упаковки. Использованные ТАГ подлежат утилизации;
- недопустимо применение ТАГ при превышении срока годности, указанного на упаковке;
- использовать ТАГ может только подготовленный медицинский персонал;
- выполнение внутриматочных вмешательств (в том числе - прерывание беременности методом вакуум-аспирации и биопсия эндометрия) допустимо только при 1-2 степени чистоты влагалища и при отсутствии противопоказаний к внутриматочным вмешательствам.
- при выполнении прерывания беременности и при биопсии эндометрия возможно развитие воспалительных болезней женских тазовых органов, перфорация матки и патологические маточные кровотечения.
- при возникновении ситуации, имеющий признаки инцидента, информация об этом должна быть предоставлена производителю.

Методика применения

Выполнение прерывания беременности малого срока и забор материала с помощью трубок аспирационных гинекологических «Юнона» производится с соблюдением общепринятых правил асептики подготовленным медицинским персоналом.

Подготовка к выполнению манипуляции

Наружные половые органы, влагалище и шейка матки обрабатываются раствором антисептика.
Шейка матки обнажается в зеркалах и фиксируется за переднюю или заднюю губу.
Выполняется зондирование цервикального канала и полости матки.
Проксимальный конец ТАГ присоединяется к шлангу аппарата для вакуум-аспирации непосредственно или с помощью переходника.
Вопрос о необходимости и выборе метода обезболивания решается индивидуально.

Выполнение манипуляций трубками аспирационными гинекологическими “Юнона”

Трубку аспирационную вводят в полость матки до контакта с дном матки, после чего включают аппарат для вакуум-аспирации.
При необходимости предварительно расширяют цервикальный канал до 4,5 – 6,0 номера расширителя Гегара.
Во время проведения забора материала паз трубки аспирационной обращают к стенке матки и делают несколько скользящих возвратно-поступательных движений от дна матки к внутреннему зеву. При прерывании беременности малого срока методом вакуум-аспирации манипуляцию продолжают до полного опорожнения полости матки.
Для поступления воздуха в целях поддержания давления в системе аппарат - полость матки необходимо периодически выводить трубку до появления края паза и характерного звука.
Контроль поступления аспирируемого материала осуществляется визуально.

Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: xx.xx.xxxx
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ЗАО "Медицинское предприятие Симург"
пр-т Генерала Людникова, 13, комната 413, 210023, г. Витебск,
Республика Беларусь,
тел.: +375 (212) 62 32 33



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru