Чистящий агент COULTER CLENZ

REF 8448222, 8448188

Применяется для диагностики *In Vitro*

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для использования в качестве реагента для очистки соприкасавшихся с пробами крови деталей гематологического анализатора COULTER, втом числе апертур и клапана забора крови. Взависимости от ситуации, обратитесь за инструкциями к руководству по прибору и/или справочнику в сети.

Не предназначен для использования в гематологическом анализаторе COULTER LH 780.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Данный способный к биодеградации и не содержащий азида реагент содержит протеолитический фермент, способствующий удалению белковых отложений из отверстий для подсчёта гематологического анализатора.

ПРИНЦИП

С течением времени, белки крови, проходящие через отверстия для подсчёта крови (апертуры) прибора, накапливаются вокруг них в таком количестве, что минимизируют размер апертур и в итоге полностью их блокируют. Входящий в состав очистителя протеолитический фермент растворяет белок внутри ивокруг апертур.[1]

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Раствор протеолитического фермента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не следует вдыхать и/или глотать.
- Избегать попадания в глаза и на кожу рук. При попадании в глаза или на кожу рук, обильно промывать поражённое место водой, по крайней мере, 15 минут.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТЕЙНЕРЫ ПОВТОРНО.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS		
Чистящий агент COULTER CLENZ	ОПАСНО 	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
		При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.
		Избегать вдыхания паров.
		Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
		В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания.
		ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении.
		При появлении респираторных симптомов: обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
		Диазолидинилмочевина <1%
		Субтилизин <1%
		Реакционная масса из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [№ ЕС 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин-3-он [№ ЕС 220-239-6](3:1) <0,0015%

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛВНОСТВ И YТИЛИЗАЦИЯ

- Храните очиститель COULTER CLENZ при 2-25°C.
- Не используйте продукт по истечении срока годности.
- Используйте продукт при температурах, указанных в руководствах по прибору и/или справочнику в сети.
- Содержимое открытых контейнеров при хранении всоответствии с рекомендациями сохраняет стабильность в течение 3 месяцев.
- Утилизируйте отходы после использования продукта, неиспользованный продукт и загрязнённые упаковки в соответствии с государственными, региональными и местными постановлениями.

ПОДГОТОВКА

Очиститель COULTER CLENZ готов к использованию. Проводите замену контейнера с реагентом, следуя указаниям из руководств по прибору и/или справочника в сети.

ВАЖНО: Если продукт был частично или полностью заморожен, доведите его до комнатной температуры. Перед помещением на прибор перемешайте продукт аккуратным переворачиванием. Устанавливайте реагент и, при необходимости, заполняйте прибор, следуя указаниям из ваших руководств по прибору и/или справочника в сети.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ФОРМА ПОСТАВКИ ПРОДУКТА

Очиститель COULTER CLENZ - 1 x 1 L

REF 8448188

Очиститель COULTER CLENZ - 1 x 5 L

REF 8448222

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Beckman Coulter, стилизованный логотип, COULTER и COULTER CLENZ являются товарными знаками Beckman Coulter, Inc. и зарегистрированы в USPTO (Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США).

За дополнительной информацией или при получении повреждённой продукции обращайтесь в сервисный центр компании Beckman Coulter по телефону 800-526-7694 (в США или Канаде) или свяжитесь с местным представителем компании Beckman Coulter.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SDS Паспорт безопасности доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com

Версия Статус

Версия AB, 01/2015

Изменения были сделаны до:

- КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS
- Добавлен хорватский язык

Версия AC, 10/2015

Изменения были сделаны до:

- Добавлен румынский язык

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

IsoFlow Изотонический раствор

Инструкции по применению

REF 8546859 – 1 x 10 L
REF 8547008 – 4 x 1,8 L

Ч.№ 624877-DJ

IVD

НАЗНАЧЕНИЕ

Нефлуоресцентный, не содержащий азидов сбалансированный раствор электролитов для использования в проточных цитометрах COULTER при измерении рассеяния света и флуоресценции.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В проточных цитометрах клетки по одной проводятся сквозь лазерный луч за счёт процесса гидродинамической фокусировки. Клетки вводятся в находящийся под давлением поток изотонического разбавителя, проходящего для анализа через проточную кювету. Изотонический раствор IsoFlow создан для повышения точности измерения соотношения "сигнал-шум" в процессе проведения анализа проб с низкой концентрацией субстрата и наличием фона.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В химический состав растворителя водит:

- Хлорид натрия, превращающий растворитель в электролит, способный к проведению электрического тока в электронном анализаторе, и вместе с фосфатами создающий буфер для поддержания кислотно-щелочного баланса.

КОМПОНЕНТЫ

Хлорид натрия	7,93 g/L
ЭДТА динатрия	0,38 g/L
Хлорид калия	0,40 g/L
Дигидрофосфат натрия	0,19 g/L
Гидрофосфат натрия	1,95 g/L
Фторид натрия	0,30 g/L

ПРОЦЕДУРА

Регулярно осуществляйте мониторинг работы системы в соответствии с указаниями поэтапных процедур Инструкций по применению (IFU) прибора.

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

Используйте продукт при температурах, указанных в руководствах по прибору. Не используйте продукт, в случае его загрязнения или после истечения срока годности. ВЫБРОСИТЕ ПРОДУКТ, ЕСЛИ ОН ОКАЗАЛСЯ ЗАМОРОЖЕН. Утилизируйте отходы после использования продукта, неиспользованный продукт и загрязнённые упаковки в соответствии с государственными, региональными и местными постановлениями.

Показания: не применимо.

Противопоказания: не применимо.

Побочные эффекты: не применимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

SDS Паспорт безопасности доступен на веб-сайте ***beckman.com/techdocs***.

Не следует вдыхать и/или глотать. Избегать попадания в глаза и на кожу рук. При попадании в глаза или на кожу рук, обильно промывать поражённое место водой, по крайней мере, 15 минут.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТЕЙНЕР ПОВТОРНО.

ПОДГОТОВКА

Подготовки не требуется. Заполните прибор после добавления реагента, но перед использованием.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Производитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий требованиям нормативной и технической документации. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.
2. Производитель отвечает за недостатки изделия, за исключением дефектов, возникших вследствие нарушения правил пользования, условий транспортирования и хранения, либо третьих лиц, либо непреодолимой силы.
3. Производитель обязуется за свой счет заменить изделие, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не соответствуют нормативной и технической документации, если указанные недостатки явились следствием скрытого дефекта материалов или некачественного изготовления изделия производителем.

По вопросам качества продукции обращаться к представителю производителя на территории РФ: ООО «Бекмен Культер» 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.3
Тел./факс, e-mail: (495) 9846730/(495) 228-67-00, e-mail: beckman.ru@beckman.com

ФОРМЫ ПОСТАВКИ ПРОДУКТА

IsoFlow Изотонический раствор
REF 8546859 - 1 x 10 L
REF 8547008 - 4 x 1,8 L

За дополнительной информацией или при получении повреждённой продукции обращайтесь в сервисный центр компании Beckman Coulter по телефону 800-742-2345 (в США или Канаде) или свяжитесь с вашим местным представителем компании Beckman Coulter.

Глоссарий символов доступен на сайте beckman.com/techdocs (PN C05838).

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Blvd.
Brea, CA 92821 U.S.A.
www.beckman.com

По вопросам качества продукции обращаться к представителю производителя на территории РФ:
ООО «Бекмен Культер»,
109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел.: +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com

EC REP

Beckman Coulter Eurocenter S.A.
22, rue Juste-Olivier
Case Postale 1044
CH - 1260 Nyon 1, Switzerland
Tel: +41 (0) 22 365 36 11

© 2018 Beckman Coulter, Inc.
Все права защищены.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ И ИСПРАВЛЕНИИ ИЗДАНИЯ

Редакция DG, 09/2017

Изменения были внесены в:

- Добавить новые языки

Редакция DH, 07/2018

Изменения были внесены в:

- Добавить новые языки
- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Редакци DJ, 10/2018

Изменения были внесены в:

- Добавить новые языки

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru