rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для вариантов исполнения:

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аптечки предназначены для оказания первой (доврачебной) медицинской само- или взаимопомощи и применяются в соответствии с инструкциями по применению на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, входящие в аптечку.
Аптечки представляют собой футляр с набором перевязочных материалов, лекарственных средств, медицинских изделий, инструментов и приспособлений.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается доступ к аптечке несовершеннолетних и лиц с психическими расстройствами;
По истечению сроков годности вложений входящих в состав Аптечки, или в случае их использования, Аптечку необходимо пополнить;
Запрещается использовать вложения входящие в Аптечку, если нарушена целостность упаковки вложения;
Запрещается использовать вложения входящие в состав аптечки с истекшим сроком годности;
Запрещается использовать, в том числе повторно, медицинские изделия аптечки, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при поврежденной упаковке



знак соответствия системы менеджмента качества


хранить в защищенном от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству по эксплуатации

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Аптечки должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до +25^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Аптечки должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий.
Аптечки могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Аптечек при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Аптечек после истечения срока годности или использования в клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Аптечек первой помощи, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для вариантов исполнения:

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аптечки предназначены для оказания первой (доврачебной) медицинской само- или взаимопомощи и применяются в соответствии с инструкциями по применению на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, входящие в аптечку.

Аптечки представляют собой футляр с набором перевязочных материалов, лекарственных средств, медицинских изделий, инструментов и приспособлений.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование	Единица измерения	Количество
Бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см	Упаковка	1
Бриллиантовый зеленый спиртовой раствор 1%-10мл (1% - 1мл №10)	Упаковка флакон	1 1
Вата гигроскопическая стерильная 50г	Упаковка	1
Йода спиртовой раствор 5 %–10 мл или 5%–1 мл №10	Флакон	1
Губка для тела	Шт.	1
Крем детский	Упаковка	1
Калия перманганат порошок для приготовления раствора 5,0	Упаковка	1
Присыпка детская 30,0	Упаковка	1
Лейкопластырь бактерицидный 4х10 см (6х10 см)	Упаковка	1
Отрез марлевый медицинский 90 см х 2 м	Упаковка	1
Масло вазелиновое 25,0 (30,0)	Упаковка	1
Мыло детское 90,0	Упаковка	1
Перекись водорода раствор 3% - 40 мл	Флакон	1
Пипетки глазные	Шт.	2
Спринцовка с мягким наконечником №1	Шт.	1
Термометр медицинский максимальный (ртутный/безртутный) или термометр медицинский электронный	Шт.	1
Термометр стеклянный для воды	Шт.	1

ВНИМАНИЕ!

Запрещается доступ к аптечке несовершеннолетних и лиц с психическими расстройствами;

По истечению сроков годности вложений входящих в состав Аптечки, или в случае их использования, Аптечку необходимо пополнить;

Запрещается использовать вложения входящие в Аптечку, если нарушена целостность упаковки вложения;

Запрещается использовать вложения входящие в состав аптечки с истекшим сроком годности;

Запрещается использовать, в том числе повторно, медицинские изделия аптечки, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при поврежденной упаковке



знак соответствия системы менеджмента качества


хранить в защищенном от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Аптечки должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0C до $+25^0$C., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Аптечки должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий.
Аптечки могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Аптечек при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Аптечек после истечения срока годности или использования в клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Аптечек первой помощи, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru