Инструкция по применению
Линз контактных мягких гидрогелевых трехмесячных
BIO-LUC Thin 3 Months

1. Инструкция по применению

Указания по применению линз приведены ниже.

Перед тем как надеть линзы, убедитесь, что Вы следуете рекомендациям инструкции или врача.
Перед тем как надеть или снять линзы, тщательно вымойте руки.

2. Как правильно надевать линзы

- Промойте линзы солевым раствором полностью.
- Поместив линзу на указательный палец правой руки, слегка оттяните нижнее веко средним пальцем той же руки, и поднимите верхнее веко указательным пальцем другой руки для того, чтобы широко открыть глаз.
- Глядя на свое отражение в зеркале, медленно поднесите линзу к роговице глаза для того, чтобы разместить ее надлежащим образом. Не закрывайте глаза.
- После того как Вы правильно наденете линзу, медленно уберите пальцы.

3. Как правильно снимать линзы

- Глядя на свое отражение в зеркале, проверьте расположение линзы.
- Поднимите верхнее веко пальцем левой руки и оттяните нижнее веко средним пальцем правой руки для того, чтобы широко открыть глаз. Затем, захватите линзу большим и указательным пальцами правой руки, и осторожно снимите линзы с роговицы. После этого используйте смазочный материал для того, чтобы восстановить циркуляцию слезной жидкости в глазу и осторожно снимите линзу только после того, как линза будет отделена от роговицы, если Вы снимаете линзу, которая осталась закрепленной на роговице.

4. Чистка

- Положите линзу на ладонь, капните две-три капли очищающего раствора и слегка протрите кончиком пальца другой руки.
- По окончании чистки линз, тщательно промойте их солевым раствором и положите их в контейнер для линз с дезинфицирующим раствором, обращая внимание на размещение правой и левой линз, не перепутайте их местами.

Дезинфекция

- При дезинфекции с нагреванием наполните правый и левый контейнеры для линз солевым раствором, правильно поместите линзы в каждый контейнер и нагревайте их в воде температурой 85-100°С в течение 15 - 20 минут (дополнительная возможность).
- При химической дезинфекции наполните контейнеры для линз универсальным раствором вместо солевого раствора и замочите их на период более четырех часов.

5. Хранение линз

- Положите линзы в соответствующие отделения контейнера для линз. Наполните оба отделения универсальным раствором так, чтобы линзы были покрыты им полностью.
- Закройте крышками и оставьте как минимум на 4 часа. Вылейте жидкость из контейнера

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

для линз и ополосните его универсальным раствором (или солевым раствором). Дайте ему высохнуть.

- Если Вы не носите линзы каждый день, то мы рады сообщить Вам, что они могут храниться в закрытом контейнере до 30 дней.
- По истечении 30 дней, перед тем как надеть линзы, необходимо повторить процесс чистки и дезинфекции.
- **По истечение 90 дней использовать линзы запрещается.**

6. Обратите внимание

- Если в отношении контактных линз или средств ухода возникли какие-либо проблемы, они могут нанести серьезный ущерб Вашим глазам. При использовании линз и средств ухода за ними внимательно выполняйте следующие инструкции и рекомендации офтальмолога.
- Различные проблемы с глазами, включая язву роговицы, могут привести к внезапной потере зрения.
- Вследствие этого, если у вас возникли какие-либо проблемы с глазами, например избыточное слезотечение, потеря зрения или гиперемия, снимите линзы и незамедлительно обратитесь к офтальмологу. Каждый пользователь контактных линз должен посещать офтальмолога в соответствии с рекомендациями.
- Если Вы собираетесь делать глазные примочки во время ношения контактных линз, предварительно проконсультируйтесь с офтальмологом.
- Глазные примочки противопоказаны пациентам с повышенной чувствительностью.

7. Побочные эффекты

- При ношении линз пользователь может столкнуться со следующими проблемами: раздражение глаз, чувство жжения, зуд, дискомфорт после первого использования, чувство присутствия инородного тела, избыточное слезотечение, аномальная слезная секреция, покраснение глаз, расплывчатость зрения, наличие в поле зрения радужных кругов вокруг источника света, повышенная чувствительность к свету и сухость роговицы. Если Вас беспокоят какие-либо из перечисленных симптомов, незамедлительно снимите линзы. Тем не менее, если и после этого Вы испытываете дискомфорт или находите какие-либо дефекты или повреждения на линзах, не надевайте их снова. Если на линзах обнаружены инородные вещества и проблемы сохраняются, немедленно снимите линзы и обратитесь к офтальмологу.

Вследствие того, что вышеуказанные симптомы могут стать причиной различных заболеваний, таких как, например, инфекционные заболевания, язва роговицы или новообразование кровеносных сосудов, необходимо немедленно обратиться к офтальмологу. Это поможет избежать развития серьезных заболеваний глаз.

- Возьмите за правило мыть руки перед любыми манипуляциями с контактными линзами.
- При снятии контактных линз делайте все постепенно. Храните их в соответствующих отделениях контейнера, не путайте местами правую и левую линзу.
- Возьмите за правило дезинфицировать контактные линзы после снятия.
- Для того чтобы предотвратить загрязнение линз, никогда не прикасайтесь к пробке контейнера и закрывайте его, если Вы не пользуетесь им.
- После того как Вы недели контактные линзы, вылейте раствор из контейнера и тщательно очистите его перед тем, как высушить.
- (Контейнер должен быть всегда чистым. Производите замену контейнера каждые два-три месяца.)
- Будьте осторожны, избегайте попадания косметики или лака для волос в глаза.
- Храните линзы в местах, недоступных для детей.

Меры предосторожности при использовании

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Не используйте этот препарат для глаз или не допускайте попадания внутрь.
- Препараты всегда должны быть свежими, не допускайте их повторного использования.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и не используйте препараты с истекшим сроком годности.

8. Условия хранения

Линзы хранить в сухом, проветриваемом помещении при комнатной температуре, в индивидуальном блистере.

9. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок хранения линз в упаковке производителя - 3 года.
- Срок годности линз после вскрытия упаковки – три месяца.

10. Наименование производителя и юридический адрес

Нью Био Ко., ЛТД, Республика Корея
Адрес: 50, Чхомданвентур-ро, 108 беон-гиль, Бук-ГУ, Кванджу, 61008, Республика Корея

11. Наименование импортера в Республику Беларусь, принимающего претензии

ООО «Касияна»
Адрес: 220125, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гинтовта, 20, комн.10

13.03.2023 _____ Д.Г. Гаврилидис
(Доверенный представитель в РБ на основании доверенности от 04.01.2023)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru