WORLD VISION CO., LTD

Fill up any Shortage, Rx lens for inventory.

603, 841 Gimpo-daero, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel:(82-031) 986 1138 E-mail; info@worldvisionlens.com
Fax:(82-031) 986 1139 http://www.worldvisionlens.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Линз очковых для коррекции зрения торговые марки GLANCE и World Vision:

1. ***Однофокальные:***

С возможностью специального наименования продуктов и без: *Classic, General, Special line, SL, Special Line Plus, Digital Lens, Digital, Sensation, Excellence long-lived, Superiority, Supremacy, Advantage, Fineness, Privilege, Plus, Ordinary, Normal, Common, Conventional, Regular, IQ lens, EyeQ lens, GSL, Primax Digital, Primax Sensation, Primax UBI+, Digital Driving, Gardient Polarized*

С возможностью специальных дизайнов и без: *Lenticular, Sport, Mono FreeForm, Single vision*

С возможностью специальных материалов и без: *Cr-39, Hard Resin, Primex, Primax, UV 420, UV420, Blue 420, Blue Block, Blue Cut, Trivex, Trilogy, Polycarbonate, Acrylic, Tribrid, Evolution, Transitions, Transitions Signature, Transitions VII, Transitions Gen8, Transitions IX, Transitions X, Transitions Gen9, Transitions XTRActive, Transitions XTRActive New Gen, Transitions Vantage, Transitions Polarized, Transitions XTRActive Polarized, DriveWear, NuPolar, NuPolar Infinite, Polar, Polarized, Photo, Photochromic, Acclimates, Mr8 Plus, Mr8+, high-impact, Poly, PC, MR-7, NK-55, Urethane Resin, KOC*

Коэффициент преломления: *1.49; 1.50; 1.53; 1.55; 1.56; 1.57; 1.59; 1.596; 1.60; 1.61, 1.67; 1.70; 1.71; 1.74; 1.76; 1.8*

С возможностью покрытий и без: *UC, Uncoated, UV filter, UV400, UV 400, UV420, UV 420, Blue Blocker, Blue&IR Blocker, HC, HardCoated, Hard Coated, HC Tintable, Tintable, Tinted, EMI, Antistatic, AR, HMC, HardMultiCoated, Hard Multi Coated, Anti Glare, SHC, SuperHydrophobicCoated, Super Hydrophobic Coated, Mirror, Invisible, Achromatic, White, Anti Fog, Fog Free, Gold, Road, Night Driving, For Night Driving, Driving, Sky Blue, Digital Sky Blue, Digital Blue, Digital White, White, Digital Violet, UV 410, SHMC, SHMCA, Near Infrared, NIR Cut, 3 CUT, Lutina, Blue Light, UBI+, UV Cut, THC, Tintable Hard Coated, Anti-Reflection, USH, Ultra super hydrophobic, ITO, Anti-Static, BRC, Blue Ray cut, Gradient Color, Gradient*

С возможностью асферизации и без: *AS, Bi-AS, Bi-Aspheric, Aspheric, ASP*

Диаметры: *от 50мм до 80 мм*

С возможными цветами и без: *Grey, Brown, Green, Gray, Light Gray (LG), Light Brown (LB), Dark Green (DG), Blue Blocker, Driver, Photogrey, Photobrown, Sapphire, Amethyst, Amber, Emerald, Yellow, Beauty, Platinum, Marine Grey, Copper, Sable, Olive, Blue Sky, Lavender, Marigold, Sunshine, Pink Rose, Blush, Shade*

Линзы очковые для коррекции зрения, торговые марки GLANCE и World Vision:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2. ***Мультифокальные:***

С возможностью специального наименования продуктов и без: *Classic, General, Special line, SL, Special Line Plus, Digital Lens, Digital, Sensation, Excellence long-lived, Superiority, Supremacy, Advantage, Fineness, Privilege, Plus, Ordinary, Normal, Common, Conventional, Regular, IQ lens, EyeQ lens, GSL, Primax Digital, Primax Sensation, Primax UBI+, Digital Driving, Gardient Polarized*

Дизайны: *Bifocal Flattop, Bifocal FT, Bifocal Round, Bifocal Invisible, Bifocal Blended, Office, Explorer, Progressive, Sport, Perifocal M, Perifocal P, Perifocal Ms, Perifocal Msa, Perifocal Ps, Perifocal Psa, MyoStop, MyoControl, MyoControl Pro, MyoGlance и GlanceMyo*

С возможностью специальных материалов и без: *Cr-39, Hard Resin, Primex, Primax, UV 420, UV420, Blue 420, Blue Block, Blue Cut, Trivex, Trilogy, Polycarbonate, Acrylic, Tribrid, Evolution, Transitions, Transitions Signature, Transitions VII, Transitions Gen8, Transitions IX, Transitions X, Transitions Gen9, Transitions XTRActive, Transitions XTRActive New Gen, Transitions Vantage, Transitions Polarized, Transitions XTRActive Polarized, DriveWear, NuPolar, NuPolar Infinite, Polar, Polarized, Photo, Photochromic, Acclimates, Mr8 Plus, Mr8+, high-impact, Poly, PC, MR-7, NK-55, Urethane Resin, KOC*

Коэффициент преломления: *1.49; 1.50; 1.53; 1.55; 1.56; 1.57; 1.59; 1.596; 1.60; 1.61, 1.67; 1.70; 1.71; 1.74; 1.76; 1.8*

С возможностью покрытий и без: *UC, Uncoated, UV filter, UV400, UV 400, UV420, UV 420, Blue Blocker, Blue&IR Blocker, HC, HardCoated, Hard Coated, HC Tintable, Tintable, Tinted, EMI, Antistatic, AR, HMC, HardMultiCoated, Hard Multi Coated, Anti Glare, SHC, SuperHydrophobicCoated, Super Hydrophobic Coated, Mirror, Invisible, Achromatic, White, Anti Fog, Fog Free, Gold, Road, Night Driving, For Night Driving, Driving, Sky Blue, Digital Sky Blue, Digital Blue, Digital White, White, Digital Violet, UV 410, SHMC, SHMCA, Near Infrared, NIR Cut, 3 CUT, Lutina, Blue Light, UBI+, UV Cut, THC, Tintable Hard Coated, Anti-Reflection, USH, Ultra super hydrophobic, ITO, Anti-Static, BRC, Blue Ray cut, Gradient Color, Gradient*

С возможностью асферизации и без: *AS, Bi-AS, Bi-Aspheric, Aspheric, ASP*

Диаметры: *от 50мм до 80 мм*

С возможными цветами и без: *Grey, Brown, Green, Gray, Light Gray (LG), Light Brown (LB), Dark Green (DG), Blue Blocker, Driver, Photogrey, Photobrown, Sapphire, Amethyst, Amber, Emerald, Yellow, Beauty, Platinum, Marine Grey, Copper, Sable, Olive, Blue Sky, Lavender, Marigold, Sunshine, Pink Rose, Blush, Shade*

Производства World Vision Co., Ltd / Ворд Вижн Ко., Лтд.

603, 841 Gimpo-daero, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
603, 841, Кимпхо-дэро, Кимпхо, Кёнги-доо, Республика Корея

Основное применение очковых линз – их использование в корригирующих очках для коррекции различных видов аметропий.

Обработка очковых линз является одним из этапов изготовления корригирующих очков.

БЛОК-СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЛИНЗ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№	Этап технологического процесса	Содержание этапа
1	Входной контроль	проверка параметров линз на соответствие нормативам.
2	Разметка линз в соответствии с рецептом	нанесение разметочных линий для OD (правого) и OS (левого) глаза.
3	Центрирование линз	произвести центрирование или децентрирование линзы в соответствии с рецептом.
4	Обработка кромки линз	- обточка линз с помощью автоматического станка для обработки линз по контуру, проверка качества фацета и формы линзы по профилю ободка оправы; для исключения случаев проскальзывания линз с супергидрофобным покрытием при обточке использовать прозрачный стикер и липкий сегмент; - сверление отверстий в линзах для безободковых оправ; - фрезерование канавки в линзах для установки в полуободковые оправы на леске.
5	Установка линз в оправу	установка линз и выправка оправы.

Хранить очки только в футляре.

Надевать и снимать очки необходимо двумя руками.

Чистить линзы разрешается только специально предназначенной для этого тканью, поскольку бумажные салфетки или обычная ткань могут оставить микроцарапины, которые через некоторое время становятся более явными. Рекомендуем использовать ткань из микрофибры или одноразовые влажные салфетки. Оптимально использование специальных спреев для очистки линз. Возможно промывать линзы, используя мягкую мыльную воду и тщательно ополаскивая их под теплой проточной водой.

Не класть очки линзами вниз, так как это может привести к появлению царапин на поверхности линз и сокращению срока их службы.

Беречь очки от острых и абразивных поверхностей и соленой воды.

Ни в коем случае не использовать химические средств, поскольку они могут повредить покрытие или оправу. Избегать попадания на линзы едких растворов, абразивных моющих средств, лаков для волос, ацетона, духов, средств по борьбе с насекомыми и иных химических агентов.

Высокая температура может отрицательно влиять на покрытие линз. При высокой температуре, покрытие может растрескаться.

От жары линзы могут подвергнуться деструкции, а оправа может деформироваться. Не оставлять очки на солнце или рядом с горячими поверхностями, на приборной панели автомобиля, не нагревать, не посещать сауну в очках.

"16" декабря 2022. _____ Peter H. Paik

Питер Х. Пайк

Президент

WORLD VISION CO., LTD.

President : Peter H Paik

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru