VACUETTE®

greiner BIO-ONE

CE 0123

Люэр адаптер VACUETTE®

Инструкция по применению

Применение

Люэр адаптер **VACUETTE®** предназначен для использования в комплекте с иглой-бабочкой, катетером или инъекционной иглой при взятии венозной крови. Данное устройство должно использоваться надлежащим образом обученными медицинскими работниками только в соответствии с настоящими инструкциями.

Описание продукта

Люэр адаптер **VACUETTE®** представляет собой стерильное одноразовое устройство, изготовленное из нержавеющей стали и полипропилена и оснащенное предохранительным клапаном на одном конце. Перфорированная этикетка не только упрощает идентификацию, но и служит гарантией целостности и стерильности. Изделие не изготовлено из натурального каучукового латекса и не содержит DEHP.

Меры предосторожности/Предупреждения

- Обращение с люэр адаптером **VACUETTE®** должно осуществляться в соответствии с правилами, принятыми в вашем учреждении.
- HBV, HCV, ВИЧ и другие инфекционные заболевания могут передаваться при контакте с биологическими образцами. В случае контакта с биологическими образцами убедитесь, что вам оказана соответствующая медицинская помощь.
- Перед использованием проверьте индивидуальный корпус люэр адаптера на целостность перфорированной этикетки. Если этикетка была порвана, не используйте его.
- Утилизируйте все люэр адаптеры **VACUETTE®** в биологически опасных контейнерах, одобренных для их утилизации. Неправильная утилизация может привести к травмам от уколов иглой.
- Не используйте лэюр адаптеры **VACUETTE®** после истечения срока их годности.
- Надевайте перчатки во время венепункции и при обращении с пробирками для сбора крови, чтобы свести к минимуму опасность воздействия.
- Во время использования и утилизации всегда держите руки за иглой
- Продукт не был одобрен для использования с артериальными или венозными катетерами.
- Не используйте устройство повторно. Повторное использование устройства может привести к заболеванию пациента из-за перекрестного загрязнения.
- Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании на беременных или кормящих женщинах и детях.
- В канале подачи жидкости выбранного аксессуара не должно быть сгустков, так как это может привести к блокировке лэюр адаптера **VACUETTE®**.
- Жидкостный канал люэр адаптера **VACUETTE®** и выбранного аксессуара должен быть свободным, чтобы обеспечить поступление крови в пробирки для взятия крови. Блокированный кровоток может привести к недостаточному заполнению пробирок для взятия крови, что приведет к неправильному соотношению крови и добавок.

Хранение люэр адаптера VACUETTE® перед использованием

Рекомендуемая температура хранения: 4-36°C (40-97°F).
***ПРИМЕЧАНИЕ:** Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Превышение максимальной рекомендуемой температуры хранения может привести к ухудшению качества люэр адаптера **VACUETTE®**.*

Обращение

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Возьмитесь за оба конца корпуса люэр адаптера и осторожно поверните. Перфорированная этикетка порвется при раскручивании колпачка.*

1. Снимите короткий конец крышки.
2. Проденьте конец иглы люэр адаптера в держатель. Убедитесь, что люэр адаптер надежно установлен.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется использовать люэр адаптер **VACUETTE®** с держателями **VACUETTE®**.*

3. Снимите крышку с люэр адаптера и прикрепите иглу-бабочку или инъекционную иглу.
4. Выполните венепункцию и дайте всем пробиркам достаточно наполниться.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Всегда держите пробирке на месте, чтобы обеспечить полную вытяжку вакуума.*

5. После венепункции держатель + люэр адаптер + устройство для пункции следует утилизировать вместе как единое целое в контейнере для острых предметов в соответствии с протоколом вашего учреждения.

Информация на этикетке

	Производитель		Температурный предел
	Срок годности		Не использовать повторно
LOT	Номер лота	STERILE EO	Стерилизуется с использованием окиси этилена
REF	Каталожный номер		Обратитесь к инструкции по применению
	Дата производства		

Производственная площадка:
Nipro Medical Industries Ltd.
Завод Татебаяси, 2-19-64, Мацубара,
Татебаяси-ши, Гумма, 374-8518, Япония
Сделано в Японии

Производитель
Greiner Bio-One GmbH, Австрия

Greiner Bio-One GmbH
Бад Халлер ул. 32
4550 Кремсмюнстер
Австрия

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
телефон +43 7583 6791

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru