Cranberry®

Instruction for Use

Product Name
Powder-Free Nitrile Examination Gloves

Description
Powder-Free Nitrile Examination Gloves, Non-Sterile, Single Use Only

Intended Use
A powder-free nitrile examination glove is a disposable glove product that is only applicable for examination, medical treatments, and handling contaminated medical devices to prevent cross contamination between users and patients. It is strictly not suitable for surgical use.

Caution
This product contains nitrile rubber which may cause allergic reactions in some individuals. Do not expose these gloves to any person with a known or suspected sensitivity to nitrile rubber. If allergic reactions occur, discontinue use immediately and consult a physician. This product is not made with natural rubber latex.

Sterilization
Non-sterile

Harsh Chemicals
These gloves should not be used for mechanical, thermal or harsh chemical protection. Although good quality nitrile gloves provide an excellent barrier, they are not intended for application involving prolonged, direct exposure to harsh chemicals, where heavy duty industrial gloves are required. Variability in material thickness, glove integrity, chemical concentration, temperature, and length of exposure to chemicals may affect performance. User is responsible for determining glove suitability for individual application. These gloves are for single and transient use only.

Storage
Store in a dry place at room temperature. Exposed product should be shielded from direct sunlight, intense artificial light, x-ray machines, and other sources of ozone.

Disposal
Gloves are biodegradable products where no special decommissioning or disposal is required. If the glove is contaminated with a toxic compound or biological material that is covered by any disposal regulations, the gloves must be handled in the same way as the toxic material itself. If gloves are not contaminated or have been properly decontaminated, either landfill or incineration is a satisfactory means of disposal.

Shelf Life
Three years from manufacturing date

Date of Issue: 13 Feb 2020
Revision no.: 0

CRANBERRY INTERNATIONAL SDN. BHD. Co. No. 1188484-X

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Наименование изделия
Неопудренные нитриловые смотровые перчатки

Описание
Неопудренные нитриловые смотровые перчатки, нестерильные, только для одноразового применения

Целевое применение
Неопудренные нитриловые смотровые перчатки являются изделием одноразового применения, которое используется только в ходе обследования, выполнения медицинских процедур и обращения с загрязненными медицинскими изделиями во избежание перекрестного заражения между пользователями и пациентами. Данное изделие категорически не предусмотрено для применения в хирургии.

Меры предосторожности
Данное изделие содержит нитриловую резину, которая может вызвать аллергические реакции у некоторых лиц. Не допускайте контакта данных перчаток с любым лицом с известной или подозреваемой чувствительностью к нитриловой резине. В случае возникновения аллергических реакций незамедлительно прекратите использование перчаток и обратитесь к врачу. В изготовлении данного иделия не применяется натуральная латексная резина.

Стерилизация
Нестерильное изделие

Агрессивные химические продукты
Данные перчатки нельзя использовать для защиты от механического и термического воздействия или для защиты от агрессивных химических продуктов. Хотя высококачественные нитриловые перчатки и обеспечивают превосходный защитный барьер, они не предназначены для применения в условиях, предполагающих продолжительное прямое воздействие агрессивных химических продуктов, когда необходимо использовать технические перчатки повышенной прочности. Такие факторы, как различная толщина материала, целостность перчаток, химическая концентрация, температура, продолжительность воздействия агрессивных химических продуктов могут повлиять на эксплуатационные качества перчаток. Пользователь несет ответственность за определение пригодности применения перчаток в каждом отдельном случае. Данные перчатки предназначены только для одноразового, непродолжительного использования.

Хранение
Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Используемые изделия должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, интенсивного искусственного освещения, рентгеновских аппаратов и других источников озона.

Утилизация
Перчатки являются биологически разрушаемым изделием, таким образом, специальные меры по утилизации или уничтожению не требуются. В случае если перчатки загрязнены каким-либо токсичным компонентом или биологическим материалом, утилизация которых регулируется особо, перчатки должны быть утилизированы тем же образом, что и сам токсичный материал. Если перчатки не загрязнены или были обеззаражены надлежащим образом, захоронение или сжигание отходов является достаточным способом утилизации.

Срок годности
Три года от даты производства

Дата выпуска: 13 февраля 2020 г.
Версия №: 0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru