Камера для подсчета форменных элементов крови (КАМЕРА ГОРЯЕВА)

ТУ 9443-007-29508133-2007 **РУ № ФСР 2008/02731 от 26.05.2017 г.**

П А С П О Р Т

1. Назначение изделия

Камера Горяева (в дальнейшем - камера) предназначена для подсчета форменных элементов крови в КДЛ.

2. Технические характеристики

Сторона малого квадрата - 0,05±0,001 мм
Сторона большого квадрата-0,2±0,001 мм
Сторона сетки - 3±0,005 мм
Глубина камеры - 0,1±0,004 мм
Площадь сетки - 9±0,015 мм^2
Объем камеры 0,9±0,02 мм^3

Соответствует ТУ 9443-007-29508133-2007

Состав изделия и комплект поставки:

а) камера ЭАО.000.851.....1 шт.
б) покровное стекло ЭАО.000.851-3..... 5 шт.
в) футляр ЭАО.000.81-4.....1 шт.
г) паспорт ЭАО.000.851.РЭ.....1 экз.

Принцип работы

При работе с камерой ее рабочие поверхности должны быть чистыми и сухими.

Во время подсчета форменных элементов недопустимо наличие пузырей воздуха на сетке камеры, так как это мешает точности подсчета.

Подсчет форменных элементов крови производится по методике, утвержденной Минздравом СССР.

Техническое обслуживание

1. Камеру следует хранить в сухом месте.
2. После пользования камеру необходимо промыть дистиллированной водой и вытереть мягкой салфеткой.
   Методика допустимой дезинфекции:
   вариант 1: - погружение в 70% раствор этилового спирта на 30 минут;
   вариант 2: - погружение в 4% раствор формалина на 60 минут при комнатной температуре *
3. При работе с кровью необходимо пользоваться резиновыми перчатками

* "Инструкция по мероприятиям профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в КДЛ ЛПУ" от 17.10.91г.

Не применять перекиси водорода!

Дата выпуска

Гарантийный срок
1 год со дня продажи

ООО "МиниМед" предлагает поставить вам широкий ассортимент лабораторных принадлежностей и приборов. Мы сделаем все возможное для своевременной поставки качественной продукции.

В нашем ассортименте:

1. Диагностические наборы реактивов для биохимических исследований.
2. Диагностические полоски для клинической химии.
3. Лабораторное оборудование и инструменты.
4. Лабораторная посуда (широкий ассортимент).

Наш адрес: 241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул. Шоссейная, 17а Тел/факс (4832) 92-24-54, тел. 92-97-97, 92-24-52

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru