МЕДИВАЙС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КРУЖКА ЭСМАРХА 1750 МЛ/105 СМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кружка Эсмарха представляет собой нестерильное одноразовое устройство, предназначенное для введения жидкостей и лечебных растворов в толстую кишку через ректальный наконечник

Состав устройства
Кружка емкостью 1750 мл
Отводная трубка: 105 см
Ректальный наконечник
Зажим
Лента (ремешок) для подвешивания

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

С осторожностью проводите любые процедуры очищения кишечника у пациентов с тяжелыми формами заболевания кишечника.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Наденьте перчатки.
Визуальным осмотром определите целостность изделия. В случае обнаружения дефектов конструкции использовать кружку запрещено. Кружка подлежит утилизации в соответствии с утвержденными нормами и правилами.
При необходимости – разъясните пациенту информацию о сути процедуры.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Убедитесь, что зажим изделия приведен, а «тугое положение»;
Повесьте кружку на штатив;
Наполните кружку заранее приготовленным раствором для промывания кишечника
Удерживайте трубку около ректального наконечника, направьте наконечник вверх и в сторону.
Приоткройте зажим на трубке и выпустите воздух из трубки до полного заполнения раствором ректального наконечника.
Осторожно введите ректальный наконечник в прямую кишку.
Откройте зажим на трубке полностью. Если скорость введения раствора будет не комфортной для пациента, отрегулируйте поток с помощью зажима на трубке.
Следите за расходом раствора с помощью нанесенной на кружку шкалы.
Когда объем раствора, введенный пациенту будет достаточным для промывания, полностью перекройте зажим на трубке.
По окончании процедуры извлеките ректальный наконечник из прямой кишки пациента.
После окончания процедуры утилизируйте кружка с соответствия с правилами обращения с медицинскими отходами, утверждёнными в учреждении здравоохранения.

5. СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Срок годности, – 5 лет с даты изготовления. Хранить при температуре окружающей среды от 5° до 30°С, устройства следует хранить в сухом, прохладном, темном месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул. Заводская, д.50

специалист по регистрации
медизделий



Т.В.Рудько

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru