МЕДИВАЙС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Катетер дренажный хирургический

ТИПОРАЗМЕРЫ

Каталожный номер	Наименование
15063xxx	Катетер дренажный хирургический Ulmer с троакаром размер CH16/75см
15065xxx	Катетер дренажный хирургический Ulmer с троакаром размер CH18/75см
15007xxx	Катетер дренажный хирургический Redon размер CH16/50см
40031xxx	Катетер дренажный хирургический Spiral размер CH14/65см
40045xxx	Катетер дренажный хирургический Spiral размер CH16/65см
40047xxx	Катетер дренажный хирургический Spiral размер CH18/65см
40051xxx	Катетер дренажный хирургический Spiral размер CH24/65см
40192xxx	Катетер дренажный хирургический Spiral с троакаром размер CH12/65см
15087xxx	Катетер дренажный хирургический Silicone размер CH10/50см
15088xxx	Катетер дренажный хирургический Silicone размер CH12/50см
15089xxx	Катетер дренажный хирургический Silicone размер CH15/50см
15091xxx	Катетер дренажный хирургический Silicone размер CH21/50см
15092xxx	Катетер дренажный хирургический Silicone размер CH24/50см

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер дренажный хирургический предназначен для использования в учреждениях здравоохранения, применяется как средство для оттока жидкости, крови или гноя из раны и для ускорения процесса заживления в постоперационный период за счет уменьшения скопления жидкости, которое может привести к постоперационной инфекции.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия должны быть использованы в соответствии с показаниями и противопоказанию к их применению, принятыми в каждом конкретном лечебном учреждении.

Катетер дренажный хирургический предназначен для применения врачами, или другими квалифицированными медицинскими работниками.

Только для однократного применения. Многократное применение может привести к инфекции.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Убедитесь, что индивидуальная упаковка изделия не повреждена. При нарушенной индивидуальной упаковке использовать изделие запрещается, изделие должно быть уничтожено.

Рекомендуется применять перчатки при использовании изделий.

Выберите катетер подходящего размера и вида, подходящий в данном конкретном случае.

Генеральный директор
Панов А.К.

КОПИЯ ВЕРНА
«10» 10 2023г.
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Вскройте индивидуальную упаковку изделия в асептических условиях.
2. Введите дренажный катетер в рану, пользуясь маркировкой черного цвета на дренаже для обеспечения расположения его отверстий под кожей.
3. При наличии троакара отрежьте его после установки катетера.
4. Соедините катетер с дренажным устройством посредством коннектора.

5. Активируйте дренирование раны.
6. Располагайте дренажное устройство ниже уровня дренируемой полости для обеспечения наилучших результатов.
7. При заполнении дренажного устройства опорожните его в подставленную емкость и снова активируйте дренирование.
8. Удаление дренажных катетеров следует производить с осторожностью, с применением легкого вытягивающего движения.
9. Осмотрите дренажный катетер после удаления и убедитесь в отсутствии возможных повреждений.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить при температуре 5…30 °С в темном прохладном месте, избегать воздействия влаги, прямых солнечных лучей.

Срок годности стерильности - 5 лет с даты изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул. Заводская, д.50

Республика Беларусь * Минская область * Дзержинский район * г.п. Фаниполь * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * «Медивайс» * УНП 100343982

Ген. директор
Пан Ю.К.

КОПИЯ ВЕРНА
«10» 10 2023 г.
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

МЕДИВАЙС

Инструкция по применению
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ

Типоразмеры

Исполнение	Размер
Зонд желудочный	CH22/110см CH25/110см CH28/110см CH30/110см

НАЗНАЧЕНИЕ

Зонд желудочный предназначен для аспирации содержимого верхних отделов желудочно-кишечного тракта и промывания желудка, взятия проб содержимого желудка, для определения объема желудочного содержимого, а также для энтерального питания (через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер - оптимальный в соответствии с выполняемыми функциями конкретного изделия.
Форма конца катетера - определяется направлением использования изделия.
В зависимости от целей и задач применения выполняются из различных материалов, объединенных общими характеристиками: термопластичных, имплантационно нетоксичных, биосовместимых, не содержащих фталатов.
Материал изготовления - поливинилхлорид медицинского назначения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Визуальным осмотром убедитесь в целостности упаковки и изделия.
2. При наличии повреждений пользоваться изделием запрещается - изделие уничтожьте.
3. При необходимости - доведите до пациента информацию о сути и задачах процедуры катетеризации.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Осторожно введите катетер (зонд) в тонкий кишечник (двенадцатиперстную кишку) пациента через рот.
2. Убедитесь в правильности введения зонда.
3. Произведите аспирацию содержимого двенадцатиперстной кишки пациента, введение лекарственных средств или энтерального питания в соответствии с действующими правилами. Соблюдайте рекомендуемую в каждой конкретной клинической ситуации скорость и длительность осуществления процедуры.
4. Извлеките катетер (зонд) вытягивающим движением по окончании процедуры или по мере необходимости.
5. После использования изделие утилизируйте в соответствии с правилами, принятыми в вашем ЛПУ. Вторичное использование катетера (зонда) запрещается.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить при температуре 5…30 °С в темном прохладном месте, избегать воздействия влаги, прямых

«Медивайс»
Генеральный директор
Панов Ю.К.
КОПИЯ ВЕРНА
«10» 10 2023г.
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

солнечных лучей.

Срок годности стерильности - 5 лет с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул. Заводская, д.50

Генеральный директор
Панов Ю.К.

КОПИЯ ВЕРНА
«10» 10 2023 г.
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MUCUS

МЕДИВАЙС

НАИМЕНОВАНИЕ:

REF	Исполнение	Размер
17029xxx	Катетер аспирационный Mucus с фильтром	CH10/37см
17005xxx	Катетер аспирационный Mucus без фильтра	CH10/37см
17006xxx	Катетер аспирационный Mucus без фильтра	CH12/37см

НАЗНАЧЕНИЕ:

Катетер аспирационный Mucus с фильтром предназначен для удаления секрета из верхних дыхательных путей. Применяется для обеспечения свободного дыхания и/или получения материала для микробиологического исследования. Благодаря наличию гидрофобного фильтра катетер рекомендован для оральной аспирации, фильтр предотвращает возможность перекрестного инфицирования персонала, в том числе, ВИЧ.

Катетер без фильтра рекомендуется использовать с вакуумным аспиратором. Прозрачный контейнер позволяет визуально оценить характер и объем полученного материала. Материал для проведения микробиологических исследований можно транспортировать в контейнере, входящем в состав катетера.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы изготовления - полипропилен, ПВХ.
Емкость контейнера - 20 мл.
Допустимый уровень вакуума - 105 мм рт.ст.
Выпускаются в индивидуальной упаковке.
Стерильно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1. Визуально оцените целостность упаковки и катетера.
2. При наличии повреждений катетер использовать запрещено. Изделие подлежит утилизации.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Вымыть руки
2. Подберите необходимый размер катетера
3. Осторожно введите катетер в дыхательные пути (ротоглотку) через рот или нос.
4. Возьмите другой конец катетера в рот и удалите отделяемое препятствующее свободному дыханию. При аспирации отделяемое попадет в контейнер.
5. При необходимости лабораторного исследования материала отсоедините контейнер от верхней части катетера и герметично закройте его крышкой (входит в комплект поставки).

УТИЛИЗАЦИЯ:

После использования утилизируйте катетер согласно внутренним процедурам, утверждённым в учреждении здравоохранения.
Катер предназначен для однократного применения. Повторное использование – запрещено.

СТЕРИЛЬНОСТЬ:

Метод стерилизации: оксидом этилена.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре 5…30 °С в темном прохладном месте, избегать воздействия влаги, прямых солнечных лучей.
Срок годности стерильности - 5 лет с даты изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул. Заводская, д.50

Республика Беларусь * Минская область * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * УНП 100343982 * Дзержинский район * город Фаниполь * «Медивайс»

КОПИЯ ВЕРНА
подпись «10» 10 2023 г.

Генеральный директор
Панов Ю.К.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Вскройте индивидуальную упаковку изделия в асептических условиях.
2. Введите дренажный катетер в рану, пользуясь маркировкой черного цвета на дренаже для обеспечения расположения его отверстий под кожей.
3. При наличии троакара отрежьте его после установки катетера.
4. Соедините катетер с дренажным устройством посредством коннектора.

5. Активируйте дренирование раны.
6. Располагайте дренажное устройство ниже уровня дренируемой полости для обеспечения наилучших результатов.
7. При заполнении дренажного устройства опорожните его в подставленную емкость и снова активируйте дренирование.
8. Удаление дренажных катетеров следует производить с осторожностью, с применением легкого вытягивающего движения.
9. Осмотрите дренажный катетер после удаления и убедитесь в отсутствии возможных повреждений.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить при температуре 5…30 °С в темном прохладном месте, избегать воздействия влаги, прямых солнечных лучей.

Срок годности стерильности - 5 лет с даты изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул. Заводская, д.50

Республика Беларусь * Минская область * Дзержинский район * г. Фаниполь * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * «Медивайс» * УНП 100343982 *

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
Панов Ю.К.

подпись «10» 10 2023 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

МЕДИВАЙС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Катетер аспирационный Trachea

НАИМЕНОВАНИЕ:

REF	Исполнение
24001185	Катетер аспирационный Trachea для катетера с вакуум контролем
24006185	Катетер аспирационный Trachea для катетера с коннектором-воронкой

НАЗНАЧЕНИЕ:

Аспирационный набор для забора трахеобронхиальных аспиратов для бактериального исследования трахеобронхиального секрета. Прозрачный контейнер позволяет визуально оценить характер и объем полученного материала. Удобная самоклеящаяся этикетка для записи данных пациента легко фиксируется к контейнеру с пробой. Дополнительная крышка позволяет герметично закрыть контейнер с пробой. Удлиненная входная часть позволяет сохранить пробу в контейнере во время аспирации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы изготовления -ПВХ, полистирол, полиэтилен.
Выпускаются в индивидуальной упаковке.
Стерильно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1. Визуально оцените целостность упаковки и изделия.
2. При наличии повреждений индивидуальной упаковки или изделия использовать запрещено. Изделие подлежит утилизации.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Извлеките изделие из упаковки.
2. Убедитесь в надежности крепления крышки к контейнеру.
3. При выключенном источнике вакуума подключите коннектор устройства к источнику вакуума.

Республика Беларусь * Минская область * Дзержинский район * г.п. Фаниполь * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * «Медивайс» * УНП 100343982 *

Генеральный директор
Панов Ю.К.

КОПИЯ ВЕРНА
«20» 10 2023 г.
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Присоедините аспирационный катетер к коннектору
5. Подайте вакуум перед введением.
6. Осторожно введите катетер в область аспирации. При аспирации отделяемое попадет в контейнер (Следуйте местным правилам и процедурам по проведению аспирации и сбора образцов.).
7. По окончании процедуры аккуратно извлеките катетер.
8. Отсоедините контейнер от верхней части и герметично закройте его транспортировочной крышкой (входит в комплект поставки).

УТИЛИЗАЦИЯ:
После использования утилизируйте согласно внутренним процедурам, утверждённым в учреждении здравоохранения.
Изделия предназначен для однократного применения. Повторное использование – запрещено.

СТЕРИЛЬНОСТЬ:
Метод стерилизации: оксидом этилена.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:
Хранить при температуре 5…30 °С в темном прохладном месте, избегать воздействия влаги, прямых солнечных лучей.
Срок годности стерильности - 5 лет с даты изготовления.

СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ:

REF Каталожный номер	LOT номер партии	Использовать до	Дата изготовления
Производитель	Не использовать повторно	STERILE EO Стерилизация Оксидом этилена	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул. Заводская, д.50

Республика Беларусь * Минская область * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * «Медивайс» * УНП 100343962 * Дзержинский район * город Фаниполь *

КОПИЯ ВЕРНА
«12» 10 2022 г.
подпись

Генеральный директор
Панов Ю.К.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru