МЕДИВАЙС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Устройство дренирующее для плевральной пункции P-set

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для эвакуации содержимого плевральной полости при гемотораксе, гидротораксе, эмпиеме, удаления гноя из плевральной полости, лечения пневмоторакса.

Состав устройства:
Объем дренажного мешка 2000 мл
Шприц – 600 мл
Иглы: G 14, 16, 19
Длина игл – 80 мм
Длина приводной трубки – 850 мм
Тип коннекторов – Луер

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Абсолютных противопоказаний нет.

С осторожностью применять при:

- Гипокоагуляция
- Наличии очагов инфекции в зоне пункции
- Буллезной болезни легких
- Тяжелых состояниях больного (коллапс)

Устройство должно быть использовано в соответствии с показаниями и противопоказанию к применению в клинической практике.

Предназначен только для использования квалифицированным медицинским персоналом.

Только для однократного применения. Повторное применение недопустимо.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ:

- Не использовать устройство при обнаружении нарушения целостности упаковки. Не использовать по истечении срока годности, стерильности.
- Строго соблюдать правила асептики при проведении пункции.
- Проводить манипуляцию должен только квалифицированный медицинский персонал.
- Дренажный мешок для сбора жидкости необходимо уложить или подвесить ниже уровня плевральной полости пациента, для более эффективного оттока содержимого.
- Для предотвращения травмирования пациента:
- иммобилизировать его в момент проведения процедуры;
- использовать устройство только для однократного забора, не оставлять иглу в полости;
- Заранее наметить точку пункции, выполнить местное обезболивание путем инфильтрации мягких тканей анестетиком. При необходимости применить седативные препараты и наркотическое обезболивание.
-

4. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПУНКЦИИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТи:

- кровотечения;
- повреждение висцеральной плевры и легкого;
- коллапс при аспирации избыточного количества либо высокой скорости аспирации содержимого плевральной полости;
- инфицирование;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- повреждение межреберных нервов;
- пневмоторакс при неправильном применении устройства;

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что индивидуальная упаковка устройства не повреждена. При обнаружении нарушения целостности индивидуальной упаковки использовать устройство запрещается. Устройство должно быть утилизирован в соответствии с действующими нормами.

При работе с устройством следует соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты: перчатки.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

Применять: в стерильных условиях!

1. Аккуратно вскрыть упаковку, извлечь устройство. Осмотреть на наличие повреждений, проверить плотность соединений системы Луер-лок.
2. Выбрать иглу для пункции. Присоедините иглу к соединительной линии.
3. Повернуть кран таким образом, чтобы перекрыть мешок, а соединение шприца с линией оставалось проходимым.
4. Выполнять пункцию, медленно продвигая иглу в сторону плевральной полости, одновременно создавая разрежение в шприце.
5. При появлении в линии жидкости аспирировать содержимое плевральной полости в шприц, затем повернуть кран таким образом, чтобы игла была перекрыта, и слить жидкость в мешок.
6. Перекрыть шприц, обеспечить пассивный отток жидкости из плевральной полости в мешок.
7. Когда забор жидкости окончен, повернуть кран, закрывая иглу, и удалите ее из полости.
8. Утилизировать устройство и иглы в соответствии с местными правилами утилизации острых и биологически загрязненных материалов.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устройство предназначено только для одноразового применения и не может быть использовано повторно. Повторное использование приведет увеличению риска возникновения инфекции или перекрестной контаминации, а также к утрате физических и функциональных свойств устройства.

8. СРОК ГОДНОСТИ, СТЕРИЛЬНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности, стерильности – 5 лет с даты изготовления. Хранить при температуре окружающей среды от 5° до 30°С, устройства следует хранить в сухом, прохладном, темном месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул. Заводская, д.50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru