# Инструкция по применению медицинского изделия
# Канюля назальная для подачи кислорода

**Типоразмеры:**

| Каталожный номер | Исполнение | Размер | Состав | Стерильная |
|---|---|---|---|---|
| 29001604 | Канюля назальная зеленая | CH10/210см | прямая короткая/ступенчатый коннектор | Да |
| 29002604 | Канюля назальная прозрачная | CH10/210см | прямая длинная/ступенчатый коннектор | Да |
| 29003604 | Канюля назальная голубая | CH10/210см | прямая с уплотнителем/ступенчатый коннектор | Да |
| 29008604 | Канюля назальная зеленая | CH10/210см | прямая короткая/коннектор | Да |
| 29010604 | Канюля назальная голубая | CH10/210см | прямая с уплотнителем/коннектор | Да |
| 29022604 | Канюля назальная зеленная | CH10/60см | прямая короткая/двухходовой коннектор | Да |
| 29014604 | Канюля назальная зеленая | CH10/210см | изогнутая/коннектор | Да |
| 29015604 | Канюля назальная прозрачная | CH10/210см | изогнутая/коннектор | Да |
| 29028504 | Канюля назальная прозрачная | CH10/210см | Прямая короткая/коннектор | Нет |

## НАЗНАЧЕНИЕ

Канюли назальные для подачи кислорода состоят из пластиковых трубок, которые вводятся на 1—2 см в каждую ноздрю пациента и через которые кислород попадает в полость носа. На другом конце трубки соединяются и подключаются к кислородной системе, которая может быть переносным кислородным баллоном или центральной системой распределения кислорода) - в отделениях реанимации, интенсивной терапии, анестезиологии исключительно квалифицированным медицинским персоналом со специальной подготовкой.

## ОПИСАНИЕ

**Канюля назальная для подачи кислорода** состоит из легкой петлевой трубки, на назальной части которой имеются два зубца. Канюлю размещают таким образом, чтобы зубцы на назальной части были обращены в носовые ходы, через них и происходит подача кислородно-воздушной смеси в дыхательные пути пациента. Бегунок на петлевой трубке служит для фиксации канюли под подбородком пациента. Петлевая трубка неразрывно соединена с более жесткой кислородной трубкой через коннектор. Коннектор кислородной трубки соединяется с источником кислорода, таким как портативный генератор кислорода или настенный коннектор для централизованной подачи кислорода. Коннектор разработан для подсоединения ко всем видам кислородных флоуометров без использования адаптеров.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Целесообразность кислородной терапии, показаний и противопоказаний для проведения процедуры определяются лечащим врачом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

МЕДИВАЙС

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Канюля предназначена только для однократного применения и не должна использоваться повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции и перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению при повторной стерилизации.

Изделия с поврежденной упаковкой не пригодны к использованию. Запрещено использовать изделия с истекшим сроком годности и (или) стерильности, они подлежат утилизации.

Канюля обычно используется при проведении оксигенотерапии (от лат. Oxygenium — «кислород» и др.-греч. θεραπεία) — метод лечения заболеваний с применением кислорода. Основная цель направлена на прекращение гипоксемии и тканевой гипоксии.

А также для проведения других процедур, не требующих жесткого контроля дыхания, и требующих небольшого количества кислорода.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вскройте упаковку и извлеките канюлю.
2. Вставьте канюлю в ноздри пациента.
3. Зафиксируйте канюлю над ушами и под подбородком пациента.
4. Аккуратно зафиксируйте канюлю, перемещая бегунок до тех пор, пока канюля не будет правильно установлена.
5. Прикрепите канюлю к источнику кислорода (при необходимости).
6. Присоедините трубку подачи кислорода к источнику кислорода или увлажнителю и отрегулируйте скорость потока до уровня, предписанного врачом.
7. Убедитесь в движении потока кислорода по всему устройству.
8. Присоедините коннектор Луер к устройству мониторинга CO2 (при необходимости подключения разъема изделия к источнику кислорода с 22-мм коннектором, воспользуйтесь кислородным адаптером, который поставляется в упаковке с канюлей).
9. Изделие предназначено только для одноразового применения.
10. Изделие не разрешается использовать, если упаковка повреждена.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение канюль на складах потребителя (поставщика) после транспортирования должно производиться при температуре окружающей среды от 5° до 30°С, канюли следует хранить в сухом, прохладном, темном месте.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте канюли после их использования в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими обращение с медицинскими отходами.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**ООО «МЕДИВАЙС», 222750 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.50**
**ТЕЛ. +375(17) 555-32-36, ФАКС +375 (17) 555-32-59**