ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН «U-VAC»

МЕДИВАЙС

ИСПОЛНЕНИЕ:

Каталожный номер	Наименование
26015604	Устройство дренирующее низковакуумное U-Vac размер: CH10/75см
	В составе: Вакуумная камера Катетер дренажный хирургический Ulmer с троакаром, размер CH10/75см Мешок для сбора раневого отделяемого
26017604	Устройство дренирующее низковакуумное U-Vac размер: CH12/75см
	В составе: Вакуумная камера Катетер дренажный хирургический Ulmer с троакаром, размер CH12/75см Мешок для сбора раневого отделяемого
26019604	Устройство дренирующее низковакуумное U-Vac размер: CH14/75см В составе: Вакуумная камера Катетер дренажный хирургический Ulmer с троакаром, размер CH14/75см Мешок для сбора раневого отделяемого
26021604	Устройство дренирующее низковакуумное U-Vac размер: CH16/75см
	В составе: Вакуумная камера Катетер дренажный хирургический Ulmer с троакаром, размер CH16/75см Мешок для сбора раневого отделяемого
26023604	Устройство дренирующее низковакуумное U-Vac размер: CH18/75см
	В составе: Вакуумная камера Катетер дренажный хирургический Ulmer с троакаром, размер CH18/75см Мешок для сбора раневого отделяемого
26011604	Устройство дренирующее низковакуумное U-Vac без дренажа
	В составе:
	Вакуумная камера
	Мешок для сбора раневого отделяемого
26013604	Устройство дренирующее низковакуумное U-Vac
	В составе
	Мешок для сбора раневого отделяемого
84018604	Y-образный коннектор cut-to-fit CH06-18

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство одноразовое для активного послеоперационного дренирования ран. Обеспечивает эффективную эвакуацию раневого отделяемого с постоянным уровнем вакуума на протяжении всего периода дренирования, значительно уменьшает риск инфицирования и способствует неосложненному заживлению раны в короткий срок.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия должны быть использованы в соответствии с показаниями и противопоказанию к их применению в клинической практике.

Устройства одноразовые дренирующие для хирургии предназначены для применения врачами, средним медицинским персоналом или другими квалифицированными медицинскими работниками.

Только для однократного применения. Повторное применение недопустимо.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Убедитесь, что индивидуальная упаковка изделия не повреждена. При нарушенной индивидуальной упаковке использовать изделие запрещается, изделие должно быть утилизировано в соответствии с действующими нормами.

При работе с изделием используйте средства индивидуальной защиты – перчатки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Внимание: процедура производится в условиях операционного зала.

Установка дренажного катетера:

1. Расположите катетер дренажный хирургический в полости раны.
2. Периферический конец катетера дренажного хирургического в самом глубоком месте в ране или в участке раны, наиболее удаленном от места, где планируется пункционное отверстие. Таким образом, перфорированный конец трубки должен полностью находиться в глубине раны и не выходить на поверхность кожи.
3. Проведите троакар через рану, слои тканей и выведите наружу через кожу. Выведение дренажного катетера должно осуществляться только через специальное пункционное отверстие вне операционной раны, а не через операционную рану.

4. Ориентиром при выведении катетера дренажного хирургического через пункционное отверстие наружу является появление черных меток, нанесенных на стенку катетера дренажного хирургического. Следует также принимать во внимание толщину подкожной жировой клетчатки и длину сформированного дренажного канала для оптимальной установки катетера в глубине раны.
5. Отрежьте троакар от катетера дренажного хирургического при помощи ножниц, укоротив при необходимости трубку. Утилизируйте троакар с остатком трубки, соблюдая протоколы, принятые для утилизации медицинских отходов.

Соединение дренажного катетера с вакуумной камерой U-Vac:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Присоедините приводную соединительную трубку U-Vac к катетеру дренажному хирургическому посредством универсального коннектора. Для этого необходимо ввести дренаж внутрь универсального коннектора приводной трубки U-Vac таким образом, чтобы конец дренажа был виден в прозрачной части коннектора (это заметно благодаря рентгенконтрастной полосе дренажного катетера).
7. Закрутите коннектор, повернув его несколько раз по часовой стрелке. Избегайте чрезмерно плотного закручивания, достаточно надежного соединения. Слегка потяните за дренажную трубку, чтобы убедиться в надежности ее закрепления.

Рекомендуемое размещение дренирующего устройства U-Vac:

8. Закрепите U-Vac на поручне или раме кровати при помощи шнура или крючка. Важно: U-Vac должен быть расположен ниже уровня дренируемой полости, включая эпизоды перемещения (транспортировку) пациента, а также во время активизации пациента в послеоперационном периоде.
9. На время, в течение которого пациент активно передвигается, дренирующее устройство можно использовать без сборного мешка, закрепив U-Vac на одежде пациента (например, на кармане) с помощью крючка.

Создание вакуума в дренирующем устройстве U-Vac, уход за системой

10. Для создания (и последующего воссоздания) в системе U-Vac вакуума нажмите большими пальцами обеих рук на переднюю полусферическую поверхность вакуумной камеры (полиуретановую мембрану) до конца (на максимальную глубину), придерживая руками заднюю стенку устройства.
11. Если камера уже содержит раневое содержимое, при воссоздании вакуума собранное ранее содержимое камеры автоматически перельётся в сборный мешок.
12. Индикатором наличия остаточного вакуума в системе является углубление стенки вакуумной камеры. Когда полиуретановая мембрана полностью расправляется, система автоматически переходит в режим пассивного дренирования.
13. Необходимо контролировать процесс дренирования, создавая условия, исключающие выпадение дренажного катетера, миграцию, перегибание или сдавление катетера, могущее привести к блокировке дренирования, фиксировать в соответствии с принятым протоколом количество раневого отделяемого и его характер.
14. При заполнении сборного мешка смените его на новый в соответствии с рекомендованной процедурой:
    -Замену сборного мешка рекомендуется проводить, не дожидаясь его полного заполнения.
    -Поверните мешок на 90° влево (против часовой стрелки).
    -Снимите мешок (теперь U-Vac можно использовать и без сборного мешка - для этого закройте вакуумную камеру снизу специальной белой защитной крышкой).
    -Закройте удаленный мешок специальной защитной крышкой и утилизируйте его, следуя принятым рекомендованным протоколам об утилизации медицинских отходов.
    -Присоедините дополнительный сборный мешок поворотом на 90°, сняв предварительно защитную крышку с вакуумной камеры.
    -Правильность прикрепления сборного мешка можно проверить по расположению стрелок, которые должны находиться друг напротив друга.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

15. После использования изделие утилизировать в соответствии с действующим

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

законодательством в области обращения с медицинскими отходами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте изделие, если повреждена упаковка или есть подозрение на нарушение ее целостности, а также по истечении срока годности, стерильности.

Данное изделие предназначено только для одноразового применения и не может быть использовано повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции или перекрестной контаминации, а также утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 5 лет с даты изготовления
Хранить при 5-30°С, устройства следует хранить в сухом, прохладном, темном месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул. Заводская, д.50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru