ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРЫ ДЛЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ АСПИРАЦИИ

МЕДИВАЙС

Кат номер	Название
34079604	Набор для интраоперационной аспирации Medi-Flex/ Sump Yankauer
34076604	Набор для интраоперационной аспирации Medi-Flex / Tapered Yankauer
34055604	Набор для интраоперационной аспирации Medi-Flex Super Flow / straight Yankauer
34058604	Набор для интраоперационной аспирации Medi-Flex Super Flow/ single bent Yankauer
34055604	Набор для интраоперационной аспирации Medi-Flex Poole
34118604	Набор для интраоперационной аспирации Medi-Flow/ с фильтром

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Наборы для интраоперационной аспирации применяются для осушения операционного поля в ходе операции, для лучшего обзора операционного поля, выявления возможных источников кровотечения, снижения риска развития инфекции и возникновения послеоперационных осложнений. Интраоперационная аспирация представляет собой аспирацию крови, жидкостей и отделяемого, плотных частиц, кровяных сгустков, отломков костей, частиц костного цемента, фрагментов размозженных тканей.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Наборы должны быть использованы в соответствии с показаниями и противопоказаниями к их применению в клинической практике.
Предназначены для использования только квалифицированным медицинским персоналом.
Только для однократного применения. Повторное применение недопустимо.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Убедитесь, что индивидуальная упаковка набора не повреждена. При обнаружении нарушений целостности индивидуальной упаковки, набор использовать запрещено, набор подлежит утилизации в соответствии с действующими правилами по обращению с медицинскими отходами.
При работе с наборами используйте средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С НАБОРОМ

Подготовка к работе с набором проводится - в операционном помещении при соблюдении правил асептики.

1. Выберите набор, наиболее удобный для проведения интраоперационной аспирации в соответствии с видом и объемом оперативного вмешательства.
2. При использовании набора для интраоперационной аспирации с соединительной трубкой извлеките набор из упаковки, обрежьте, при необходимости, универсальный коннектор на конце соединительной трубки в соответствии с диаметром входной трубки устройства для вакуум-аспирации установленного в операционной, и присоедините трубку к устройству вакуум-аспирации.
3. При необходимости рукоятка может быть заменена в ходе операции на более подходящую

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

в соответствии с видом и объемом оперативного вмешательства без отсоединения от стационарного устройства вакуум-аспирации соединительной трубки набора.
4. Наконечник разборной рукоятки также может быть заменен на наконечник другой формы.
5. При использовании набора, в состав которого входит разборная рукоятка с фильтр-коллектором, в случае его засорения разберите и промойте фильтр или замените его на запасной, входящий в состав набора. Снова соберите рукоятку и продолжите работу.
6. Регулируйте интенсивность аспирации, зажимая пальцем отверстие вакуум-контроля (при наличии), расположенное на аспирационной рукоятке.

5. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1. После использования все компоненты набора подлежат утилизации в соответствии с действующими правилами и протоколами обращения с медицинскими отходами.

5. СРОК ГОДНОСТИ, СТЕРИЛЬНОСТИ

Наборы годны, стерильны в течение 5 лет с даты изготовления, при соблюдении требований к условиям хранения. Дата производства указана на этикетке. Наборы следует хранить при температуре 5°-30°С в сухом, прохладном, темном помещении.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте набор при обнаружении нарушения целостности упаковки. Набор для интраоперационной аспирации предназначен только для однократного применения и не может быть использован повторно. Повторное использование приведет к увеличению риска развития инфекции и/или перекрестной контаминации, а также к утрате физических и функциональных свойств набора при повторной стерилизации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «МЕДИВАЙС», 222750 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru