ЗАО «Завод Белмединструменты»

Порошок стоматологический для обработки зубных протезов и коронок

ТУ BY 291235525.018-2018

__ кг

Состав: мягкие абразивные материалы.

Указания по применению: порошок стоматологический для обработки зубных протезов и коронок предназначен для полирования зубных протезов из пластмасс. Полирование поверхности протезов из пластмасс производят только после предварительного тщательного шлифования. Полирование протезов и отдельных деталей для протезов производится с помощью тех же аппаратов и инструментов, которые применяют для шлифования, увеличив линейную скорость их вращения. При полировании с поверхности протеза снимают тончайший слой материала.

Для получения полировальной массы порошок предварительно смешивают с водой в таком соотношении, чтобы масса обладала свойством текучести. После окончания полирования остатки полировальной массы смывают в теплой воде.

Не допускается полирование металлических поверхностей!!!

Партия	Дата изготовления

Гарантийный срок – 10 лет от даты изготовления.

Хранить в крытых складских помещениях.

225730, Республика Беларусь, Брестская обл., Пинский район, д.Пинковичи, ул. Полевая, 31В, тел/факс. 8-0165-680974, e-mail: mailto:zbmi@medt.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru