Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр»

**Руководство по эксплуатации**
**матраца медицинского влагонепроницаемого ММВ 01**
**ГКСН 201.00.000.000 РЭ**

Матрац медицинский влагонепроницаемый предназначен для длительного лежания, изготовлен из современных экологически чистых и безопасных материалов, соответствует требованиям СанПиН 1.1.12-30 и ГОСТ 19917 (ТО BY 102307694.101-2012 Изм.3).

Матрац III категории мягкости, бескаркасный, цельный, из пенополиуретана марки Т-30150, со съемным чехлом из влагонепроницаемой клеенки медицинской с поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием (винилискожи специального назначения), которая применяется для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного, влагонепроницаемого материала в медицинской практике и в быту.

Преимуществами клеенки с ПВХ - покрытием являются:

- отсутствие «эффекта холодного прикосновения» за счет того, что покрытие обладает отличной теплопроводностью и быстро приобретает температуру человеческого тела (отсутствие температурного шока особенно важно в педиатрии);
- микропористая структура ПВХ – покрытия придает клеенке свойства газопроницаемости (свойство «дышащего эффекта» способствует профилактике опрелостей и пролежней);
- возможность многократной дезинфекции моющими и дезинфицирующими средствами.

Для увеличения срока эксплуатации матраца медицинского влагонепроницаемого

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

- не подвергать поверхности изделия механическим воздействиям, сопровождающимся нарушением целостности покрытия (царапины, порезы);
- не подвергать поверхности изделия воздействию растворов кислот, щелочей, растворителей;
- не допускать длительного воздействия на поверхность чехла биологических жидкостей;
- не допускать длительного воздействия на поверхность чехла прямых солнечных лучей;
- производить очистку и дезинфекцию поверхностей изделия путем протирания мягкой тканью, смоченной в моющем и дезинфицирующем растворе, разрешенном к применению Министерством здравоохранения республики Беларусь, с последующей просушкой.
- не ставить на матрац горячие предметы температурой выше 60°С во избежание деформации;
- периодически, с учетом интенсивности эксплуатации, переворачивать матрац и вкладыш (из пенополиуретана) для равномерного износа поверхностей.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

При нарушении условий эксплуатации матраца медицинского влагонепроницаемого гарантийные обязательства не распространяются.

Главный инженер С.Ф.Кравец

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru