EGO Zlín, spol. s r.o.
U Pekárny 438
763 14 ZLÍN - Štípa
IČO 46902473, DIČ CZ46902473
Tel.+420 577 100 053, Fax +420 577 914 363

Инструкция по эксплуатации

Изделие вакуумное для фиксации переломов

Комплектация :



Изделие вакуумное для фиксации переломов руки (взрослое, детское)
Изделие вакуумное для фиксации переломов локтя и запястья
Изделие вакуумное для фиксации переломов ноги (взрослое, детское)
Изделие вакуумное для фиксации переломов шеи
Изделие вакуумное для фиксации переломов ноги с упором для ступни (взрослое, детское)
Изделие вакуумное для фиксации переломов позвоночника
Изделие вакуумное для фиксации переломов в тазобедренной области
Изделие вакуумное для фиксации целого тела (взрослое, детское)

Принадлежности:
Насос ручной для вакуумных изделий (см. рис. 1)
Транспортровочная сумка (см. рис. 2)
Ремонтный набор для мелких повреждений (см. рис. 3)



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Цвет изделия: красный, хаки

Производитель:

EGO Zlín, spol. s r. o.
U Pekárny 438
763 14 Zlín – Štípa
tel: **производство:** 577 100 052, **торговое отделение:** 577 100 040

fax: 577 914 363
E-mail: vyroba@egozlin.cz

Использование:

Вакуумные фиксирующие изделия - современные средства многократного использования, основанные на общем принципе затвердения сыпучего матерала внутри изделия в состоянии вакуума.
Используются при различных травмах, напр. переломы костей, повреждение позвоночника, суставов, мышц, где есть необходимость зафиксировать поврежденные части тела или целое тело в зависимости от полученных повреждений.
В зафиксированном виде пациенту можно проводить рентгенологические исследования, т.к. изделия изготовлены из специального материала, пропускающего рентгеновские лучи.

Инструкция по эксплуатации:

1. Возьмите нужное вакуумное изделие

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

EGO Zlín, spol. s r.o.
U Pekárny 438 ⑫
763 14 ZLÍN - Štípa
IČO 46902473, DIČ CZ46902473
Tel.+420 577 100 053, Fax +420 577 114 363

2. Закрутите верхнюю ребристую часть воздушного клапана по часовой стрелке



Рис. 4

3. Оберните поврежденную часть тела (в случае необходимости целое тело) и закрепите фиксирующими ремешками
4. Возьмите ручной насос
5. Конец шланга насоса вставьте в отверстие воздушного клапана (см.рис. 5,6)



Рис.5



Рис.6

6. С помощью ручки движением «на себя» откачайте воздух из изделия до тех пор, пока оно не станет достаточно твердым
7. Выньте шланг из отверстия воздушного клапана
8. Отверстие воздушного клапана закройте пластмассовой затычкой (см.рис. 7,8)



Рис. 7



Рис. 8

Снятие изделия

1. Вынуть затычку из воздушного клапана
2. Открутить верхнюю ребристую часть клапана против часовой стрелки, что приведет к выпущению воздуха из изделия
3. Отстегнуть фиксирующие ремешки
4. Освободить пациета
5. Изделие протереть, по необходимости продезинфицировать
6. Изделие готово к дальнейшему использованию

Уход:

1. Складировать в чистых сухих помещениях
2. После использования рекомендуется сложить в транспортировочную сумку

Чистка:

1. В случае загрязнений (пыль, грязь и т.д.) рекомендуется вычистить обычными средствами (мыльной водой, моющий раствор и др.).
2. В случае загрязнения кровью рекомендуется чистить:
   а) Нашатырным спиртом - рекомендуем при этом использовать резиновые перчатки и защитные очки
      - Приготовьте раствор воды и нашатырного спирта (NH_4 OH раствор гидроксид аммиака) в соотношении 15:4
      - Температура воды не более, чем 40 C°

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

EGO Zlín, spol. s r.o.
U Pekárny 438
763 14 ZLÍN - Štípa
IČO 43902473, DIČ CZ46902473
Tel.+420 577 100 058, Fax +420 577 014 828

- Загрязненные места протереть данным раствором
- Оставить для лучшей дезинфекции на 1-5 часов
- Очистить био порошком

b) Таблетки пепсина
(если не удалось очистить нашатырным спиртом)
- Погрузить таблетку пепсина в теплую воду для отстранения из нее глюкозы
- Затем таблетку растворить в чуть теплой воде
- Этим раствором обработать неостраненные пятна
- Оставить на 10-60 мин
- Очистить био порошком

Вакуумное изделие можно дезинфицировать и обычными дезинфицирующими средствами на спиртовой основе

ВНИМАНИЕ!! Не чистить никакими растворителями, напр. бензином, ацетоном, толуолом и др.

Сервис:
Повреждения можно устранить при помощи набора для ремонта или послать производителю.
В поставку входит и ремонтный набор с описанием.
Гарантийный сервис обеспечивает фирма EGO Zlín.

ВНИМАНИЕ на острые грани, углы и предметы!!
Изделие, поврежденное острыми предметами теряет свою функциональность.

Примечание:
Изделие является безопасным при условии его правильного использования. В спорных случаях контактируйте производителем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru