Angiplast Pvt. Ltd.

PRODUCT INFORMATION

Product Name	:	Angeltouch Three Way Stop Cock [HIGH PRESSURE / PRESSURE RESISTANT]
Product Code	:	IT-30
Product Description	:	The sterile Three way stop cock is used for infusion medicinal fluid. It comprises the channel with two female luer lock connection for the infusion of two fluid at same time. Three way stop cock manufactured from transparent polycarbonate / PP / HDPE. Three way stop cock is E.T.O. sterile and Pyrogen free. It is also available in non-sterile. It can withstand pressure upto 5-6 bars. It can withstand high cracking resistance. Proper ditting of female luer lock with rotating male luer lock found. It proves the presence of built-in fitting. The filling volume must be not more than 0,30 ml (0,217 ml).
Product Specification	:	 Inside is completely smooth & available with molded lure lock. It is manufactured from non-toxic medical grade material.

Material List& Make :

Sr. No.	Name of Components	No.	Material Used
1	Three Way – Body	1	Poly-carbonate
2	Three Way – Handle	1	High Density Poly-ethylene
3	Protective Cap	1	PP
4	Protective Cap	2	PP
5	Unit Pack Pouch	1	Blister Pack

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Angiplast Pvt. Ltd.

PRODUCT INFORMATION

Instruction For Use	:	**Contraindications:** Not to be used for high viscous fluids and lipids administration. Product should not be used in patients with known hypersensitivity to any of the materials used. Not to be used for blood transfusion. **Instructions for use:** Check visually whether the package is intact. Open packaging and remove stopcock from sterile package. Connect one or two I.V. infusion line as desired to the ports. Remove protector from male portion & hold it upright. Open clamps of I.V. infusion line and displace air entirely from stopcock by rotating HS tap to open position. Rotate tap to close position. Connect it to venipuncture device & secure it with rotating lock. Rotate the tap to open position and adjust the flow of infusion set.
Product Use	:	For Single Use Only
Is product Sterilized	:	Yes
Sterilization Method	:	Ethylene Oxide Gas Sterilization
Storage Conditions	:	Do not store in direct sunlight, at extreme temperature or in high humidity. Keep away from getting wet. Store in cool & dry place.
Packing Detail	:	Inner Box Qty: 50 nos.
		Shipper Box Qty.: 1000 Nos.
		Shipper Box Size: 690 mm x 415 mm x 230 mm

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Angiplast Pvt. Ltd.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Наименование продукта	:	Кран трехходовой Angeltouch (с повышенной устойчивостью к давлению)
Модель	:	IT-30
Описание продукта	:	Стерильный трехходовой запорный кран используется для вливания лекарственной жидкости. Он включает в себя гнездовой винтовой соединитель типа Люэр для одновременного введения двух жидкостей. Трехходовой кран изготовлен из прозрачного поликарбоната / PP / HDPE. Трехходовой упорный кран – E.T.O. стерильный и без пирогенов. Также доступно нестерильное исполнение. Он может выдерживать давление до 5–6 бар. Имеет высокую устойчивость к поломкам. Правильное крепление гнездового винтового соединителя типа Люэр со штыревым наконечником с винтовым соединением типа Люэр доказывает наличие встроенной соединительной части. Объем заполнения должен быть не более 0,30 мл (0,217 мл).
Спецификация продукта	:	 Внутри полностью гладкий и доступный с замком типа Люэр. Изготовлен из нетоксичного медицинского материала.

Материалы/комплектующие	:	**№**	**Название комплектущей части**	**No.**	**Используемый материал**
		1	Трехходовой корпус	1	Поликарбонат
		2	Трехходовой держатель	1	Полиэтилен высокой плотности
		3	Защитная крышка	1	PP
		4	Защитная крышка	2	PP
		5	Индивидуальная упаковка – мешок	1	Блистерная упаковка

Подготовлен		Утвержден
	Страница 1 из 2	
S. A. Christian		M. M. Patel

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Angiplast Pvt. Ltd.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Инструкция по применению	:	**Противопоказания:** Не использовать для введения высоковязких жидкостей и липидов. Продукт не следует использовать у пациентов с известной гиперчувствительностью к любому из используемых материалов. Не использовать для переливания крови. **Инструкции по использованию:** Проверьте визуально, цела ли упаковка. Откройте упаковку и достаньте трехходовой кран из стерильной упаковки Подключите одну или две внутривенной инфузионной системы по желанию к портам. Снимите защиту с охватываемой части и держите ее вертикально. Откройте зажимы внутривенной инфузионной системы и полностью вытесните воздух из запорного крана, повернув кран HS в открытое положение. Поверните кран, чтобы закрыть положение. Подсоедините его к устройству для венепункции и закрепите вращающимся замком. Поверните кран в открытое положение и отрегулируйте поток инфузионного набора.
Использование продукта	:	Только для одноразового использования
Продукт стерилизован	:	Да
Метод стерилизации	:	Газовая стерилизация оксидом этилена
Условия хранения	:	Не храните под прямыми солнечными лучами, при экстремальных температурах или высокой влажности. Беречь от намокания. Хранить в прохладном сухом месте.
Детали упаковки	:	Количество во внутренней коробке: 50 шт.
		Количество в коробке отправителя: 1000 шт.
		Размер коробки отправителя: 690 мм x 415 мм x 230 мм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru