/Логотип Троге Гамбург/

TRO-UROCATH
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ

РУ

ОПИСАНИЕ

TRO-UROCATH - это трансуретральный катетер Фолея с силиконовым покрытием и наконечником Нелатона.

НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер Фолея TRO-UROCATH предназначен для отвода мочи из мочевого пузыря и для введения жидкости в мочевой пузырь.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Катетер Фолея TRO-UROCATH используется в отделениях урологии, внутренней медицины, хирургии, акушерства и гинекологии для дренирования мочи и препаратов в клиниках.

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Катетер Фолея TRO-UROCATH изготовлен из натурального латекса и состоит из стержня, дренажной воронки, воронки для надувания, баллона и мягкого клапана. Трехходовые катетеры имеют дополнительную воронку для ирригации. Благодаря механическим свойствам натурального латекса, который имеет соответствующую жесткость, он устойчив к изгибам и достаточно мягкий для катетеризации мочи. Катетер полностью покрыт силиконом и имеет сужающийся конец для облегчения введения в уретру. Он прост в использовании, надежен в эксплуатации и не вызывает раздражения.

Клапан с цветовой кодировкой, соответствующей размеру:

Тип	Размер (FR/CH)	Цвет
Двухходовый детский	6	розовый
	8	черный
	10	серый
Двухходовый мужской	12	белый
	14	зеленый
	16	оранжевый
	18	красный
	20	желтый
	22	фиолетовый
	24	синий
	26	розовый
	28	темно-зеленый
	30	серый

Тип	Размер (FR/CH))	Цвет
Двухходовый женский	12	белый
	14	зеленый
	16	оранжевый
	18	красный
	20	желтый
	22	фиолетовый
	24	синий
	26	розовый
Трехходовый	16	оранжевый



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

женский	18	красный
	20	желтый
	22	фиолетовый
	24	синий
	26	розовый

Размер катетера и объем баллона указывается на индивидуальной упаковке, а также на воронке катетера.

ПОКАЗАНИЯ

- Острая задержка мочи
- После операций на мочевом пузыре или уретре
- Пациенты в коме / под влиянием седативных препаратов / под анестезией / парализованные / травмированные
- Пациенты, страдающие недержанием мочи
- Применение препаратов

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Острый уретрит
- Острый простатит
- Острый эпидидимит

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Данное изделие предназначено для использования обученными врачами.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Обеспечьте соблюдение клинических мер предосторожности.
2. Обильно смажьте наконечник и стержень катетера.
3. Осторожно введите катетер наконечником вперед в мочевой пузырь.
4. После мочеотделения продвиньте его еще на 3 см, чтобы убедиться, что баллон полностью находится внутри мочевого пузыря.
5. Используйте шприц типа Люэр без иглы, чтобы надуть баллон. Обратите внимание на объем, указанный на воронке катетера.
6. Чтобы разблокировать, отрежьте воронку катетера над клапаном или используйте шприц без иглы. Вставьте шприц в клапан, чтобы облегчить дренаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не надувайте баллон слишком сильно. Информацию о емкости баллона см. на внешней упаковке или воронке катетера.
- Наполните баллон катетера стерильной дистиллированной водой.
- Перед использованием необходимо проверить герметичность или сдувание баллона.
- Не зажимайте стержень катетера. Это может повредить катетер и предотвратить сдувание.
- Катетер пациента необходимо извлечь через 14 дней.
- Не используйте мази и смазки на нефтяной основе. Используйте силиконовое масло или водорастворимые смазки.
- Если катетер невозможно использовать и/или в случае кровотечения, прекратите использование и примите соответствующие меры.
- Не используйте данное изделие повторно, так как это может причинить вред пациенту.
- Не подвергайте повторной стерилизации, так как это может повлиять на характеристики изделия.
- Не используйте шприцы с иглой для наполнения баллона.

Department for Scientific Research and Product Development
TROGE HAMBURG
TROGE MEDICAL GmbH

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

- Кровотечение в катетере или вокруг него.
- Катетер отводит мало мочи или совсем не дренирует ее, несмотря на потребление достаточного количества жидкости.
- Лихорадка, озноб
- Вытекание большого количества мочи вокруг катетера
- Моча с резким запахом становится густой или мутной.
- Набухание уретры вокруг катетера
- Инфекции мочевыводящих путей или почек.
- Уретрит

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия - 5 лет.

ХРАНЕНИЕ

Данное изделие следует хранить в прохладном, непыльном, сухом месте и защищать от длительного воздействия ультрафиолета и флуоресцентного света. Обращаться осторожно.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать как клинические отходы в соответствии с национальными требованиями

ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие можно использовать только один раз для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключены. Повторное использование одноразовых изделий несет потенциальные риски как для пациента, так и для пользователя. Ухудшение свойств материала и недостаточная стерильность в связи с таким повторным использованием, могут привести к болезни, повреждению или смерти пациента.

10/2015

ТРОГЕ МЕДИКАЛ ГМБХ
Мильхштрассе 19 • 20148 • Гамбург • Германия • Тел: +49 40-44 18 44 0 • Факс: +49 40-410 73 03
Электронная почта: info@trogemedical.de

/Круглая печать: ТРОГЕ МЕДИКАЛ ГМБХ,
Отдел контроля и обеспечения качества, Гамбург/
/подписано/

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru