Инструкция по применению

СКАРИФИКАТОР КОЖНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ

ТУ РБ 808000117.003-2002

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Скарификатор кожный однократного применения стерильный (далее – скарификатор) предназначен для прокалывания кожи пальца для взятия пробы крови для анализа.

В зависимости от расположения копья, скарификатор изготавливается в двух вариантах:

- с центральным расположением копья – СЦ;
- с боковым расположением копья – СБ.

Предназначенный пользователь: обученный медицинский персонал, в том числе сотрудники лабораторий, врачи и средний медицинский персонал.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скарификатор представляет собой штампованную деталь, герметически упакованную в первичную упаковку, прошедший стерилизацию.

Скарификатор изготовлен из стальной нержавеющей холодно-катанной, нагартованной или полунагартованной ленты по ГОСТ 4986-79, из стали марок 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-2014 или из других коррозионно-стойких материалов.

Рабочий конец скарификатора должен быть острым, без заусенцев. Усилие прокола не должно превышать 1,51 Н (0,15 кгс).

На поверхности скарификатора не должно быть трещин, царапин, забоин, выкрошенных мест, расслоений, прижогов, следов смазки и других загрязнений.

Допускается наличие заусенцев по контуру скарификатора, за исключением рабочего конца, не более 0,03 мм.

Скарификаторы в первичной упаковке должны быть устойчивы к химической стерилизации газовым способом окисью этилена по ГОСТ 7568-2018 или радиационным способом согласно инструкции по стерилизации, утвержденной в установленном порядке.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед применением необходимо вскрыть первичную упаковку с указанной стороны.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием необходимо убедиться в целостности упаковки, затем скарификатор извлечь из планшетки со стороны, указанной на этикетке.

После использования изделие подлежит обязательной утилизации в установленном порядке.

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Хранить изделие при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С. Воздух помещений не должен содержать коррозионно-активных примесей.

Критерием несохраняемости изделия является нарушение герметичности первичной упаковки, которое открывает доступ к внутренней полости упаковки и скарификатору.

5 Срок годности и дата производства: указаны на упаковке.

Срок годности скарификаторов – 5 лет с даты изготовления.

6 Рекламации и вопросы направляйте по адресу: ООО «МИЗ МЕДБЕЛРОС», Республика Беларусь, 213765, Могилевская область, Осиповичский район, г. Осиповичи, ул. Владимира Михалкина, 2.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru