СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь

_____ **Б.Н. Андросюк**
«19» 04 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЧЕФИ"

_____ **А.Г. Петров**
«___» _____ 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ «АИ», ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЧЕФИ»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ **М.И. Злотникова**
«18» 04 2024г.

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»

_____ **О.Н. Згурская**
«___» _____ 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач
УЗ «10-я городская клиническая больница»

_____ **В.П. Исачкин**
«___» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь»

_____ **И.Г. Косинский**
«___» _____ 2024 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция распространяется на аптечку индивидуальную «АИ» (далее – аптечка), выпускаемую ООО «ЧЕФИ» по ТУ РБ 100374412.016-2023, предназначенную для оказания первой (доврачебной) медицинской помощи

Аптечка представляет собой набор вложений (изделий медицинского назначения, медицинской техники, товаров хозяйственно-бытового назначения и т.д.), скомплектованный в единую групповую упаковку - чехол.

Инструкция устанавливает порядок применения вложений, входящих в состав аптечки.

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ

2.1 Ампульница пластиковая – используется для хранения лекарственных средств в ампулах и флаконах.

2.2 Бинт мед. стерильный 5м х 100мм – перевязочное средство при ранениях, ожогах. Порядок применения: для наложения повязок (давящей, асептической); для фиксации шин.

2.3 Бинт мед. стерильный 7м х 140мм – перевязочное средство при ранениях, ожогах. Порядок применения: для наложения повязок (давящей, асептической); для фиксации шин.

2.4 Воздуховод надгортанный – средство для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. Порядок применения: ротоглоточный воздуховод ввести в рот срезом вверх (вбок) до ограничителя, перевернуть на 180° (срезом вниз).

2.5 Доксициклин (капсулы 100мг) – Антибактериальное средство для приема внутрь при ранениях, ожогах. Порядок применения: принять внутрь 2 капсулы, запить большим количеством воды, в дальнейшем принимать внутрь по одной капсуле через каждые 12 часов.

2.6 Жгут-турникет – используется для остановки интенсивных кровотечений на конечностях. Порядок применения: убедиться, что лента с воротком вытянута и лежит на подложке!, обернуть турникет вокруг конечности на уровне верхней трети, соединить его пряжкой в кольцо, максимально сильно затянуть ленту!, закрутить вороток на максимальное число оборотов и зафиксировать вороток в скобе, оставить записку с указанием времени наложения жгута. Жгут накладывается не более чем на 1,5 часа.

2.7 Жгут мед. кровоостанавливающий типа Эсмарха: используется для остановки интенсивных кровотечений на конечностях. Порядок применения: при повреждении кровеносных сосудов (кровь алая, вытекает пульсирующей струей) наложить выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. При повреждении венозных сосудов (кровь темная, вытекает без пульсации) накладывают ниже раны. Жгут накладывается не более

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

чем на 1,5 часа.

2.8 Компрессионная бандаж-повязка - применяется для перевязки ран, легкой компрессии повреждений, остановки кровотечений, в т.ч. артериальных. Порядок применения: наложить пакет подушечкой на рану и обернуть конечность, продеть эластичный бинт через V-образный паз аппликатора давления, протянуть бинт через аппликатор давления, чтобы плотно затянуть, сложить пакет поверх аппликатора, перекрутив бинт в обратную сторону, чтобы оказать давление на рану, обернуть пакет поверх аппликатора, перекрывая края подушечки, закрепить пакет с помощью фиксатора на конце бинта.

2.9 Лейкопластырь 2х500см – перевязочное средство при ранениях, ожогах. Порядок применения: для закрытия ссадин, для фиксации повязок.

2.10 Лоперамида гидрохлорид (капсулы 2мг) – противодиарейное средство для приема внутрь. Порядок применения: принять внутрь 2 капсулы, затем по 1 капсуле после каждого акта дефекации.

2.11 Маркер несмываемый – используется для нанесения различного рода информации в т.ч. на кожу, одежду, повязки (времени наложения жгута, времени первичного осмотра, линии разреза, обозначения границ отека и т.д.).

2.12 Ножницы применяются для разрезания повязок, одежды с целью открытия пораженных участков тела.

2.13 Одеяло термоизоляционное – используется для кратковременной защиты пострадавших от холода, жары, влаги, прямых солнечных лучей в экстренных ситуациях. Разорвать пакет, извлечь и разложить пленку, накрыть ей пострадавшего. Эффективно в среднем от 30 минут до 2 часов.

2.14 Пакет перевязочный мед. индивидуальный стерильный – предназначен для оказания первичной помощи при ранениях, ожогах. Порядок применения: вскрыть пакет, наложить подушечку пакета на раневую поверхность, зафиксировать бинтом.

2.15 Перчатки медицинские – используются для барьерной защиты рук от различного вида загрязнения.

2.16 Пиралгин - Обезболивающее и жаропонижающее средство для приема внутрь при ранениях, травмах, ожогах. Порядок применения: принимать внутрь по 1 таблетке через каждые 8 часов.

2.17 Повязка окклюзионная (пластырь) – Средство для герметизации плевральной полости при открытом пневмотороксе. Порядок применения: вскрыть упаковку, салфеткой из упаковки протереть кожу вокруг проникающего ранения груди; снять защитную пленку с клапанной повязки; аккуратно приложить повязку на рану так, чтобы центр повязки находился над раной; разглаживающими движениями от центра к краю прижать повязку; при наличии второго отверстия наложить на него повязку без клапана по такой же методике.

2.18 Салфетки нашатырные – используются для возбуждения дыхания и выведения из обморочного состояния. Порядок применения: вскрыть упаковку, поднести салфетку к носу, дать сделать 2-3 вдоха.

2.19 Средство гемостатическое на основе хитозана – средство для оказа-

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ния первой медицинской и неотложной помощи, для остановки артериального, венозного и капиллярного кровотечений. Порядок применения: вскрыть упаковку, извлечь средство гемостатическое. Постепенно разворачивая средство гемостатическое, наложить его непосредственно на источник кровотечения. Убедиться в полном закрытии раны средством гемостатическим. При необходимости дополнительно применить новое средство гемостатическое. Осуществить ручную компрессию в течение 2-3 минут. Проконтролировать остановку кровотечения. В случае возобновления кровотечения извлечь использованное средство гемостатическое и применить новое. После остановки кровотечения, не извлекая средство гемостатическое, наложить давящую повязку с помощью бинта.

2.20 Хлоргексидин 40мл – антисептическое средство, используется для очищения и обеззараживания кожи, слизистых оболочек, раневой поверхности, промывания ран, абсцессов, полоскания рта, горла. Прядок применения: нанести раствор на обрабатываемую поверхность, оставить на 3-5 минут, промокнуть салфеткой или наложить повязку.

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Аптечку транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами транспортирования, действующими на данном виде транспорта, в условиях обеспечивающих сохранность аптечек и их защиту от воздействий климатических факторов, при температуре от минус 30,0 °С до плюс 35,0 °С.

3.2 Аптечки должны храниться в сухих чистых помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Условия хранения от плюс 5,0 °С до плюс 25,0 °С.

3.3 Срок годности аптечки устанавливают по наименьшему сроку годности любого из ее вложений.

3.4 Аптечка должна храниться в соответствии с «Санитарными нормами и правилами "Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике", утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 № 128

4 УТИЛИЗАЦИЯ

4.1 Отходы, не имевшие контакта с биологическими жидкостями могут быть утилизированы как твердые бытовые отходы (ТБО). Перевязочный материал, загрязненный кровью утилизируют, как медицинские отходы с обеспечением необходимых требований эпидемиологической безопасности.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru