"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий плечевой (повязка «Дезо») модель 1901", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:
- консервативное лечение неосложнённых травм плеча, ключицы, лопатки;
- послеоперационная иммобилизация плечевого сустава и акромиально-ключичного сочленения;
- артроз, артрит плечевого сустава;
- неврологические заболевания верхней конечности.

Универсальный бандаж может использоваться как для лёгкой поддержки руки, так и для надёжной фиксации верхней конечности к корпусу. Специальная конструкция позволяет выбрать наиболее выгодное положение руки, а воздухопроницаемый трёхслойный материал обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

Инструкция по применению и уходу.
Перед использованием проконсультироваться с врачом.
Зафиксировать «муфтой» предплечье к плечу под углом 90 гр., отрегулировать лямки.
Затем, обернуть вокруг туловища широкий разъемный пояс и зафиксировать муфту.
При возникновении болей, неприятных ощущений, обратиться к лечащему врачу.
Стирать руками при температуре воды не выше 35 С, не кипятить.
Сушить вдали от источников тепла.
Не гладить утюгом.
Универсален по размеру.

Разработал
Шендеров И.М.

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий плечевой модель 1801", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:

- консервативное лечение и профилактика вывихов плеча;
- нестабильность (привычный вывих) плеча:
- артриты, артрозы плечевого сустава, плече - лопаточный периартрит:
- период реабилитации после травм, иммобилизации, операций на плечевом суставе, лопатке, ключице.

Комфортно и мягко удерживает плечевой сустав в физиологическом положении. Эффективно снимает нагрузку с суставной капсулы, компенсирует слабость мышц плечевого пояса, согревает и уменьшает боль.

Инструкция по применению и уходу.
Перед использованием проконсультироваться с врачом.
После надевания бандажа зафиксируйте ленту застёжкой «велькро». Может одеваться как на левую, так и на правую сторону. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу.
Не рекомендуется использовать после применения согревающих кремов и мазей.

Стирать руками при температуре воды не выше 35 С без использования отбеливателей, не кипятить.
Сушить вдали от источников тепла.
Не гладить утюгом.

Разработал
Шендеров И.М.

Республика Беларусь * Общество с ограниченной ответственностью * Город Минск * «БЕЛПА-МЕД»
Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий компрессионный модель 1106", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:
- болевой синдром при заболеваниях поясничного отдела позвоночника;
- нарушения опорной функции позвоночника на поясничном уровне;
- период реабилитации после травм и операций на позвоночнике;
- провоцирующие нагрузки на поясницу.

Широкий пояс из перфорированного неопрена с металлическими вставками обеспечивает надёжную стабилизацию позвоночника. Выраженный согревающий эффект уменьшает боль и напряжение мышц спины. Эргономичная конструкция изделия позволяет сохранить высокие фиксирующие свойства и комфорт даже при нестандартной фигуре.

Инструкция по применению и уходу.
Перед использованием проконсультироваться с врачом.
Надевать поверх хлопкового белья лежа на спине, застегнуть спереди, отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительных поясных лент.
Длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу.
Стирать руками при температуре воды не выше 35 С, не кипятить.
Сушить вдали от источников тепла.
Не гладить утюгом.
Универсален для мужчин и женщин

Разработал
Шендеров И.М.

Республика Беларусь * Гомельская область * Город Мозырь * Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛПА-МЕД»

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий на запястье модель 1112", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:

- частичные повреждения связок и ушибы лучезапястного сустава, кистевой «туннельный» синдром;
- воспалительные заболевания сустава (в комплексном лечении);
- реабилитация после гипсовой повязки и операций;
- профилактика травм при занятиях спортом и физических нагрузках.

Обеспечивает умеренную фиксацию и разгрузку капсульно-связочного аппарата запястья. Оказывает согревающее действие. Универсален по размеру, подходит для обеих рук. Использование бандажа эффективно снижает нагрузку на запястье, уменьшает боль и отёк.

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу.
Стирать руками при температуре воды 35 С, с использованием нейтральных моющих средств, не кипятить.
Сушить вдали от источников тепла в расправленном виде.
Не гладить утюгом.

Разработал
Шендеров И.М.

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий на запястье модель 1212", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:

- частичные повреждения связок и ушибы лучезапястного сустава, кистевой «туннельный» синдром;
- воспалительные заболевания сустава (в комплексном лечении);
- реабилитация после гипсовой повязки и операций;
- профилактика травм при занятиях спортом и физических нагрузках.

Обеспечивает умеренную фиксацию и разгрузку капсульно-связочного аппарата запястья.
Оказывает согревающее действие. Универсален по размеру, подходит для обеих рук.
Использование бандажа эффективно снижает нагрузку на запястье, уменьшает боль и отёк.

Инструкция по применению и уходу.
Перед использованием проконсультироваться с врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу.
Стирать руками при температуре воды 35 С, с использованием нейтральных моющих средств, не кипятить.
Сушить вдали от источников тепла в расправленном виде.
Не гладить утюгом.

Разработал
Шендеров И.М.

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий на запястье модель 1312", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:

- частичные повреждения связок и ушибы лучезапястного сустава, кистевой «туннельный» синдром;
- воспалительные заболевания сустава (в комплексном лечении);
- реабилитация после гипсовой повязки и операций;
- профилактика травм при занятиях спортом и физических нагрузках.

Обеспечивает умеренную фиксацию и разгрузку капсульно-связочного аппарата запястья. Оказывает согревающее действие. Универсален по размеру, подходит для обеих рук. Наличие регулятора длины, позволяет регулировать натяжение дополнительной ленты. Использование бандажа эффективно снижает нагрузку на запястье, уменьшает боль и отёк.

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу.
Стирать руками при температуре воды 35 С, с использованием нейтральных моющих средств, не кипятить.
Сушить вдали от источников тепла в расправленном виде.
Не гладить утюгом.

Разработал
Шендеров И.М.

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий на запястье с шиной модель 1411", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:

- частичные повреждения связок и ушибы лучезапястного сустава, кистевой «туннельный» синдром;
- воспалительные заболевания сустава (в комплексном лечении);
- реабилитация после гипсовой повязки и операций;
- профилактика травм при занятиях спортом и физических нагрузках.

Жёсткая металлическая, анатомически выгнутая шина обеспечивают надёжную стабилизацию запястья. Обеспечивает умеренную фиксацию и разгрузку капсульно-связочного аппарата запястья. Оказывает согревающее действие. Универсален по размеру, подходит для обеих рук. Использование бандажа эффективно снижает нагрузку на запястье, уменьшает боль и отёк.

Инструкция по применению и уходу.
Перед использованием проконсультироваться с врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу.
Стирать руками при температуре воды 35 С, с использованием нейтральных моющих средств, не кипятить.
Сушить вдали от источников тепла в расправленном виде.
Не гладить утюгом.

Разработал
Шендеров И.М.

Республика Беларусь * Город Минск * Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛПА-МЕД»

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий коленный модель0804", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:

- болевой синдром при воспалительных заболеваниях и травмах колена
- реабилитационный период после травм и операций на коленом суставе
- профилактика заболеваний и травм коленного сустава при снижении опорной функции .

Наколенник эластичный с ограничивающим кольцом вокруг коленной чашечки обеспечивает умеренную стабилизацию и разгрузку капсулы сустава, поддерживает оптимальный температурный баланс кожи, оказывает микромассажное и согревающее действие. Универсален для обеих ног.

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Подобрать размер изделия согласно таблице.

При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу.

Стирать руками при температуре воды не выше 35 С с использованием нейтральных моющих средств, не кипятить.

Сушить вдали от источников тепла в расправленном виде.

Не гладить утюгом.

Разработал
Шендеров И.М.

Республика Беларусь * Город Минск * Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛПА-МЕД»

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий коленный модель 0805",
ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:

- болевой синдром при воспалительных заболеваниях и травмах колена
- реабилитационный период после травм и операций на коленом суставе
- профилактика заболеваний и травм коленного сустава при снижении опорной функции

Наколенник эластичный с ограничивающим кольцом вокруг коленной чашечки обеспечивает умеренную стабилизацию и разгрузку капсулы сустава, поддерживает оптимальный температурный баланс кожи, оказывает микромассажное и согревающее действие. Степень фиксации регулируется лямками на бедре и голени. Эффективен при ограниченной подвижности сустава, отёке сустава, при повышенной массе тела. Разъёмная конструкция облегчает надевание. Универсален для обеих ног.

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Подобрать размер изделия согласно таблице.

При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу.

Стирать руками при температуре воды не выше 35 С с использованием нейтральных моющих средств, не кипятить.

Сушить вдали от источников тепла в расправленном виде.

Не гладить утюгом.

Разработал
Шендеров И.М.

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами модель 0806", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:

- болевой синдром при воспалительных заболеваниях и травмах колена;
- артроз и ревматические поражения коленного сустава в стадии обострения;
- реабилитационный период после травм и операций на коленном суставе;
- профилактика заболеваний и травм коленного сустава при снижении опорной функции и боковой нестабильности колена.

Жёсткие металлические шины с шарниром обеспечивают надёжную боковую стабилизацию колена. Регулируемая компрессия и специальное силиконовое кольцо для надколенника создают необходимый режим ортопедического покоя. Использование бандажа эффективно снижает нагрузку на коленный сустав, уменьшает боль и отёк.

Инструкция по применению и уходу.
Перед использованием проконсультироваться с врачом. Подобрать размер изделия согласно таблице.
При возникновении болей, неприятных ощущений, не выше снять изделие и обратиться к лечащему врачу.
Стирать руками при температуре воды 35 С, с использованием нейтральных моющих средств, не кипятить.
Сушить вдали от источников тепла в расправленном виде.
Не гладить утюгом.

Разработал
Шендеров И.М.

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"
_____ Политико О.К.
02 октября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами модель 0807", ТУ BY 800007404.009–2013

Показания:

- болевой синдром при воспалительных заболеваниях и травмах колена;
- артроз и ревматические поражения коленного сустава в стадии обострения;
- реабилитационный период после травм и операций на коленном суставе;
- профилактика заболеваний и травм коленного сустава при снижении опорной функции и боковой нестабильности колена.

Жёсткие металлические шины с шарниром обеспечивают надёжную боковую стабилизацию колена. Регулируемая компрессия и специальное силиконовое кольцо для надколенника создают необходимый режим ортопедического покоя. Использование бандажа эффективно снижает нагрузку на коленный сустав, уменьшает боль и отёк. Степень фиксации регулируется лямками на бедре и голени. Эффективен при ограниченной подвижности сустава, отёке сустава, при повышенной массе тела. Разъёмная конструкция облегчает надевание.

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Подобрать размер изделия согласно таблице.

При возникновении болей, неприятных ощущений, не выше снять изделие и обратиться к лечащему врачу.

Стирать руками при температуре воды 35 С, с использованием нейтральных моющих средств, не кипятить.

Сушить вдали от источников тепла в расправленном виде.

Не гладить утюгом.

Разработал
Шендеров И.М.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ * ГОРОД МИНСК * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛПА-МЕД»

Копия верна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru