ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установку линз в оправы может выполнять только квалифицированное лицо, прошедшее обучение по данной специальности.

Органические и минеральные линзы

Соблюдение следующих инструкций обеспечит вам выполнить установку соответствующим способом.

Описание изделия
Минеральные и органические офтальмологические линзы предназначены для установки в пластмассовые или металлические ободковые оправы.
Данные линзы не предусмотрены для использования в экстремальных условиях и не являются соответствующими при выполнении спортивной деятельности или при работе в зонах возможного распыления материала. Воздействие таких условий может быть потенциально опасным для пользователя.
Данные линзы не устанавливают в защитные очки.
Примечание: Проверить класс устанавливаемых линз, чтобы проинформировать пользователя о том, подходят ли они для управления автомобилем в дневное и ночное время.

Внимание:
- Во избежание возможных дефектов, линзы не оставляйте на рабочих поверхностях.
- Всегда кладите линзы в соответствующий пакетик.

Рекомендации по правильной эксплуатации:
- Перед обработкой в автомате необходимо приспособить давление и режим работы. Обработка этих линз требует низкое рабочее давление (при более высоких коэффициентах используется максимально низкое давление), а также и хорошее охлаждение.
- Перед установкой в оправу следует проверить, что обработка кромок хорошая; в случае обнаружения шероховатости, кромки линз перед установкой необходимо дополнительно обработать на ручном шлифовальном бруске, чтобы предупредить поломку кусков линз или дефекты оправы.
- Будьте осторожны при установке линз с антирефлексом - воздействие резких изменений температуры может привести к образованию трещин и шелушению слоев.
- При установке прогрессивных и бифокальных линз необходимо определить необходимую высоту установки, отдельно для левого и правого глаз; проверить то, что она соответствует высоте, указанной в нашем каталоге или в спецификации на определенный тип изделия.

Очистка:
- Используйте исключительно специальные жидкие детергенты для очистки. Высушите очки соответствующей тканью из микрофибры.
- Если у вас нет специальной жидкости, используйте воду.
- Нельзя использовать агрессивные детергенты или спирт, если иное не указано.

При соответствующем уходе, гарантийный срок линз с антирефлексом составляет один год.

Претензии:
В случае претензии, линзы обязательно вернуть их в оригинальной упаковке.

ООО «GROSSOPTIC»
Ул. 13 октября, д.13, 11260 Умка Белград
Тел.: (+381 11) 3538 800, 3538 900 Факс: 3538 810, 3538 999
ИНН: 106939479 Номер компании: 20710110 № счета: 160-349024-22 БАНК ИНТЕСА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru