Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические поддерживающие на туловище (далее бандажи) предназначены для поддержания туловища при различных заболеваниях позвоночника и для профилактики послеоперационных осложнений. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача травматолога-ортопеда.

1.1 Противопоказанием к пользованию бандажами является индивидуальная непереносимость применяемых материалов.

1.2 Размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:
- на поясничный отдел позвоночника, грудо-поясничный отдел позвоночника - обхватом талии (измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне талии через пупочную часть).

Таблица 1

Размер	Обхват талии (для моделей 2101, 2103, 2104, 2105, 2107, 1201, 1302, 1500), см	Обхват талии (для моделей 2102, 2106), см
XS	60-69	60-69
S	70-79	70-79
M	80-89	80-89
L	90-99	90-99
XL	100-109	100-109
XXL	110-119	110-119
XXXL	120-129	120-129
4XL	-	130-139

2 Бандажи следует надевать на нижнее белье, застёгивать на застёжку текстильную «контакт».

3 Все модели бандажей изготавливаются в универсальном исполнении.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажами необходимо:
- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 212001 г.Могилев, пер.Базный,8.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок 8-0222-74-48-81; сайт: www.bpovc.by;
E-mail: mogilev@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru