Пластырь медицинский бактерицидный Herbion

Состав:
Материал для основы (подложки): поливинилхлоридная пленка
Клеевое покрытие: термоплавкий клей;
Подушечка: нетканое полотно
Антисептик: акринол
Защитное покрытие: материал силиконизированный антиадгезионный.

Назначение
Пластырь Хербион медицинский бактерицидный предназначен для применения в домашних и полевых условиях лицами старше 18 лет и детьми без специальной подготовки для его применения.

Функциональные характеристики:
Основа светло-коричнего цвета имеет хорошие характеристики прочности. Благодаря перфорации отлично пропускает воздух, не вызывая мацерации кожи, снимает воспаление, уменьшает рубцевание поверхности кожи. Прозрачная полимерная микроперфорированная основа пропускает воздух, обладает влагостойкими свойствами, что исключает намокание раны. Легко снимается. Не оставляет липких следов.

Остаточные риски: нет

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав пластыря.

Побочное действие:
При появлении побочных эффектов (местные реакции, покраснение, зуд), следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

Технические характеристики:

Пластырь должен выпускаться в виде комбинированного изделия прямоугольной формы, состоящего из фиксирующей в виде основы (подложки) (с перфорацией или без нее) с липким клеевым слоем. Подушечка пропитана раствором акринола. Акринол встречается в виде желтого кристаллического порошка. Он имеет горький вкус, без запаха. Свободно растворим в 10% растворе изопропилового спирта и в горячей воде. Обычно характеризуется как акридиновые красители. Обычно он входит в состав дезинфицирующих средств или антисептиков. Акридиновый краситель используется для устранения или подавления роста патогенных микроорганизмов в не спорообразующем или вегетативном состоянии. В основном он эффективен как бактериостатический агент против грамположительных бактерий. Акринол безопасен и быстро заживляет раны. Антисептическая подушечка предохраняет рану от попадания микробов, пыли и воды, тем самым защищая ее от инфекций и бактерий.

Кроме того, сырье, используемое в Хербион пластырь, закупается у авторитетных производителей/поставщиков для поддержания качества продукции, в то время как производственный процесс соответствует международным стандартам качества.

Пластырь не должен содержать внешних дефектов: неровно обрезанных краев, складок основы, дыр, посторонних включений, комков, следов неравномерного наложения клеевого слоя, непокрытых клеевым слоем отрезков. Защитное покрытие должно сниматься без

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

усилия, на поверхности защитного покрытия не должно оставаться участков пластырной массы.

Пластырь должен быть высокоэффективным против бактериальных колоний Bacillus subtilis, так как он обладает антисептическими свойствами. (Стандарт Японии).

Средний вес пластыря - 0.500 г ± 5%

Разрушающее усилие составляет 41,0 Н/см

Отслаивание при перегибе 180 С составляет не менее 2 Н/см.

Пластырь должен иметь водостойкий фиксирующий слой.

Способ применения

1). Вскрыть картонную коробку с набором пластырей.
2) Достать необходимое количество полосок пластыря.
3) Освободить полоску пластыря от защитной пергаментной бумаги.
4) Не дотрагиваясь руками до бактерицидной подушечки на полоске пластыря, снять поочередно с каждой стороны вощенную защитную прокладку, расположенную на клеевых концах полоски пластыря.
5) Расположить пластырь на предварительно продезинфицированной поверхности пореза или раны, поместив бактерицидную подушечку непосредственно на поврежденную поверхность.
6) Зафиксировать края пластыря на коже, не допуская возникновения складок.
7) Менять пластырь ежедневно, особенно при намокших подушечках.

Меры предосторожности и предупреждения
При наличии волосяного покрова, удаление пластыря следует производить по росту волос.
Только для наружного применения.
Не применять по истечению срока годности.
Не использовать повторно.
Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска: набор из индивидуально упакованных пластырей в картонной упаковке (размеры 19×72 мм – по 10 шт., 20 шт., 100 шт., средняя упаковка; 25×25 мм – по 20 шт., 100 шт., круглые; 30×72 мм – по 20 шт., 100 шт., большая упаковка).

Упаковка удобно вскрывается и содержит всю необходимую информацию о сроках использования изделия, наличие на упаковке CE сертификата, сведения о производителе на русском языке, наличие в упаковке инструкции по применению.

Срок годности (эксплуатации) изделия медицинского назначения:
4 года

Условия хранения:
В потребительской упаковке пластырь должен храниться в сухом и в недоступном для детей месте, при температуре ниже 25 градусов.

Утилизация:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изделие с истекшим сроком годности, с нарушенной целостностью упаковки, а также использованные в быту (после обеззараживания), подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами как медицинские отходы класса А.

Производитель
ХЕРБИОН ПАКИСТАН (ПВТ) ЛТД., Индастриал Трайэнгл, Кахута роуд, Хумак, Исламабад, Пакистан
тел. +92 51 449 19 89

Организация, принимающая претензии

Представительство частной акционерной компании
с ограниченной ответственностью
«HERBION PAKISTAN (PVT) LIMITED»
(Пакистан) в Республике Беларусь
Адрес: 220030 г. Минск, пр. Независимости, д.25, к.131
тел/факс +375 17 379 44 01
тел. +375 17 365 15 22
e-mail cm.belarus@herbion.org

Дата подготовки: 14.04.2023г.
Дата пересмотра:

Д-р Махмуд Садик,

Директор по международным связям
и регламентации лекарственных препаратов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru