ENGLISH

CE

ProSep™

Separating Agent

Prior to use, carefully read the instructions for use

ProSep is a latex liquid intended for use with ProVeneer™.
Because it peels off, the use of ProSep will have no effect on the properties of ProVeneer.

HOW TO USE

1. Brush on a thin layer of ProSep on the relevant teeth.
2. Let dry (air or heat will speed up drying time). When dry, color will be clear.
3. Proceed with preparation of ProVeneer Preview Veneer according to IFU.
   Once cured, feel comfortable to remove the preview-veneer without any concern.

REMOVAL OF PROSEP

Thoroughly clean any residue of ProSep left on teeth.
After Preview Veneer was set in the microwave, ProSep is easily peeled off by using an excavator.

STORAGE

Store in cool, dry place. Do not refrigerate.

SHELF LIFE

The lot number & expiry date are indicated on the product. Do not use after expiry date.
*If ProSep thickens as a result of water evaporating over time, simply add a few drops of distilled water back and shake.

CAUTION

This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.

PRECAUTION

For Dental use only.
Further safety instructions: see SDS, available online at: www.silmetdental.com

WARRANTY

Silmet Ltd. will replace product that is proven to be defective. Silmet Ltd. does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, arising from the use of or inability to use the product described. It is the responsibility of the dentist to determine before use, the suitability of the product for its intended use. The dentist assumes all risk and liability in connection therewith.

Silmet Ltd.
12 Hassadna st., Or-Yehuda, 6022011, Israel
Tel: 972-3-7353000, Fax: 972-3-5331581 info@silmet.co.il, www.silmetdental.com
EC REP Obelis s.a
Bd. General Wahis 53. 1030 Brussels, Belgium
Tel: + (32) 2.732.59.54 Fax:+ (32) 2.732.60.03, E-Mail: mail@obelis.net

SILMET

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CE 0483

ProSep™
Изоляционный материал

Перед использованием тщательно изучите настоящую инструкцию по применению

Продукт ProSep представляет собой жидкий латекс, предназначенный для использования совместно с продуктом ProVeneer™.
Так как данный материал подлежит удалению, использование продукта ProSep не повлияет на свойства продукта ProVeneer™.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. На соответствующие зубы нанесите кисточкой тонкий слой продукта ProSep.
2. Дайте высохнуть (воздействие воздухом или теплом сократит время сушки). В сухом состоянии продукт будет выглядеть прозрачным.
3. Приступите к созданию винира Preview Veneer при помощи материала ProVeneer, следуя соответствующим Инструкциям по применению.
   После отверждения винир Preview Veneer может быть извлечен без каких-либо затруднений.

УДАЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА PROSEP

Тщательно и полностью очистите поверхность зубов от остатков материала ProSep.
После отверждения винира Preview Veneer в микроволновой печи материал ProSep легко удаляется при помощи стоматологического экскаватора.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и темном месте. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ

На продукте указаны номер партии и дата истечения срока годности. Не использовать по истечении срока годности.
*В случае загустения продукта ProSep в результате испарения воды через некоторое время, просто добавьте в контейнер несколько капель дистиллированной воды и встряхните.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящий продукт содержит натуральную латексную резину, которая может вызывать аллергические реакции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Только для применения в стоматологии.
Подробные инструкции по мерам безопасности смотреть в Паспорте безопасности вещества, доступном по адресу: www.silmetdental.com.

ГАРАНТИЯ

Компания Silmet Ltd. обязуется заменить продукт в случае подтверждения его дефектности. Компания Silmet Ltd. не несет ответственность за любые потери или ущерб, прямые или косвенные, возникшие вследствие применения или неспособности применить вышеописанный продукт. До использования продукта стоматолог должен определить пригодность продукта для целевого применения. Все риски и ответственность, связанные с таким применением, возлагаются на стоматолога.

Производитель:
Силмет Лтд. [Silmet Ltd.]
Ул. Хассадна,12 Ор-Йегуда, 6022011, Израиль
Тел.: 972-3-7353000, Факс: 972-3-5331581 info@silmet.co.il, www.silmetdental.com

EC REP **Представитель в ЕС:**
Обелис с.а. [Obelis s.a]
Бульвар Генерала Ваи, 53 1030 Брюссель, Бельгия
Тел.: + (32) 2.732.59.54 Факс: + (32) 2.732.60.03, E-Mail: mail@obelis.net

SILMET

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru