Инструкция по применению

Электроды для ЭКГ одноразовые

Перечень моделей электродов для ЭКГ одноразовых, размеры и вид материала приведены в таблице:

Модель	Размер (Ø или L x W, мм) ± 2 мм	Материал основания	Модель	Размер (Ø или L x W, мм) ± 2 мм	Материал основания
LT-301	Ø 56	Гипоаллергенный тканый материал / гипоаллергенный нетканый материал	LT-301A	Ø 56	Гипоаллергенная полиэтиленовая пена медицинского назначения
LT-S-301	Ø 50		LT-S-301A	Ø 50	
LT-302	Ø 46		LT-302A	Ø 46	
LT-303	Ø 40		LT-303A	Ø 40	
LT-304	Ø 35		LT-304A	Ø 35	
LT-305	Ø 30		LT-305A	Ø 30	
LT-PI-801	Ø 60		LT-PI-801A	Ø 60	
LT-601	47 x 49		LT-601A	47 x 49	
LT-602	47 x 47		LT-602A	47 x 47	
LT-603	47 x 30		LT-603A	47 x 30	
LT-604	32 x 22		LT-604A	32 x 22	
LT-605	22 x 22		LT-605A	22 x 22	
LT-801	39 x 30		LT-801A	39 x 30	
LT-802	52 x 45		LT-802A	52 x 45	
LT-803	35 x 30		LT-803A	35 x 30	
LT-S-601	45 x 37		LT-S-601A	45 x 37	
LT-S-602	55 x 50		LT-S-602A	55 x 50	
LT-S-603	45 x 40		LT-S-603A	45 x 40	
LT-PI-604	55 x 35		LT-PI-604A	55 x 35	
LT-PI-605	54 x 49		LT-PI-605A	54 x 49	
LT-PI-606	30 x 24		LT-PI-606A	30 x 24	
LT-S-801	9 x 26		LT-S-801A	9 x 26	
LT-PI-601	40 x 32		LT-PI-601A	40 x 32	
LT-S-302	49 x 86		LT-S-302A	49 x 86	
LT-S-303	45 x 100		LT-S-303A	45 x 100	
LT-S-304	45 x 95		LT-S-304A	45 x 95	
LT-S-305	22 x 44		LT-S-305A	22 x 44	
LT-S-306	46 x 89		LT-S-306A	46 x 89	

Описание:

Электроды для ЭКГ одноразовые (кнопочные) изготовлены из гипоаллергенного тканого материала, гипоаллергенного нетканого материала или гипоаллергенной полиэтиленовой пены медицинского назначения, клеевой основы, токопроводящего геля, датчика и защитной пленки. Не содержат латекс. Для обеспечения

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

наилучшей электропроводимости применяется Ag/AgCl.

Электроды для ЭКГ одноразовые комплектуются абразивным элементом 1 упаковка для транспортной упаковки (2000 электродов) для подготовки места наложения электродов.

Назначение:

Электроды для ЭКГ одноразовые предназначены для съёма биоэлектрических потенциалов при электрокардиографическом исследовании, при динамическом и статическом ЭКГ, ЭКГ мониторинге при помощи холтеровских и стресс-систем, обеспечивая надёжный механический и электрический контакт, высокое качество сигнала.

Электроды для ЭКГ одноразовые могут использоваться с различными типами контрольно-измерительных приборов:

- электрокардиографами;
- мониторами пациента;
- холтеровскими мониторами при длительном мониторинге;
- в стресс-системах – беговая дорожка, велоэргометрия.

Указания по применению:

Электроды для ЭКГ одноразовые должны использоваться только квалифицированным медицинским персоналом в следующем порядке:

- Выбрать необходимое место для наложения электрода в зависимости от вида исследования. В месте крепления электрода кожа должна быть чистая, сухая, нежирная, без излишнего волосяного покрова.
- Соединить кнопку электрода с фиксирующим устройством кабеля отведения контрольно-измерительного прибора.
- Снять с рабочей поверхности электрода защитную прозрачную плёнку и установить электрод на подготовленное место.
- Для максимальной фиксации электрода и получения хорошего сигнала необходимо расправить все складки и неровности.
- Начать ЭКГ-исследование.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Общая рекомендация:

При длительном мониторинге производить замену электродов желательно через 24 часа, и обязательно не позднее 48 часов.

Меры предосторожности:

★ Электроды для ЭКГ одноразовые должны использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.

★ Данные изделия предназначены для одноразового использования.

★ Изделия должны быть использована в течение 30 дней после открытия упаковки.

★ После использования изделия его следует аккуратно снять, чтобы избежать повреждения кожи.

★ Изделие не следует накладывать на шрамы, раны или воспалённые участки кожи.

★ Не используйте изделие, если у пациента возникает раздражение кожи или контактная аллергия.

Хранение:

Хранить в запечатанной упаковке при температуре от 0 °C до плюс 40 °C, относительной влажности ≤ 80%, атмосферном давлении в диапазоне: 500 - 1060 кПа и при отсутствии агрессивных газов, в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Shanghai Litu Medical Appliances Co., Ltd.

Юридический адрес: Unit A, Building 8, No.189, Songxuan Road, Songyin Industrial Zone, Tinglin Town Jinshan District, Shanghai, Китай.

Адрес производственной площадки: 3F, Building 8, No.2716, PingLiang Road, Yangpu District, Shanghai, Китай.

Уполномоченный представитель на территории РБ:
Торгово-производственное частное унитарное предприятие «БЕЛМЕДСНАБ», 220131, РБ,
г. Минск, ул. Гамарника, 30, офис 362, комната 2. Тел./факс.: +375 (17) 336-71-70, +375 (29) 673-93-99.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru