Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь

_____ **А.Г. Старовойтов**
«04» _____2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЧЕФИ"

_____ **А.Г. Петров**
«___» _____ 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ВЛАЖНОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ С 70% ИЗОПРОПИЛОВЫМ СПИРТОМ

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ **М.И. Злотникова**
«30» _____ 2024 г.

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»

_____ **О.Н. Згурская**
«___» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Минская областная клиническая больница»

_____ **А.А. Линкевич**
«23» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

_____ **О.И. Светлицкая**
«14» _____ 2024 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция предназначена для персонала организаций здравоохранения, службы военно-полевой и тактической медицины, медицины катастроф, скорой медицинской помощи, станций переливания крови, стоматологических кабинетов и поликлиник детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.), косметических салонов и парикмахерских, для взрослого населения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Салфетка медицинская влажная антисептическая с 70 % изопропиловым спиртом (далее – салфетка) представляет собой готовое к применению изделие медицинского назначения, предназначенное для антисептической обработки различного рода поверхностей, инъекционного, операционного поля, перчаток и рук персонала, медицинского инструмента и принадлежностей.

1.2. Салфетка представляет собой отрез нетканого материала, пропитанный 70 % раствором изопропилового спирта и герметично упакованный в саше из полимерных материалов.

1.3. Пропиточный состав–70% водный раствор изопропилового спирта по параметрам острой токсичности относится к веществам 4-го класса опасности – вещества неопасные.При нанесении на кожу в рекомендованных режимах не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим свойствами.

1.4. Пропиточный состав обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов, дрожжеподобных грибов рода Кандида.

1.5. Салфетка предназначена для обработки кожи пациентов в домашних условиях, в машинах скорой помощи, при экстренных и чрезвычайных ситуацияхв службе медицины катастроф, военно-полевой и тактической медицине, в стационарных медицинских учреждениях, а так же в учреждениях бытового и социального обслуживания (домах престарелых, инвалидов, косметических салонах, парикмахерских, детских дошкольных и школьных учреждениях и т.д.).

1.6. Салфетка может быть использована для обработки кожи в местах инъекций, малых хирургических вмешательствах, при взятии крови, пункций, постановке катетеров, проведении различных медицинских манипуляций.

1.7. Салфетка может быть использована для обеззараживания различных непористых поверхностей, устойчивых к действию спирта, в том числе, изделий медицинского назначения или иных предметов, поверхностей медицинских приборов и оборудования, ампул, флаконов, фиксирующих аппаратов, внешней поверхности катетеров, электродов, различных насадок и аналогичного оборудования.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1.8. Срок годности салфетки - 3 года с даты изготовления.

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Для обработки кожи локтевых сгибов используют 2 салфетки. Вскрывают первый пакет, быстро извлекают салфетку, разворачивают и тщательно, до полного увлажнения, обрабатывают кожу локтевых сгибов. Вскрывают второй пакет и повторяют процедуру. Экспозиция после окончания второй обработки - до полного испарения пропиточного состава, но не менее 2-х минут.

2.2 Для обработки инъекционного поля вскрывают пакет, быстро извлекают салфетку, разворачивают и тщательно, до полного увлажнения, обрабатывают кожу на месте инъекции. Экспозиция - до полного испарения пропиточного состава, но не менее 1-ой минуты.

2.3 Для обработки операционного поля количество салфеток зависит от обрабатываемой площади:3 салфетки на 10 см². Вскрывают первый пакет, быстро извлекают салфетку, разворачивают и тщательно, до полного увлажнения, обрабатывают кожу операционного поля. Повторяют процедуру еще два раза, используя новые салфетки. Экспозиция после окончания последней (третьей) обработки - до полного испарения пропиточного состава, но не менее 2-х минут.

2.4 Обработку перчаток и рук персонала проводят используя 1-2 салфетки. Вскрывают упаковку, извлекают салфетку, протирают чистые, предварительно вымытые и высушенные руки или перчатки. Экспозиция – до полного высыхания раствора, но не менее 1 минуты.

2.5 Обеззараживание изделий медицинского назначения, приборов, оборудования, поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями. Вскрывают пакет, быстро извлекают и разворачивают салфетку, тщательно, до полного увлажнения, протирают обрабатываемую поверхность или изделие, дают высохнуть.

2.6 Обеззараживание изделий медицинского назначения, приборов, оборудования, поверхностей, загрязненных биологическими выделениями проводят в два этапа:

- чистой салфеткой, смоченной любым дезинфицирующим средством, зарегистрированным в установленном порядке, в соответствии с инструкцией производителя, протирают поверхность до полного удаления следов загрязнения;

- вскрывают пакет с салфеткой, разворачивают и протирают предварительно очищенные поверхности, дают высохнуть. Поверхности приборов, контактирующих со слизистыми рекомендуется дополнительно ополоснуть дистиллированной водой и высушить стерильными салфетками.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Перед использованием необходимо убедиться в герметичности упаковки. Салфетки из упаковок с нарушенной герметичностью могут быть использованы для механической очистки поверхностей, использовать их для антисептической обработки не допускается.

3.2 Салфетки используют только для наружного применения. Не допускать контакта салфетки с поврежденной кожей, слизистыми оболочками.

3.3. Возможно развитие индивидуальной реакции на пропиточный состав. При появлении жжения, зуда, сыпи – промыть пораженный участок теплой водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу.

3.4 Пропиточный состав огнеопасен. Запрещается обрабатывать салфетками горячие поверхности, работать вблизи открытого огня, с включенными нагревательными приборами.

3.4. Не допускается использовать салфетку по истечении срока годности.

4. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Индивидуальная упаковка салфетки (саше) должна быть герметичной. Групповая упаковка – коробки картонные или пакеты из полимерной пленки в количестве не более 150 штук.

4.2. Салфетки хранят при температуре не выше плюс 25 °С в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей. Допускается хранение салфеток в других условиях, обеспечивающих сохранность их потребительских свойств.

5. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Салфетки используют однократно. Использованные салфетки утилизируют как медицинские отходы. Класс опасности устанавливают исходя из класса опасности биоматериала с которым контактировали салфетки.

6.3 Утилизация должна осуществляться с обеспечением необходимых требований эпидемиологической безопасности и требованиям действующего законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

Регистрация МИ в Республике Беларусь
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь

_____ **А.Г. Старовойтов**
«__04__» _____11_____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЧЕФИ"

_____ **А.Г. Петров**
«__» _____ 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКОЙ СУХОЙ СТЕРИЛЬНОЙ

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ **М.И. Злотникова**
«_30_» _____11_____ 2024 г.

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»

_____ **О.Н. Згурская**
«__» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Минская областная клиническая больница»

_____ **А.А. Линкевич**
«_23_»_____октября_____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

_____ **О.И. Светлицкая**
«_14_» _____10_____ 2024 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция предназначена для персонала организаций здравоохранения, службы военно-полевой и тактической медицины, медицины катастроф, скорой медицинской помощи, станций переливания крови, стоматологических кабинетов и поликлиник детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.), косметических салонов и парикмахерских, для взрослого населения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Салфетка медицинская сухая стерильная (далее – салфетка) представляет собой готовое к применению изделие медицинского назначения.

1.2. Салфетка представляет собой стерильный отрез нетканого материала, герметично упакованный в саше из полимерных материалов.

1.3. Салфетка предназначена для сухой очистки кожи пациентов в домашних условиях, в машинах скорой помощи, при экстренных и чрезвычайных ситуациях, в службе медицины катастроф, военно-полевой и тактической медицине, в стационарных медицинских учреждениях, а так же в учреждениях бытового и социального обслуживания (домах престарелых, инвалидов, косметических салонах, парикмахерских, детских дошкольных и школьных учреждениях и т.д.).

1.4. Салфетка может быть использована для обеззараживающей обработки различных поверхностей, кожи пациентов, персонала с любым дезинфицирующим или антисептическим средством, предназначенным для данных целей.

1.5. Срок годности салфетки –5 лет с даты стерилизации.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Для сухой очистки - вскрывают пакет, извлекают салфетку и протирают ей загрязненную поверхность.

2.2. Для обеззараживающей обработки – вскрывают пакет, извлекают салфетку, увлажняют ее антисептическим или дезинфицирующим средством. Порядок обработки и экспозицию устанавливают согласно инструкции по применению конкретного средства.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Перед использованием необходимо убедиться в герметичности упаковки. Салфетки из упаковок с нарушенной герметичностью могут быть использованы как нестерильные.

3.2 Салфетку используют только для наружного применения. Не допускается использовать салфетку по истечению срока годности.

4. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Индивидуальная упаковка салфетки (саше) должно быть герметично. Групповая упаковка – коробки картонные или пакеты из полимерной пленки в количестве не более 150 штук.

4.2. Салфетку хранят при температуре не выше плюс 25 °С в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей. Допускается хранение салфеток в других условиях, обеспечивающих сохранность их потребительских свойств.

5. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Салфетку используют однократно. Использованную салфетку утилизируют как медицинские отходы. Класс опасности устанавливают исходя из класса опасности биоматериала с которым контактировала салфетка.

6.3 Утилизация должна осуществляться с обеспечением необходимых требований эпидемиологической безопасности и требованиям действующего законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Республике Беларусь
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь

_____ **А.Г. Старовойтов**
«01» _____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЧЕФИ"

_____ **А.Г. Петров**
«___» _____ 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ВЛАЖНОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ С 70% ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ **М.И. Злотникова**
«30» _____ 2024 г.

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»

_____ **О.Н. Згурская**
«___» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Минская областная клиническая больница»

_____ **А.А. Линкевич**
«23» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

_____ **О.И. Светлицкая**
«___» _____ 2024 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция предназначена для персонала организаций здравоохранения, службы военно-полевой и тактической медицины, медицины катастроф, скорой медицинской помощи, станций переливания крови, стоматологических кабинетов и поликлиник детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.), косметических салонов и парикмахерских, для взрослого населения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Салфетка медицинская влажная антисептическая с 70 % этиловым спиртом (далее – салфетка) представляет собой готовое к применению изделие медицинского назначения, предназначенное для антисептической обработки различного рода поверхностей, инъекционного, операционного поля, перчаток и рук персонала, медицинского инструмента и принадлежностей.

1.2. Салфетка представляет собой отрез нетканого материала, пропитанный 70 % раствором этилового спирта и герметично упакованный в саше из полимерных материалов.

1.3. Пропиточный состав –70% водный раствор этилового спирта по параметрам острой токсичности относится к веществам 4-го класса опасности – вещества неопасные. При нанесении на кожу в рекомендованных режимах не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим свойствами.

1.4. Пропиточный состав обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов, дрожжеподобных грибов рода Кандида.

1.5. Салфетка предназначена для обработки кожи пациентов в домашних условиях, в машинах скорой помощи, при экстренных и чрезвычайных ситуациях, в службе медицины катастроф, военно-полевой и тактической медицине, в стационарных медицинских учреждениях, а так же в учреждениях бытового и социального обслуживания (домах престарелых, инвалидов, косметических салонах, парикмахерских, детских дошкольных и школьных учреждениях и т.д.).

1.6. Салфетка может быть использована для обработки кожи в местах инъекций, малых хирургических вмешательствах, при взятии крови, пункций, постановке катетеров, проведении различных медицинских манипуляций.

1.7. Салфетка может быть использована для обеззараживания различных непористых поверхностей, устойчивых к действию спирта, в том числе, изделий медицинского назначения или иных предметов, поверхностей медицинских приборов и оборудования, ампул, флаконов, фиксирующих аппаратов, внешней поверхности катетеров, электродов, различных насадок и аналогичного оборудования.

1.8. Срок годности салфетки - 3 года с даты изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Для обработки кожи локтевых сгибов используют 2 салфетки. Вскрывают первый пакет, быстро извлекают салфетку, разворачивают и тщательно, до полного увлажнения, обрабатывают кожу локтевых сгибов. Вскрывают второй пакет и повторяют процедуру. Экспозиция после окончания второй обработки - до полного испарения пропиточного состава, но не менее 2-х минут.

2.2 Для обработки инъекционного поля вскрывают пакет, быстро извлекают салфетку, разворачивают и тщательно, до полного увлажнения, обрабатывают кожу на месте инъекции. Экспозиция - до полного испарения пропиточного состава, но не менее 1-ой минуты.

2.3 Для обработки операционного поля количество салфеток зависит от обрабатываемой площади: 3 салфетки на 10 см². Вскрывают первый пакет, быстро извлекают салфетку, разворачивают и тщательно, до полного увлажнения, обрабатывают кожу операционного поля. Повторяют процедуру еще два раза, используя новые салфетки. Экспозиция после окончания последней (третьей) обработки - до полного испарения пропиточного состава, но не менее 2-х минут.

2.4 Обработку перчаток и рук персонала проводят используя 1-2 салфетки. Вскрывают упаковку, извлекают салфетку, протирают чистые, предварительно вымытые и высушенные руки или перчатки. Экспозиция – до полного высыхания раствора, но не менее 1 минуты.

2.5 Обеззараживание изделий медицинского назначения, приборов, оборудования, поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями. Вскрывают пакет, быстро извлекают и разворачивают салфетку, тщательно, до полного увлажнения, протирают обрабатываемую поверхность или изделие, дают высохнуть.

2.6 Обеззараживание изделий медицинского назначения, приборов, оборудования, поверхностей, загрязненных биологическими выделениями проводят в два этапа:

- чистой салфеткой, смоченной любым дезинфицирующим средством, зарегистрированным в установленном порядке, в соответствии с инструкцией производителя, протирают поверхность до полного удаления следов загрязнения;

- вскрывают пакет с салфеткой, разворачивают и протирают предварительно очищенные поверхности, дают высохнуть. Поверхности приборов, контактирующих со слизистыми рекомендуется дополнительно ополоснуть дистиллированной водой и высушить стерильными салфетками.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Перед использованием необходимо убедиться в герметичности упаковки. Салфетки из упаковок с нарушенной герметичностью могут быть использованы для механической очистки поверхностей, использовать их для антисептической обработки не допускается.

3.2 Салфетки используют только для наружного применения. Не допускать контакта салфетки с поврежденной кожей, слизистыми оболочками.

3.3. Возможно развитие индивидуальной реакции на пропиточный состав. При появлении жжения, зуда, сыпи – промыть пораженный участок теплой водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу.

3.4 Пропиточный состав огнеопасен. Запрещается обрабатывать салфетками горячие поверхности, работать вблизи открытого огня, с включенными нагревательными приборами.

3.5. Не допускается использовать салфетку по истечении срока годности.

4. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Индивидуальная упаковка салфетки (саше) должна быть герметична. Групповая упаковка – коробки картонные или пакеты из полимерной пленки в количестве не более 150 штук.

4.2. Салфетки хранят при температуре не выше плюс 25 °С в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей. Допускается хранение салфеток в других условиях, обеспечивающих сохранность их потребительских свойств.

5. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Салфетки используют однократно. Использованные салфетки утилизируют как медицинские отходы. Класс опасности устанавливают исходя из класса опасности биоматериала с которым контактировали салфетки.

5.2 Утилизация должна осуществляться с обеспечением необходимых требований эпидемиологической безопасности и требованиям действующего законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь

_____ **А.Г. Старовойтов**
«01» _____2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЧЕФИ"

_____**А.Г. Петров**
«__3__» _____ 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ВЛАЖНОЙ С АММИАКОМ

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ **М.И. Злотникова**
«28» _____ 2024 г.

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»

_____ **О.Н. Згурская**
«__» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Минская областная клиническая больница»

_____ **А.А. Линкевич**
«__» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

_____ **О.И. Светлицкая**
«14» _____ 2024 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция предназначена для персонала организаций здравоохранения, службы военно-полевой и тактической медицины, медицины катастроф, скорой медицинской помощи, станций переливания крови, стоматологических кабинетов и поликлиник детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.), косметических салонов и парикмахерских, для взрослого населения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Салфетка медицинская влажная с аммиаком (далее – салфетка) представляет собой готовое к применению изделие медицинского назначения, предназначенное для стимуляции дыхания при оказании первой помощи.

1.2. Салфетка представляет собой отрез нетканого материала, пропитанный 10 % раствором аммиака и герметично упакованный в саше из полимерных материалов.

1.3. Пропиточный состав– водный раствор аммиака по параметрам острой токсичности относится к веществам 4-го класса опасности – вещества неопасные. При нанесении на кожу обладает местно-раздражающим действием, не оказывает кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего эффекта. Порог восприятия обонянием – 35 мг/м^3, при концентрации более 350 мг/м^3 может вызывать головную боль, слезотечение, удушье, приступы кашля.

1.4. Салфетка предназначена для стимуляции дыхания при оказании первой помощи в домашних условиях, в машинах скорой помощи, при экстренных и чрезвычайных ситуациях, в службе медицины катастроф, военно-полевой и тактической медицине, а так же в стационарных медицинских учреждениях.

1.5. Срок годности салфетки - 3 года с даты изготовления.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1.Салфетку используют для стимуляции дыхания у пострадавших, находящихся в шоковом, предобморочном состоянии, с приступами дурноты и(или) помутнении сознания.

2.2 Вскрывают упаковку, не извлекая полностью салфетку, подносят ее к носу пострадавшего не касаясь кожи, дают сделать 1-2 вдоха, после чего убирают. При необходимости процедуру повторяют через 5-10 минут.

2.3 Не допускается использовать салфетку у пациентов, находящихся уже без сознания, т.к. подобная стимуляция может вызвать непредсказуемые последствия (судороги, неконтролируемые движения, которые могут усугубить имеющиеся травмы и т.д.).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.4 Не допускается прямой контакт салфетки со слизистыми оболочками и кожей, протирать кожу пострадавшего салфеткой, оставлять салфетку на коже или на одежде пациента. После использования салфетки необходимо вымыть руки. При касании салфетки кожи или слизистых оболочек - промыть их большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Салфетки используют только для наружного применения без прямого контакта с кожей и слизистыми.

3.2. При случайном попадании пропиточного раствора на кожу, возможно появление жжения, зуда, болезненности. В этом случае необходимо промыть пораженный участок теплой водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу.

3.3. Не опускается использовать салфетку по истечении срока годности.

4. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Индивидуальная упаковка салфетки (саше) должна быть герметичной. Групповая упаковка – коробки картонные или пакеты из полимерной пленки в количестве не более 150 штук.

4.2. Салфетки хранят при температуре не выше плюс 25 °С в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей. Допускается хранение салфеток в других условиях, обеспечивающих сохранность их потребительских свойств.

5. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Салфетки используют однократно. Использованные салфетки утилизируют как медицинские отходы.

6.3 Утилизация должна осуществляться с обеспечением необходимых требований эпидемиологической безопасности и требованиям действующего законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра здравоохранения
Республики Беларусь

_____ А.Г. Стаповойтов
«01» _____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЧЕФИН"

_____ А.Г. Петров
«_____» _____ 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ВЛАЖНОЙ ГИПЕНИЧЕСКОЙ С 0,5 % ХЛОРГЕКСИДИНОМ

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ М.И. Злотникова
«30» _____ 2024 г.

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИН»

_____ О.Н. Зурская
«_____» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Минская областная клиническая больница»

_____ А.А. Линкевич
«23» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

_____ О.И. Светлицкая
«14» _____ 2024 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция предназначена для персонала организаций здравоохранения, службы военно-полевой и тактической медицины, медицины катастроф, скорой медицинской помощи, станций переливания крови, стоматологических кабинетов и поликлиник детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.), косметических салонов и парикмахерских, для взрослого населения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Салфетка влажная медицинская гигиеническая с 0,5 % раствором хлоргексидина (далее – салфетка) представляет собой готовое к применению изделие медицинского назначения, предназначенное для гигиенической обработки (очистки) кожи пациентов и персонала, а так же различного рода поверхностей, медицинского инструмента и принадлежностей, загрязненных биоматериалом (слюной, гноем, слизью).

1.2. Салфетка представляет собой отрез нетканого материала, пропитанный 0,5 % раствором хлоргексидина и герметично упакованный в саше из полимерных материалов.

1.3. Пропиточный состав – 0,5% водный раствор хлоргексидина по параметрам острой токсичности относится к веществам 4-го класса опасности – вещества неопасные. При нанесении на кожу не обладает местно-раздражающим действием, не оказывает кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего эффекта.

1.4. Салфетка предназначена для очистки кожи персонала и пациентов от загрязнения, в том числе биологических, в домашних условиях, в машинах скорой помощи, при экстренных и чрезвычайных ситуациях, в службе медицины катастроф, военно-полевой и тактической медицине, в стационарных медицинских учреждениях, а так же в учреждениях бытового и социального обслуживания (домах престарелых, инвалидов, косметических салонах, парикмахерских, детских дошкольных и школьных учреждениях и т.д.).

1.5. Салфетка может быть использована для очистки различных непористых поверхностей приборов, оборудования с целью удаления бытовых или биологических загрязнений.

1.6. Срок годности салфетки - 2 года с даты изготовления.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Вскрывают упаковку, извлекают салфетку, протирают ею поверхности до полного удаления следов загрязнения. Расход салфеток определяют исходя из степени загрязнения обрабатываемой поверхности.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Поверхность считают очищенной, если после обработки на салфетке отсутствуют следы загрязнений.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Салфетки используют только для наружного применения. Не допускать контакта салфетки с поврежденной кожей, слизистыми оболочками.

3.2. Возможно развитие индивидуальной реакции на пропиточный состав. При появлении жжения, зуда, сыпи – промыть пораженный участок теплой водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу.

3.3. Не допускается использовать салфетку по истечении срока годности.

4. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Индивидуальная упаковка салфетки (саше) должна быть герметичной. Групповая упаковка – коробки картонные или пакеты из полимерной пленки в количестве не более 150 штук.

4.2. Салфетки хранят при температуре не выше плюс 25 °С в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей. Допускается хранение салфеток в других условиях, обеспечивающих сохранность их потребительских свойств.

5. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Салфетки используют однократно. Использованные салфетки утилизируют как медицинские отходы. Класс опасности устанавливают исходя из класса опасности биоматериала с которым контактировали салфетки.

5.2 Утилизация должна осуществляться с обеспечением необходимых требований эпидемиологической безопасности и требованиям действующего законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь

_____ **А.Г. Старовойтов**
«01» 11 _____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЧЕФИ"

_____ **А.Г. Петров**
«__» _____ 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ВЛАЖНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ С 3 % ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ **М.И. Злотникова**
«30» 10 _____ 2024 г.

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»

_____ **О.Н. Згурская**
«__» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Минская областная клиническая больница»

_____ **А.А. Линкевич**
«23» сентября _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

_____ **О.И. Светлицкая**
«14» 10 _____ 2024 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция предназначена для персонала организаций здравоохранения, службы военно-полевой и тактической медицины и медицины катастроф, скорой медицинской помощи, станций переливания крови, стоматологических кабинетов и поликлиник детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.), косметических салонов и парикмахерских, для взрослого населения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Салфетка медицинская влажная гигиеническая с 3 % перекисью водорода (далее – салфетка) представляет собой готовое к применению изделие медицинского назначения, предназначенное для гигиенической обработки (очистки) кожи пациентов и персонала, а так же различного рода поверхностей, медицинского инструмента и принадлежностей, загрязненных биоматериалом (слюной, гноем, слизью, в том числе кровью).

1.2. Салфетка представляет собой отрез нетканого материала, пропитанный 3 % раствором перекиси водорода и герметично упакованный в саше из полимерных материалов.

1.3. Пропиточный состав–3 % водный раствор перекиси водорода по параметрам острой токсичности относится к веществам 4-го класса опасности – вещества неопасные. При нанесении на кожу в рекомендованных режимах обладает слабым местно-раздражающим действием, не оказывает кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего эффекта.

1.4. Салфетка предназначена для очистки кожи персонала и пациентов от загрязнения, в том числе биологических, в домашних условиях, в машинах скорой помощи, при экстренных и чрезвычайных ситуациях, в службе медицины катастроф, военно-полевой и тактической медицине, в стационарных медицинских учреждениях, а так же в учреждениях бытового и социального обслуживания (домах престарелых, инвалидов, косметических салонах, парикмахерских, детских дошкольных и школьных учреждениях и т.д.).

1.5. Салфетка может быть использована для очистки различных непористых поверхностей приборов, оборудования, устойчивых к действию перекиси водорода, с целью удаления бытовых или биологических загрязнений.

1.6. Срок годности салфетки – 2 года с даты изготовления.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Вскрывают упаковку, извлекают салфетку, протирают ею поверхности по полного удаления следов загрязнения. Расход салфеток определяют исходя из степени загрязнения обрабатываемой поверхности.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Поверхность считают очищенной, если после обработки на салфетке отсутствуют следы загрязнений.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Салфетки используют только для наружного применения. Не допускать контакта салфетки с поврежденной кожей, слизистыми оболочками.

3.2. Возможно развитие индивидуальной реакции на пропиточный состав. При появлении жжения, зуда, сыпи – промыть пораженный участок теплой водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу.

3.3. Не опускается использовать салфетку по истечении срока годности.

4. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Индивидуальная упаковка салфетки (саше) должна быть герметичной. Групповая упаковка – коробки картонные или пакеты из полимерной пленки в количестве не более 150 штук.

4.2. Салфетки хранят при температуре не выше плюс 25 °С в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей. Допускается хранение салфеток в других условиях, обеспечивающих сохранность их потребительских свойств.

5. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Салфетки используют однократно. Использованные салфетки утилизируют как медицинские отходы. Класс опасности устанавливают исходя из класса опасности биоматериала с которым контактировали салфетки.

6.3 Утилизация должна осуществляться с обеспечением необходимых требований эпидемиологической безопасности и требованиям действующего законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.