почтовый адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа 5 к.3
+375 17 399-60-80
e-mail: info@medicalfort.by

ООО «МЕДИКАЛФОРТ»
220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 9-2
р/с BY27AKBB30126322500015400000 ЦБУ № 527 ОАО « АСБ Беларусбанк» код AKBBBY2X УНН 101419457
ОКПО 37493517

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩЕЙ И КОМПЛЕКТЫ ИЗ НИХ
ТУ BY 101419457.004-2014 изм. «2»
ООО «Медикалфорт», Беларусь

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
ООО «Медикалфорт»
_____ С.П. Богодяж
«06» 12 2023г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

почтовый адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа 5 к.3
+375 17 399-60-80
e-mail: info@medicalfort.by

ООО «МЕДИКАЛФОРТ»
220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 9-2
р/с BY27AKBB30126322500015400000 ЦБУ № 527 ОАО « АСБ Беларусбанк» код AKBBBY2X УНН 101419457
ОКПО 37493517

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩЕЙ И КОМПЛЕКТЫ ИЗ НИХ
ТУ BY 101419457.004-2014 изм. «2»
ООО «Медикалфорт», Беларусь

Инструкция по применению на устройства для удаления клещей и комплекты из них по ТУ BY 101419457.004-2014 изм. «2»

Устройства для удаления клещей и комплекты из них (далее по тексту - устройства), предназначенные для удаления паразитных клещей из кожи людей и животных в организациях здравоохранения (больницах, поликлиниках, санаториях, лечебных центрах, профилакториях и т.д.) и в домашних условиях.

Устройства предназначены для многоразового использования.

Упаковка

Устройства упаковывают в зависимости от заказа в индивидуальную упаковку. Устройства одного условного обозначения укладывают в емкость из полимерного материала по ТНПА или с пробиркой в пакет из полиэтиленовой пленки по ТНПА. Емкость или пакет упаковывают в потребительскую упаковку - картонные коробки по ТНПА.

Допускается по согласованию с заказчиком упаковывание устройств другого номинального количества и в упаковку другого типа.

- устройства - согласно условному обозначению;
- пробирка с пробкой для хранения удаленных клещей;
- емкость с крышкой для устройств (при наличии) или пакет из полиэтиленовой пленки;
- инструкция по применению.

Комплект формируется по согласованию с заказчиком.

Способ применения:

1. Ознакомиться с инструкцией внутри упаковки (входит в комплект).
2.Подобрать устройство нужного размера.
3. Поддеть клеща в прорезь крючка как можно ближе к хоботку.
4. Слегка приподнять крючок и повернуть его на 2-3 оборота. Через 1-3 оборота клещ безопасно извлекается целиком вместе с хоботком.
5. Поместить клеща в пробирку (входит в комплект).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

почтовый адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа 5 к.3
+375 17 399-60-80
e-mail: info@medicalfort.by

ООО «МЕДИКАЛФОРТ»
220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 9-2
р/с BY27AKBB30126322500015400000 ЦБУ № 527 ОАО « АСБ Беларусбанк» код AKBBBY2X УНН 101419457
ОКПО 37493517

Условия отпуска из аптек:

Для приобретения в аптеке предъявлять рецепт не надо, однако, перед началом применения прочитать инструкцию.

Условия хранения:

Устройства хранят при температуре от минус 5 °С до плюс 40 °С в крытых сухих помещениях в упаковке изготовителя.

Срок годности:

Срок годности устройств -не ограничен.

Директор
ООО «Медикалфорт» А.В. Богодяж

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru