**Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за экзопротезом молочной железы ПМЖ - ОБС**

1 Экзопротез молочной железы облегченный спортивный ПМЖ – ОБС (далее экзопротез), предназначен для компенсации послеоперационного дефекта и восстановления объемной симметрии туловища у женщин после мастэктомии. Рекомендуется при занятиях спортом, в том числе плавании.

2 Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

3 Подбор размера экзопротеза определяется в соответствии с таблицами 1, 2.

Размер экзопротеза определяется по следующим размерным признакам:

- обхват груди (измеряется горизонтально вокруг туловища по максимально выступающим точкам с учетом протеза);
- обхват под грудью;
- разница обхвата груди и обхвата под грудью соответствует буквенному обозначению чашки в таблице 2

Таблица 1

| **Размер экзопротеза молочной железы** | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер бюстгальтера | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | | | |
| | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | | |
| | | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |
| | | | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
| | | | | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E |
| | | | | | 95A | 95B | 95C | 95D |
| | | | | | | 100A | 100B | 100C |
| | | | | | | | 105A | 105B |
| | | | | | | | | 110A |

Таблица 2

| Разница между обхватом груди и обхватом под грудью, см | Буквенное обозначение чашки |
|---|---|
| 13 | A |
| 15 | B |
| 17 | C |
| 19 | D |
| 21 | E |
| 23 | F |

Экзопротез вложить в чашку лифа-бюстгальтера для крепления экзопротеза молочной железы между верхом чашки и клапаном, одеть лиф-бюстгальтер на тело, застегнуть. При необходимости, отрегулировать плотность прилегания лифа-бюстгальтера.

4 Для обеспечения правильного ухода за экзопротезом необходимо :

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- стирку экзопротеза производить только вручную при температуре воды не выше 40˚С в короткий промежуток времени (без замачивания) нейтральными моющими средствами;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- отжать вручную, без выкручивания;
- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- не гладить;
- после высыхания, при необходимости, равномерно расправить наполнитель внутри экзопротеза.



Условия эксплуатации экзопротеза (климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150) :
- температура воздуха в помещении должна быть от плюс 10°С до плюс 40 °С;
- верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 25 °С.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр», г. Минск, ул. Одоевского 10.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479, сайт: www.bpovc.by. E-mail: minsk@bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru