## Инструкция по применению :

- **Шпатель медицинский деревянный одноразовый ШМД нестерильный, ТУ BY 101263444.003-2008 изм.»2»**
**(в упаковке 85 шт.)**

- **Шпатель медицинский деревянный одноразовый ШМД стерильный, ТУ BY 101263444.003-2008 изм.»2»**
**(в упаковке 75 шт.)**

**Применение:**

Шпатель медицинский деревянный одноразовый ШМД это изделие медицинского назначения, используемое при обследовании врачами-отоларингологами для смещения тканей при ларингологическом обследовании; для взятия соскоба со слизистой ротовой полости. Применяются также для нанесения мази или геля, перемешивания растворов и лосьонов.

**Состав:**

Шпатели изготовлены из древесины твердых лиственных пород (береза) высокого качества, полностью экологичны. Поверхность ШМД имеет отшлифованное гладкое покрытие без зазубрин совершенно плоские и гладкие с закруглениями с обоих концов. Толщина обеспечивает высокую прочность изделия. Шпатели медицинские одноразовые деревянные не имеют острых кромок, выкрошенных мест, расслоений, заусенцев. Шпатель не имеет запаха и вкуса. Упруги и устойчивы к излому.

Для одноразового применения.

**Условия хранения:**
В закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 80% (оптимальные условия хранения обеспечиваются при температуре воздуха от +16°С до +25°С и относительной влажности 40-70%)

Срок годности 24 месяца.

**Производитель**

ООО «ЛОДЭ-С», Республика Беларусь.

Директор ООО «ЛОДЭ-С» _____ В.В. Горбачев
(подпись)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru