Утверждаю:
Председатель НПК «БИОН»
_____ А.И. Чухонский
«23» ____11____ 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОБИРКИ ДЛЯ МИКРОПРОБ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Пробирка для микропроб однократного применения (в дальнейшем – пробирка) предназначена для хранения, транспортирования и центрифугирования микропроб крови и другого биологического материала.

1.2 Пробирка изготавливается из полипропилена и соответствует ТУ РБ 06734401.004-99.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Пробирка поставляется упакованной в запаянные полиэтиленовые пакеты в количестве кратном 10.

2.2 В каждый полиэтиленовый пакет должна быть вложена этикетка.

2.3 Пакеты укладываются в ящики из гофрированного картона. В каждый ящик вложена инструкция по применению.

3. ПРИМЕНЕНИЕ

3.1 Вскройте пакет и выньте пробирку.

3.2 Налейте пробу в пробирку при помощи пипетки.

3.3 Закройте пробирку пробкой во избежание вытекания и загрязнения пробы.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Пробирки транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

4.2 Пробирки в упаковке изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

На полках стеллажа по высоте должно укладываться не более 5 ящиков.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пробирок ТУ РБ 06734401.004-99 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

5.2 Гарантийный срок хранения пробирок - 2 года со дня изготовления.

5.3 Все претензии по качеству пробирок направлять по адресу:

220090, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кольцова, д.19, НПК «БИОН».
Тел./факс: (017) 396-48-38.
E-mail: npk.bion@yandex.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru