УТВЕРЖДАЮ
Директор ОДО «НТМ-2000»
_____ А. В. Кулаковский
м.п.
09 ноября 2023 г.

КОНТЕЙНЕР МЕДИЦИНСКИЙ КМ-ДС
ТУ РБ 14745293.004-99 изм. «5»
ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Контейнер медицинский для химической дезинфекции и стерилизации КМ ДС (далее – контейнер медицинский КМ ДС) изготовлен из ударопрочного полистирола, предназначен для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий химическим методом.

2. Сфера применения

Контейнер медицинский КМ ДС используется в организациях здравоохранения различного профиля, на предприятиях сферы бытового обслуживания, в косметологических и стоматологических кабинетах, а также в других местах, где требуется мытье и/или обеззараживание отработанных изделий медицинского назначения и других изделий и принадлежностей способом погружения в рабочий раствор химического средства дезинфекции или в моющий раствор (далее – рабочий раствор).

3. Типы и комплектность контейнеров медицинских КМ ДС

3.1. Типы контейнеров медицинских КМ ДС: КМ ДС.0,1 (0,1 л); КМ ДС.0,5 (0,5 л); КМ ДС.1,0 (1 л); КМ ДС.3,0 (3 л); КМ ДС.5,0 (5 л); КМ ДС.6,0 (6 л); КМ ДС.10,0 (10 л).

3.2. Комплектность контейнеров медицинских КМ ДС приведена в таблице:

Наименование комплектующих	Количество
Ванна контейнера	1
Крышка ванны	1
Поддон перфорированный	1
Пресс-гнет (кроме КМ ДС.0,1(0,1 л))	1

4. Описание применения

4.1. В ванну контейнера медицинского КМ ДС налить необходимое количество рабочего раствора.

4.2. Установить в ванну с рабочим раствором поддон перфорированный.

4.3. Поместить внутрь поддона перфорированного медицинские или другие изделия и принадлежности, подлежащие мытью и/или обеззараживанию химическим методом. Для полного погружения пустотелых предметов в рабочий раствор использовать пресс-гнет.

4.4. Закрыть ванну контейнера медицинского КМ ДС крышкой.

4.5. По окончании времени экспозиции с момента погружения в рабочий раствор последнего изделия открыть крышку, извлечь из ванны поддон перфорированный с обработанными изделиями и, не вынимая их из поддона, промыть под проточной водой.

Примечание. Данная технология позволяет производить обработку, избегая непосредственного контакта кожи рук персонала с рабочим раствором.

5. Условия эксплуатации

5.1. Эксплуатация контейнера медицинского КМ ДС должна проходить при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25 °С.

6. Требования безопасности

6.1. При мытье и/или обеззараживании изделий с использованием контейнера медицинского КМ ДС необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с рабочим раствором, которые указаны в инструкции по применению используемого химического средства дезинфекции или моющего средства.

5.2. Ванна контейнера медицинского КМ ДС должна устанавливаться на горизонтальную ровную поверхность.

5.3. Объем рабочего раствора должен быть таким, чтобы после полного погружения в него всех обрабатываемых изделий рабочий раствор не переливался через край ванны контейнера медицинского КМ ДС.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование и хранение контейнеров медицинских КМ ДС осуществляется в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должно соответствовать 5 группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.

7.2. Температура воздуха при транспортировании должна быть в пределах от -30 °С до +50 °С.

7.3. Температура воздуха при хранении должна быть в пределах от +5 °С до +40 °С.

7.4. Условия хранения контейнеров медицинских КМ ДС на складах предприятия-изготовителя и потребителя продукции должны соответствовать группе С по ГОСТ 15150-69.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие контейнеров медицинских КМ ДС требованиям ТУ РБ 14745293.004-99 изм. «5» при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок – 12 месяцев.

9. Свидетельство о приемке

Контейнер КМ ДС соответствует ТУ РБ 14745293.004-99 изм. «5» и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

По вопросам эксплуатации
контейнеров медицинских КМ-ДС
обращаться к производителю – ОДО «НТМ-2000»
по адресу:
213760, ул. Проектируемая, 8а, г. Осиповичи,
Могилевской обл.
тел./факс: (017) 355-05-54, 224-40-11

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОДО «НТМ-2000»
_____ А. В. Кулаковский
м.п.
09 ноября 2023 г.

КОНТЕЙНЕР МЕДИЦИНСКИЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ КМ-ТР ТУ РБ 14745293.004-99 изм. «5». ПАСПОРТ

1. Назначение

Контейнер медицинский для транспортировки медицинских изделий, биологического материала КМ ТР (далее – контейнер медицинский КМ ТР) изготовлен из ударопрочного полистирола, предназначен для транспортировки флаконов с лекарственными средствами и изделий медицинского назначения, используемых при заборе крови у пациентов, а также пробирок и предметных стекол с биологическим материалом пациентов в лаборатории для исследований и т. д.

2. Сфера применения

Контейнер медицинский КМ ТР предназначен для использования в организациях здравоохранения различного профиля.

3. Типы и комплектность контейнеров медицинских КМ ТР

3.1. Типы контейнеров медицинских КМ ТР:
КМ ТР.3,0.Y; КМ ТР.5,0.Y,
где «Y» – вариант исполнения

3.2. Комплектность контейнеров медицинских КМ-ТР приведена в таблице:

Наименование комплектующих	Вариант исполнения				
	П	ЗК	ФЛ	ПС	БМ
Ванна контейнера	+	+	+	+	+
Крышка ванны	+	+	+	+	+
Штатив контейнера*	+	+	+	+	-
Две ручки	+	+	+	+	+

** – штатив в зависимости от исполнения.*

4. Описание применения

4.1. Установить контейнер медицинский КМ ТР на ровную горизонтальную поверхность и открыть крышку.

4.2. Подлежащие транспортировке флаконы с лекарственными средствами, изделия медицинского назначения, пробирки и предметные стекла с биологическим материалом пациентов поместить в штатив соответствующего контейнера медицинского КМ ТР.

4.3. Закрыть крышку ванны и зафиксировать ее двумя ручками во избежание попадания транспортируемых объектов во внешнюю среду при опрокидывании контейнера медицинского КМ ТР.

4.4. Контейнер медицинский КМ ТР готов к транспортировке.

5. Условия эксплуатации

5.1. Эксплуатация контейнера медицинского КМ ТР должна проходить при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25 °С.

6. Требования безопасности

6.1. При работе с контейнером медицинским КМ ТР необходимо соблюдать меры предосторожности при работес конкретным веществом, помещенным внутрь контейнера медицинского КМ ТР.

6.2. Перед загрузкой контейнер медицинский КМ ТР должен устанавливаться на ровную горизонтальную поверхность.

6.3. Контейнер медицинский КМ ТР должен транспортироваться только за ручки при закрытой крышке.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование и хранение контейнеров медицинских КМ ТР осуществляется в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должно соответствовать 5-й группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.

7.2. Температура воздуха при транспортировании должна быть в пределах от -30 °С до +50 °С.

7.3. Температура воздуха при хранении должна быть в пределах от +5 °С до +40 °С.

7.4. Условия хранения контейнеров медицинских КМ ТР на складах предприятия-изготовителя
и потребителя продукции должны соответствовать группе С по ГОСТ 15150-69.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие контейнеров медицинских КМ ТР требованиям
ТУ РБ 14745293.004-99 изм. «5» при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок – 12 месяцев.

9. Свидетельство о приемке

Контейнер медицинский КМ ТР соответствует
ТУ РБ 14745293.004-99 изм. «5» и признан годным
для эксплуатации.

Дата выпуска _____
Подпись ответственного за приемку _____

По вопросам эксплуатации
контейнеров медицинских КМ ТР
обращаться к производителю – ОДО «НТМ-2000»
по адресу:
213760, ул. Проектируемая, 8а, г. Осиповичи,
Могилевской обл.
тел./факс: (017) 355-05-54, 224-40-11

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОДО «НТМ-2000»
_____ А. В. Кулаковский
м.п.
09 ноября 2023 г.

КОНТЕЙНЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ КМ ХМ ТУ РБ 14745293.004-99 изм. «5». ПАСПОРТ

1. Назначение

Контейнер медицинский для хранения медицинских изделий КМ ХМ (далее – контейнер медицинский КМ ХМ) изготовлен из ударопрочного полистирола, предназначен для хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

2. Сфера применения

Контейнер медицинский КМ ХМ предназначен для использования в организациях здравоохранения различного профиля.

3. Типы и комплектность контейнеров медицинских КМ ХМ

3.1. Типы контейнеров КМ ХМ: КМ ХМ.6,0; КМ ХМ.10.0

3.2. Комплектность контейнеров медицинских КМ ХМ приведена в таблице:

Наименование комплектующих	Количество
Ванна контейнера	1
Крышка ванны	1
Перегородка	1

4. Описание применения

4.1. Установить контейнер медицинский КМ ХМ на ровную горизонтальную поверхность и открыть крышку ванны.

4.2. Подлежащие хранению изделия поместить в соответствующую ячейку контейнера медицинского КМ ХМ.

4.3. Закрыть крышку контейнера медицинского КМ ХМ и транспортировать контейнер медицинский КМ ХМ в специальное место для хранения.

5. Условия эксплуатации

5.1. Эксплуатация контейнера медицинского КМ ХМ должна проходить при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 80 % при 25 °С.

6. Требования безопасности

6.1. При работе с контейнером медицинским КМ ХМ необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с конкретными веществами, помещенными внутрь контейнера медицинского КМ ХМ.

6.2. Контейнер медицинский КМ ХМ должен устанавливаться на ровную горизонтальную поверхность.

6.3. Контейнер медицинский КМ ХМ должен транспортироваться только с закрытой крышкой.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование и хранение контейнеров медицинских КМ ХМ осуществляется в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должно соответствовать 5-й группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.

7.2. Температура воздуха при транспортировании должна быть в пределах от -30 °С до +50 °С.

7.3. Температура воздуха при хранении должна быть в пределах от +5 °С до +40 °С.

7.4. Условия хранения контейнеров медицинских КМ ХМ на складах предприятия-изготовителя и потребителя продукции должны соответствовать группе С по ГОСТ 15150-69.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие контейнеров медицинских КМ ХМ требованиям
ТУ РБ 14745293.004-99 изм. «5» при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок – 12 месяцев.

9. Свидетельство о приемке

Контейнер медицинский КМ ХМ соответствует
ТУ РБ 14745293.004-99 изм. «5» и признан годным
для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

По вопросам эксплуатации контейнеров медицинских КМ ХМ обращаться к производителю – ОДО «НТМ-2000» по адресу: 213760, ул. Проектируемая, 8а, г. Осиповичи, Могилевской обл.
тел./факс: (017) 355-05-54, 224-40-11

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru